


REF D300 140 000 à D300 140 200




Il en va de la responsabilité de l'utilisateur d'impérativement vérifier avant chaque opération, l'intégrité de l'électrode qui va être utilisée. Au cours des utilisations successives, des cycles de lavage et de stérilisation, une électrode peut subir divers dommages tels que :


1. Altération du fil de coupe de l'électrode (pliure et/ou déformation)



2. Altération des isolants (brûlures, lacérations, déplacement)



3. Altération du connecteur



Si vous constatez une quelconque altération, jetez l'électrode immédiatement et utilisez-en une nouvelle, sous peine de créer un arc électrique qui pourrait détruire votre résecteur.



www.delmont-imaging.com/downloads

EN-Read the manual carefully before use. A physical copy can be supplied on request.

FR-Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Une copie physique peut vous être fournie sur demande.

ES-Lea el manual cuidadosamente antes de usarlo. Una copia física puede ser suministrada a petición.

PT-Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Uma cópia física pode ser fornecida sob pedido.

IT-Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Una copia fisica può essere fornita su richiesta.

DE-Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Eine physische Kopie kann auf Anfrage geliefert werden.

NO-Les bruksanvisningen nøye før bruk. En fysisk kopi kan leveres på forespørsel.

SV-Läs bruksanvisningen noggrant före användning. En fysisk kopia kan levereras på begäran.

DA-Læs manualen omhyggeligt inden brug. En fysisk kopi kan leveres på anmodning.

NL-Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Een fysiek exemplaar kan op verzoek worden verstrekt.

UK-Перед використанням уважно прочитайте посібник. Фізична копія може бути надана за запитом.

RU-Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Печатная версия доступна по запросу.

EL-Διαβάτε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ένα φυσικό αντίγραφο μπορεί να παραβηθεί κατόπιν αιτήματος.

PL-Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję. Fizyczna kopia może być dostarczona na życzenie.

CZ-Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Fyzická kopie může být dodána na vyžádání.

RO-Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. La cerere se poate furniza o copie fizică.

HU-Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Kérésre fizikai másolat is szállítható.


REF D300 130 002



Lors d'une opération de résection hystérocopique, le courant électrique ne doit être activé que tant que l'électrode est dans le champ de vision. Un non-respect de cette consigne peut endommager le produit ou blesser la patiente.

En d'autres termes, dès que l'électrode n'est plus visible, la coupe doit cesser.

Afin de faciliter le respect de cette consigne, une butée est dorénavant systématiquement insérée dans la poignée du résecteur (voir photo ci-jointe).



Le tableau ci-dessous met en évidence les différences visuelles quand le résecteur est équipé ou non de la butée :



Avec butée

Sans butée

**Embout distal du résecteur
(poignée au repos)**



**Image de la caméra
(poignée au repos)**



www.delmont-imaging.com/downloads

EN-Read the manual carefully before use. A physical copy can be supplied on request.

FR-Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Une copie physique peut vous être fournie sur demande.

ES-Lea el manual cuidadosamente antes de usarlo. Una copia física puede ser suministrada a petición.

PT-Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Uma cópia física pode ser fornecida sob pedido.

IT-Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Una copia fisica può essere fornita su richiesta.

DE-Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Eine physische Kopie kann auf Anfrage geliefert werden.

NO-Les bruksanvisningen nøye før bruk. En fysisk kopi kan leveres på forespørsel.

SV-Läs bruksanvisningen noggrant före användning. En fysisk kopia kan levereras på begäran.

DA-Læs manualen omhyggeligt inden brug. En fysisk kopi kan leveres på anmodning.

NL-Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Een fysiek exemplaar kan op verzoek worden verstrekt.

UK-Перед використанням уважно прочитайте посібник. Фізична копія може бути надана за запитом.

RU-Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Печатная версия доступна по запросу.

EL-Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ένα φυσικό αντίγραφο μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος.

PL-Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję. Fizyczna kopia może być dostarczona na życzenie.

CZ-Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Fyzická kopie může být dodána na vyžádání.

RO-Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. La cerere se poate furniza o copie fizică.

HU-Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Kérésre fizikai másolat is szállítható.



Delmont Imaging
390 Avenue du Mistral
13600 La Ciotat - FRANCE
Tel : +33 (0) 951 513 030
Fax : +33 (0) 957 513 100
contact@delmont-imaging.com
www.delmont-imaging.com

