




*imaging all the women\**



# MaxiCare

La résection bipolaire en 9mm

# Le set **MaxiCare** complet - Réf. D400 100 002 comprend les éléments suivants :

Pour la version active de MaxiCare, la référence est la suivante : D400 100 004

## Hystéroscope HD. 4mm. 30°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 001



## Chemise externe 26Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 004



## Chemise interne 24Fr.

Rotative

Réf. D300 130 005



## Élément de travail à action passive

Compatible avec les énergies bipolaires

Réf. D300 130 006



## Electrode coupante 30°

Réf. D300 140 004



## Electrode coupante droite

Réf. D300 140 007



## Electrode rouleau

Réf. D300 140 006



## Electrode couteau

Réf. D300 140 005



## Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



## Accessoires optionnels :

### Obturateur

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 007



### Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Réf. D200 160 003



### Panier de stérilisation

Autoclavable. 480x250x47mm. Fourni avec un tapis en silicone et un couvercle

Réf. D200 160 500



### Cordon de résection bipolaire. Covidien

ForceTriad

Réf. D200 190 000



### Cordon de résection bipolaire. Erbe

VIO300D

Réf. D200 190 001

