

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY | DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

im Sinne des Anhanges VII der EG-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG

according to Annex VII of Directive 93/42/EEC concerning Medical Devices

suivant Annexe VII des Directives Européennes relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE

Hersteller: Erbe Elektromedizin GmbH

Manufacturer: Waldhörnlestraße 17

Fabricant: D 72072 Tübingen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Hereby we declare under our sole responsibility, that the product

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Anschlusskabel / Connecting cable / Câble de raccordement

REF	LOT	REF	LOT	REF	LOT	REF	LOT
20183-066	≥ 07/04	20192-120	≥ 08/04	20194-078	≥ 10/04	20196-062	≥ 07/14
20192-095	≥ 01/04	20192-121	≥ 07/04	20194-079	≥ 01/04	20196-063	≥ 07/14
20192-097	≥ 06/04	20192-122	≥ 07/04	20194-080	≥ 01/04	20196-064	≥ 07/14
20192-098	≥ 06/04	20192-125	≥ 06/04	20194-081	≥ 07/04	20196-065	≥ 07/14
20192-099	≥ 05/04	20192-126	≥ 01/04	20194-085	≥ 01/04	20196-066	≥ 07/14
20192-100	≥ 06/04	20192-127	≥ 01/04	20194-086	≥ 10/04	20196-067	≥ 07/14
20192-101	≥ 06/04	20192-128	≥ 02/05	20194-087	≥ 10/04	20196-106	≥ 01/04
20192-104	≥ 05/04	20192-129	≥ 02/05	20194-088	≥ 02/05	20196-107	≥ 07/04
20192-105	≥ 08/04	20192-130	≥ 06/11	20194-089	≥ 02/05	20196-108	≥ 07/04
20192-107	≥ 05/04	20192-132	≥ 03/14	20196-045	≥ 01/04	20196-109	≥ 07/04
20192-108	≥ 05/04	20192-133	≥ 03/14	20196-047	≥ 07/04	20196-115	≥ 04/06
20192-109	≥ 05/04	20192-134	≥ 03/14	20196-048	≥ 07/04	20196-118	≥ 03/06
20192-110	≥ 01/04	20192-135	≥ 03/14	20196-051	≥ 07/04	20196-119	≥ 03/06
20192-111	≥ 07/04	20192-136	≥ 03/14	20196-052	≥ 07/04	20718-031	≥ 07/04
20192-112	≥ 07/04	20192-137	≥ 03/14	20196-053	≥ 01/04	20196-121	≥ 03/11
20192-113	≥ 06/04	20194-070	≥ 01/04	20196-054	≥ 07/04	20196-123	≥ 03/11
20192-114	≥ 01/04	20194-072	≥ 07/04	20196-055	≥ 07/04	20196-124	≥ 03/11
20192-115	≥ 01/04	20194-074	≥ 07/04	20196-057	≥ 11/04	20196-127	≥ 03/11
20192-116	≥ 01/04	20194-075	≥ 01/04	20196-059	≥ 02/05	20196-129	≥ 08/11
20192-117	≥ 06/04	20194-076	≥ 07/04	20196-060	≥ 02/05	20196-130	≥ 08/11
20192-119	≥ 06/04	20194-077	≥ 01/04	20196-061	≥ 02/05		

Klasse

Class / Classe

den Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht.

meets the requirements of the following directives.

correspond aux arrêtés des Directives mentionnées ci-après.

Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte

Directive 93/42/EEC of the Council of June 14, 1993 for Medical Devices

Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

Tübingen, 20.04.2016

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

CE



12.07.2018

20183066.M15/16

(Leiter des Qualitätswesens / VP Quality assurance / Chef du Service qualité)

Gültig bis / Valid until / Valide jusqu'à

Anhang zur Konformitätserklärung Nr. 20183066.M15/16
Appendix for Declaration of Conformity No. 20183066.M15/16
Annexe à la Déclaration de Conformité n° 20183066.M15/16

Die in der Konformitätserklärung aufgeführten Anschlusskabel können mit folgenden Hochfrequenz-Chirurgiegeräten verwendet werden:
The connecting cable cited in the declaration of conformity can be used with the following electrosurgical units:
Les Câble de raccordement mentionnés dans la Déclaration de Conformité, peuvent être utilisés avec les bistouris électriques suivants:

Die im Verwendungshinweis angegebene maximale HF-Spannung darf nicht überschritten werden. / The maximum HF voltage stated in the notes on use is not allowed to be exceeded.
/ Les tensions HF indiquées sur les Notice d'utilisation ne doivent pas être dépassées.

Anschlusskabel Nr:

GERÄTETYPE

Connecting cable No.:

TYPE OF UNIT

Câble de

MODÈLES

raccordement n°:	EV	T	I	MM	M	V	O	BO	C	S
20196-045	X	X	X							
20196-047				X	X					
20196-048	X	X	X							
20196-051	X		X							
20196-052	X		X							
20196-053	X		X							
20196-054	X	X	X							
20196-055	X			X		X	X	X	X	X
20196-057	X	X	X							
20196-059				X	X					
20196-060	X	X	X							
20196-061	X		X							
20196-062	X	X	X							
20196-063	X		X							
20196-064	X			X		X	X	X	X	X
20196-065	X	X	X							
20196-066	X			X		X	X	X	X	X
20196-067	X			X		X	X	X	X	X
20196-106	X	X	X							
20196-107	X		X							
20196-121	X	X	X							
20196-123	X			X		X	X	X	X	X
20196-127	X			X		X	X	X	X	X

Erläuterung: / Explanation: / Explication:

X: Anschlusskabel verwendbar / connecting cableusable / Câble de raccordement utilisable avec
EV: ERBE VIO 300 D, VIO 200 D, VIO 300 S, VIO 200 S, VIO 100 C, VIO 50 C
T: Erbotom T 400 B, T 400 C, W 400, T 300 B, T 300 C, T 175, T175 D, T 175 E, T 130, T 71 D, T 50, T 50 B, TUR, Endoscopy
I: Erbotom ICC 350, ICC 300, ICC 200, ICC80, ICC50, ACC 450/451, ACC 430, ACC 410, HF 120, HF 300
MM: Martin Maxium
M: Martin Elektrotom 200, 390, 400, ME 200, ME 400, ME 401, ME 411, ME81, Modulsystem 2000
V: Valleylab Force Triad
O: Olympus ESG-40, PSD-60
BO: BOWA ARC 400
C: Conmed System 5000
S: Storz Autocon II 400, Autocon II 200

Anh. 20183066.M15/16