



*imaging all the women**



Endojack

Le manipulateur utérin malin

Avec **Endojack**, gagnez en temps et en sérénité.

EFFICACE.

Le ballonnet solidarise fermement l'utérus à Endojack et rend de fait les manipulations très précises. Les deux canules sont intégrées dans le corps du manipulateur. Elle ne seront d'aucune gêne durant les rotations. Enfin, la poignée rotative autorise antéversion et rétroversion sans le moindre effort, et son système de verrouillage permet de bloquer l'utérus dans la position de votre choix. Vous allez pouvoir libérer votre aide-opérateur tout en bénéficiant d'un confort inégalé.



SECURITAIRE.

L'embout d'Endojack est atraumatique et vous pouvez modifier sa longueur d'un centimètre ce qui élimine les risques de perforation de l'utérus et font de ce manipulateur utérin un produit particulièrement sécuritaire.

COMPLET.

Un hystéromètre-dilatateur, pour une dilatation douce du col et une mesure de la profondeur de l'utérus dans un seul et même geste.

Une canule bleue pour vos épreuves au bleu.

Une seringue de 10mL pour réaliser ces épreuves au bleu mais aussi gonfler le ballonnet en début d'opération.

Rien ne manque !



SIMPLE.

Endojack est un dispositif stérile à usage unique. Il ne nécessite donc ni nettoyage ni stérilisation.

Il est fourni complètement assemblé et immédiatement fonctionnel.

Difficile de faire plus simple !

Références :

Manipulateur utérin Endojack - Boîte de 5 unités

Taille 60-70mm

Réf. D250 100 000

Manipulateur utérin Endojack - Boîte de 5 unités

Taille 80-90mm

Réf. D250 100 001