




*imaging all the women**



MaxiCare

La résection bipolaire en 9mm

Le set **MaxiCare** complet - Réf. D400 100 008

comprend les éléments suivants :

Pour la version active de MaxiCare, la référence est la suivante : D400 100 004

Hystéroscope HD. 4mm. 12°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 002



Chemise externe 26Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 004



Chemise interne 24Fr.

Rotative

Réf. D300 130 005



Élément de travail à action passive

Compatible avec les énergies bipolaires

Réf. D300 130 006



Electrode coupante 30°

Réf. D300 140 004



Electrode coupante droite

Réf. D300 140 007



Electrode rouleau

Réf. D300 140 006



Electrode couteau

Réf. D300 140 005



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Accessoires optionnels :

Electrode de vaporisation rouleau à pointe

Réf. D300 140 008



Electrode de vaporisation rouleau lisse

Réf. D300 140 009



Obturateur

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 007

Obturateur visuel résecteur 26Fr.

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 010

Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Réf. D200 160 003

Panier de stérilisation

Autoclavable. 480x250x47mm. Fourni avec un tapis en silicone et un couvercle

Réf. D200 160 500

Cordon de résection bipolaire. Covidien

ForceTriad

Réf. D200 190 000

Cordon de résection bipolaire. Erbe

VIO300D

Réf. D200 190 001

Delmont Imaging est le fabricant de l'optique, dispositif médical de Classe IIa et du système de résectoscopie de Classe IIa/IIb portant le marquage CE 1304. Organisme notifié SIQ, présentés dans ce document. Delmont Imaging est le fabricant du câble de lumière, dispositif de classe I.

Document non contractuel - Réf. D900 700 013 C - 06/2018 - Copyright© 2016 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.