


Société			 SOPRO COMEG	 KARL STORZ ENDOSKOPE											
Nom du produit	ReseCare	MaxiCare	Pas de nom	Pas de nom			TCRis		Princess		Resec- tion Master	Gubbini			
												Ellipse	Original	Midi	
Photo	Voir en annexe de ce document														
Taille de l'hysté- roscope corres- pondant	2,9 mm	4 mm	4 mm	2,9 mm	4 mm	4 mm	2,7 mm	3,3 mm	2,9 mm						
Diamètre du résecteur	18,5 Fr.	26 Fr.	26 Fr.	15 Fr.	22 Fr.	26 Fr.	25,5 Fr.	21 Fr.	24,5 Fr.	27 Fr.	15 Fr.	16 Fr.	18 Fr.		
Élément de travail	Passif ou actif		Passif ou actif	Passif			Passif ou actif	Passif ou actif	Passif	Passif	Passif		Passif ou actif		
Chemises disso- ciables	✓		✓	✓			✓	✓		✓					
Chemises rota- tives	✓		✓	✓	Au choix		Au choix	Au choix	✓	NC*	Au choix				
Quick-lock entre les deux che- mises et l'élément de travail	✓		✓	✓			✓	✓		✓					
Quick-lock entre l'hystéroscope et le résecteur	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

Société												
Nom du produit	ReseCare	MaxiCare	Pas de nom	Pas de nom			TCRis	Princess	Resec- tion Master	Gubbini		
										Ellipse	Original	Midi
Aspiration au- tomatique des copeaux	✗		✗	✗			✗	✗	✓	✗	✗	✗
Isolation	Céramique noire		Céramique noire	Céramique blanche			Céramique noire	Céramique noire		Céramique noire		
Nombre d'électro- des proposées	4	6	5	1	3	5	9	4	3	3	5	5
Electrode à anse angulée	R*	R	R	UU*	R	R 2 tailles	R 6 tailles	UU	UU	R+UU	R+UU 2 tailles	R
Electrode à anse droite	R	R	✗	✗		R	✗	✗	✗	✗	R+UU	R
Electrode couteau	R	R	R	✗	R	R	R	R	R	R+UU		R
Electrode rouleau	R	R	R	✗			✗	UU	UU	✗		R
Electrode balle	✗	✗	R 2 tailles	✗	R	R	R	✗	✗	R+UU		R
Electrode de vaporisation	✗	R 2 tailles	✗	✗			R	UU	✗	✗		
Commentaires					Barre de retour sur les électrodes			R uniquement en monopolaire (sauf couteau)		Résecteur à 0° pour Gubbini Original		

Annexe :




ReseCare




SOPRO COMEG



OLYMPUS



TCRis



Princess 21Fr.

TONTARRA



Gubbini Original