

Fiche technique

Electrodes bipolaires flexibles

Réglementation		
Descriptif	Electrodes bipolaires flexibles	
Utilisation prévue	Hystéroscopie gynécologique ou résectoscopie urologique	
Photos	 Electrode bipolaire flexible de type bouton  Electrode bipolaire flexible de type pointe	
Marquage CE	Oui (CE 1304)	
Classe du dispositif	IIb	
Code GMDN	42553	
Conforme directive Euro-péenne	93/42/CEE	
Conforme normes internationales	EN ISO 15223-1:2013, EN ISO 10993-1:2009, EN 60601-1:2006, EN 1041:2008, EN ISO 10993-10:2013, IEC 60601-2-18:2009, EN 62366:2008, EN ISO 10993-12:2012, EN ISO 17664:2004, EN 60601-2-2:2009, ISO 7153-1:2016, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 17665-1:2006, EN 60601-1-6:2010	
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène	
Données techniques		
Nom	Electrode bipolaire flexible 5Fr. de type bouton	Electrode bipolaire flexible 5Fr. de type pointe
Référence article	D300 140 010	D300 140 011
Code GTIN	3701217802230	3701217802247
Longueur utile	360 mm	
Compatibilité	Canal opératoire de 7Fr.	
Electrode réutilisable	Oui	
Puissance de sortie du générateur	500 Vp	
Puissance recommandée mode de coupe et de coagulation	max. 60 W	
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%	
Nettoyage et Désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	