

LISTE DES DESINFECTANTS POUR ENDOSCOPE



Nettoyage/Désinfection	Détergent	Laboratoire
Désinfection	Actanios HLD	Anios
Désinfection	Cides oPA	Johnson& Johnson
Désinfection	Disinfectand	Olympus
Désinfection	Gigasept AF forte	Schülke
Désinfection	Gigasept FF (neu)	Schülke
Désinfection	Gigasept Instru AF	Schülke
Désinfection	Kombi Instru N	Antiseptica
Désinfection	Korsolex Extra	Bode
Désinfection	Korsolex Extra	Bode
Désinfection	Micro-Cide 28	Micro-Scientific
Désinfection	Mikrozid AF liquid	Schülke
Désinfection	Neodisher endo DIS active	Dr. Weigert
Désinfection	Neodisher Endosept GA	Dr. Weigert
Désinfection	Neodisher Mediklar	Dr. Weigert
Désinfection	Neodisher Septo DA	Dr. Weigert
Désinfection	Neodisher Septo DN	Dr. Weigert
Désinfection	Neodisher Septoclean	Dr. Weigert
Désinfection	Rely+On Perasafe	Lanxess
Désinfection	Sekusept aktiv	Ecolab
Désinfection	Thermosept DK	Schülke
Désinfection	Thermosept ED	Schülke
Désinfection	Thermosept ER	Schülke
Désinfection	THP protect	Schülke
Désinfection	Triacid N	Antiseptica
Désinfection	Tristel Wipes	Tristel
Nettoyage	ProEZ foam	Certol
Nettoyage	Actanios LDI	Anios
Nettoyage	Bodedex forte	Bode
Nettoyage	Cleaner	Olympus
Nettoyage	Deko Neutral Detergent	Dekomed
Nettoyage	Deko Rinse	Dekomed
Nettoyage	Endozime Xtreme Power	Ruhof

LISTE DES DESINFECTANTS POUR ENDOSCOPE



COMPATIBLES

Nettoyage/Désinfection	Détergent	Laboratoire
Nettoyage	Neodisher Endoclean	Dr. Weigert
Nettoyage	Neodisher Mediclean	Dr. Weigert
Nettoyage	Neodisher Mediclean forte	Dr. Weigert
Nettoyage	Neodisher Mediklar	Dr. Weigert
Nettoyage	Prolystica® 2X Concentrate	Steris
Nettoyage	Sekusept Multienzyme	Ecolab
Nettoyage	Sekuseptforte S	Ecolab
Nettoyage	Sprayclean 2000	Olympic Chemical
Nettoyage/ Désinfection	neodisher Septo Active	Dr. Weigert
Stérilisation	Autoklav 134 °C/ 7 Min	N/A
Stérilisation	Sterrad	Johnson& Johnson



NON COMPATIBLES

Nettoyage/Désinfection	Détergent	Laboratoire
Désinfection	Trioton Rapid AF	Pliwa
Désinfection	Alka 100	Alkapharm
Désinfection	Cleanisept Wipes	Dr. Schuhmacher
Désinfection	excel D	Anios
Désinfection	Hexanios G+R	Anios
Désinfection	HMI Peroster CE	HMI
Désinfection	REDA Multi-zyme	REDA
Désinfection	Sekusept plus	Ecolab
Désinfection	Steranios 2%	Anios
Nettoyage	Instrunet 4EZ+T	Inibsa
Stérilisation	Reno-S30	Renosem