

## Catalogue produits 2019


### 1. L'équipement

| Les solutions complètes                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | D400 100 501 | <b>iCare+</b> . Station d'imagerie pour l'hystérocopie, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- iCare (objectif inclus),</li> <li>- iPad Pro 12,9" blanc, 256Go (clavier et stylet inclus),</li> <li>- licence imagyn,</li> <li>- moniteur Neovo 22",</li> <li>- chariot,</li> <li>- 5 Go dans le Cloud pendant 1 an.</li> </ul> |
|  | D400 100 503 | <b>iCare+</b> . Identique à D400 100 501 mais incluant un transformateur d'isolement sur le chariot.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Caméras, objectifs & zooms                                                          |              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                             |
|  | D400 100 500 | iCare. Caméra HD avec objectif F22 inclus. Connecteur câble de lumière de type Storz.   |
|                                                                                     | D400 100 504 | iCare. Caméra HD avec objectif F22 inclus. Connecteur câble de lumière de type Olympus. |
|  | D100 100 000 | Voie de commande iCare seule. Connecteur câble de lumière de type Storz.                |
|                                                                                     | D100 100 001 | Voie de commande iCare seule. Connecteur câble de lumière de type Olympus.              |



| Photo                                                                               | Référence    | Description                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|    | D400 100 506 | Tête de caméra iCare seule, avec objectif F22 inclus. |
|    | D100 110 000 | Tête de caméra iCare seule, sans objectif.            |
|    | D100 120 000 | Objectif de focale 22mm.                              |
|                                                                                     | D100 120 001 | Objectif de focale 18mm.                              |
|  | D100 120 002 | Objectif Zomm de focale 16 à 34mm.                    |

| Support numérique, application & Cloud                                              |              |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                  |
|  | D100 200 501 | iPad Pro, 12,9" blanc, 256Go, fourni avec stylet, clavier et licence imagyn. |
|  | D100 200 000 | iPad Pro, 12,9" blanc, 256Go.                                                |
|  | D100 200 001 | Stylet Apple pour iPad Pro.                                                  |
|  | D100 200 002 | Clavier Apple pour iPad Pro 12,9 pouces - Français (AZERTY).                 |

| Photo                                                                                                 | Référence    | Description                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>imagyn</b>       | D100 200 101 | Licence imagyn.                                                  |
|                                                                                                       | D100 200 103 | Sous-licence imagyn.                                             |
|  <b>iZap Control</b> | D100 200 102 | Licence iZap Control (à télécharger directement sur Apple Store) |
|                      | D100 200 201 | 5 Go de data dans le Cloud médical pendant 1 an.                 |
|                                                                                                       | D100 200 200 | 10 Go de data dans le Cloud médical pendant 1 an.                |
|                     | D100 200 502 | Kit de connexion filaire iCare - iPad.                           |

| Moniteurs                                                                           |              |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                |
|  | D200 110 000 | Moniteur Neovo 22" avec verre optique. Résolution Full HD.                 |
|                                                                                     | D200 110 001 | Moniteur Neovo 22", grade médical, avec verre optique. Résolution Full HD. |



| Chariots                                                                            |              |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                             |
|  | D200 100 000 | Chariot. 2 étagères fixes, 1 potence, 1 support caméra. |






| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | D200 100 003 | Chariot avec transformateur d'isolement. 2 étagères fixes, 1 potence, 1 support caméra. |
|    | D200 100 500 | Bras et support pour iPad Pro.                                                          |
|  | D200 100 501 | Bras et support pour iPad Pro. Version inviolable.                                      |
|  | D200 100 001 | Bras double pivot.                                                                      |
|  | D100 200 003 | Support iPad Pro.                                                                       |
|  | D100 200 004 | Support iPad Pro. Version inviolable.                                                   |

| Pompes d'irrigation                                                                 |              |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                        |
|  | D110 100 500 | iFlow. Pompe d'irrigation. Fonction Hystéroscopie.                 |
|                                                                                     | D110 100 501 | iFlow. Pompe d'irrigation. Fonction Hystéroscopie et Laparoscopie. |

| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | D110 100 004 | Transpondeur pour la fonction Laparoscopie.                                      |
|                                                                                     | D110 100 008 | Transpondeur pour la fonction Arthroscopie.                                      |
|                                                                                     | D110 100 009 | Transpondeur pour la fonction Urologie.                                          |
|    | D110 100 010 | Pédale double de commande.                                                       |
|   | D110 100 000 | Balance numérique de container pour bilan entrée/sortie.                         |
|  | D110 100 006 | Containers Bemis pour sécrétion. 3L. Livré par 2.                                |
|  | D110 100 001 | Boîte de 10 tubes d'irrigation stériles, à usage unique.                         |
|  | D110 100 002 | Boîte de 10 tubes d'aspiration stériles - 2 connecteurs.                         |
|  | D110 100 005 | Tube d'irrigation réutilisable 20 fois.                                          |
|  | D110 100 003 | Tube d'aspiration au vide avec filtre, non stérile, pour 30 jours d'utilisation. |

## 2. L'instrumentation

| Les solutions complètes                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | D400 100 017 | <b>EasyCare.</b> Set complet d'hystérocopie, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- hystéroscope HD 2,9mm 30° 300mm autoclavable,</li> <li>- chemise diagnostique 4mm robinet rotatif,</li> <li>- chemise opératoire externe 5,5mm robinet rotatif,</li> <li>- chemise opératoire interne 4,9mm, canal opérateur 7Fr.,</li> <li>- ciseaux pointus semi rigide 7Fr. 34cm 1 mors mobile, canal de nettoyage,</li> <li>- pince à préhensions alligator semi rigide 7Fr., 34cm 2 mors mobiles, canal de nettoyage,</li> <li>- pince à biopsies semi rigide 7Fr., 34cm, 2 mors mobiles, canal de nettoyage,</li> <li>- pince à extractions DIU semi rigide 7Fr., 34cm, 2 mors mobiles, canal de nettoyage,</li> <li>- câble de lumière gris, Ø : 3,5mm, L : 2,3m avec embouts Storz.</li> </ul> |
|                                                                                     | D400 100 000 | <b>EasyCare. Version instruments sans canal de nettoyage.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | D400 100 011 | <b>ReseCare.</b> Set de résection bipolaire 18,5Fr., comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- hystéroscope HD 2,9mm 12° 300mm autoclavable,</li> <li>- élément de travail à action passive pour résecteur 18,5Fr.,</li> <li>- chemise externe 18,5Fr. double flux,</li> <li>- chemise interne rotative 17,5Fr.,</li> <li>- électrode coupante à 30°, résecteur 18,5Fr.,</li> <li>- électrode rouleau, résecteur 18,5Fr.,</li> <li>- électrode couteau, résecteur 18,5Fr.,</li> <li>- électrode coupante droite, résecteur 18,5Fr.,</li> <li>- câble de lumière gris, Ø : 3,5mm, L : 2,3m avec embouts Storz.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | D400 100 013 | <b>ReseCare. Version poignée active &amp; endoscope à 12°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Photo                                                                               |                                                                                     | Référence    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | D400 100 001 | <b>ReseCare. Version poignée passive &amp; endoscope à 30°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |    | D400 100 003 | <b>ReseCare. Version poignée active &amp; endoscope à 30°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |   | D400 100 008 | <b>MaxiCare. Set de résection bipolaire 26Fr., comprenant :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hystéroscope HD 4mm 12° 300mm autoclavable,</li> <li>- élément de travail à action passive pour résecteur 26Fr.,</li> <li>- chemise externe 26Fr. double flux,</li> <li>- chemise interne rotative 24Fr.,</li> <li>- électrode coupante à 30°, résecteur 26Fr.,</li> <li>- électrode coupante droite, résecteur 26Fr.,</li> <li>- électrode rouleau, résecteur 26Fr.,</li> <li>- électrode couteau, résecteur 26Fr.,</li> <li>- câble de lumière gris, Ø : 3,5mm, L : 2,3m avec embouts Storz.</li> </ul> |
|                                                                                     |  | D400 100 004 | <b>MaxiCare. Version poignée active &amp; endoscope à 12°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | D400 100 002 | <b>MaxiCare. Version poignée passive &amp; endoscope à 30°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |  | D400 100 014 | <b>MaxiCare. Version poignée active &amp; endoscope à 30°.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


| Les endoscopes                                                                      |              |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                 |
| Hystérosopes                                                                        |              |                                                             |
|    | D300 100 003 | Hystéroscope HD 2,9mm 0° 300mm autoclavable.                |
|                                                                                     | D300 100 004 | Hystéroscope HD 2,9mm 12° 300mm autoclavable.               |
|                                                                                     | D300 100 000 | Hystéroscope HD 2,9mm 30° 300mm autoclavable.               |
|   | D300 100 005 | Hystéroscope HD 4mm 0° 300mm autoclavable.                  |
|                                                                                     | D300 100 002 | Hystéroscope HD 4mm 12° 300mm autoclavable.                 |
|                                                                                     | D300 100 001 | Hystéroscope HD 4mm 30° 300mm autoclavable.                 |
|                                                                                     | D300 100 007 | Hystéroscope HD 4mm 70° 300mm autoclavable.                 |
| Laparoscopes                                                                        |              |                                                             |
|  | D300 100 015 | Mini laparoscope HD 2,9mm 0° 207mm autoclavable.            |
|                                                                                     | D300 100 016 | Mini laparoscope HD 2,9mm 30° 207mm autoclavable.           |
|  | D300 100 020 | Laparoscope HD 5,5mm 0° 300mm autoclavable HM.              |
|                                                                                     | D300 100 021 | Laparoscope HD 5,5mm 30° 300mm autoclavable HM.             |
|                                                                                     | D300 100 022 | Laparoscope HD 5,5mm 45° 300mm autoclavable HM.             |
|  | D300 100 026 | Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 0° 424mm autoclavable HM.  |
|                                                                                     | D300 100 027 | Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 30° 424mm autoclavable HM. |
|                                                                                     | D300 100 028 | Laparoscope bariatrique HD 5,5mm 45° 424mm autoclavable HM. |

| Photo                                                                              | Référence    | Description                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | D300 100 032 | Laparoscope HD 10mm 0° 330mm autoclavable.                                                                       |
|                                                                                    | D300 100 033 | Laparoscope HD 10mm 30° 330mm autoclavable.                                                                      |
|                                                                                    | D300 100 034 | Laparoscope HD 10mm 45° 330mm autoclavable.                                                                      |
|    | D300 100 038 | Laparoscope bariatrique HD 10mm 0° 450mm autoclavable.                                                           |
|                                                                                    | D300 100 039 | Laparoscope bariatrique HD 10mm 30° 450mm autoclavable.                                                          |
|                                                                                    | D300 100 040 | Laparoscope bariatrique HD 10mm 45° 450mm autoclavable.                                                          |
|  | D300 100 041 | Laparoscope opératoire 10mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 45° d'angulation et canal opératoire de 5,1mm. |
|                                                                                    | D300 100 043 | Laparoscope opératoire 11mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 45° d'angulation et canal opératoire de 6,1mm. |
|  | D300 100 042 | Laparoscope opératoire 10mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 90° d'angulation et canal opératoire de 5,1mm. |
|                                                                                    | D300 100 044 | Laparoscope opératoire 11mm 0° 270mm non-autoclavable, oculaire à 90° d'angulation et canal opératoire de 6,1mm. |
| Sinusscopes                                                                        |              |                                                                                                                  |
|  | D300 100 052 | Sinuscope 2,7mm 0° 140mm autoclavable.                                                                           |
|                                                                                    | D300 100 053 | Sinuscope 2,7mm 30° 140mm autoclavable.                                                                          |
|                                                                                    | D300 100 054 | Sinuscope 2,7mm 70° 140mm autoclavable.                                                                          |
|  | D300 100 055 | Sinuscope 2,7mm 0° 195mm autoclavable.                                                                           |
|                                                                                    | D300 100 056 | Sinuscope 2,7mm 30° 195mm autoclavable.                                                                          |
|                                                                                    | D300 100 057 | Sinuscope 2,7mm 70° 195mm autoclavable.                                                                          |

| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | D300 100 058 | Sinuscope 3mm 0° 150mm autoclavable.                                               |
|                                                                                     | D300 100 059 | Sinuscope 3mm 30° 150mm autoclavable.                                              |
|                                                                                     | D300 100 060 | Sinuscope 3mm 45° 150mm autoclavable.                                              |
|                                                                                     | D300 100 061 | Sinuscope 3mm 70° 150mm autoclavable.                                              |
|    | D300 100 062 | Sinuscope HD 4mm 0° 185mm autoclavable.                                            |
|                                                                                     | D300 100 063 | Sinuscope HD 4mm 30° 185mm autoclavable.                                           |
|                                                                                     | D300 100 064 | Sinuscope HD 4mm 45° 185mm autoclavable.                                           |
|                                                                                     | D300 100 065 | Sinuscope HD 4mm 70° 185mm autoclavable.                                           |
| Laryngoscopes                                                                       |              |                                                                                    |
|  | D300 100 073 | Micro laryngoscope 4mm 70° 185mm autoclavable, avec entrée de la lumière inversée. |
|                                                                                     | D300 100 074 | Laryngoscope 6mm 70° 160mm autoclavable HM.                                        |
|                                                                                     | D300 100 075 | Laryngoscope 6mm 70° 160mm autoclavable.                                           |
|                                                                                     | D300 100 076 | Laryngoscope 10mm 70° 159mm autoclavable.                                          |
|                                                                                     | D300 100 077 | Laryngoscope 10mm 90° 159mm autoclavable.                                          |
| Otosopes                                                                            |              |                                                                                    |
|  | D300 100 078 | Otoscope 1,9mm 0° 100mm autoclavable.                                              |
|                                                                                     | D300 100 079 | Otoscope 1,9mm 30° 100mm autoclavable.                                             |
|  | D300 100 080 | Otoscope 2,7mm 0° 75mm autoclavable.                                               |
|                                                                                     | D300 100 081 | Otoscope 2,7mm 30° 75mm autoclavable.                                              |
|                                                                                     | D300 100 082 | Otoscope 2,7mm 70° 75mm autoclavable.                                              |
|  | D300 100 083 | Otoscope 4mm 0° 50mm non-autoclavable.                                             |
|                                                                                     | D300 100 084 | Otoscope 4mm 30° 50mm non-autoclavable.                                            |

| Photo                                                                              | Référence    | Description                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Arthroscopes                                                                       |              |                                            |
|   | D300 100 085 | Arthroscope 1,9mm 0° 60mm autoclavable.    |
|                                                                                    | D300 100 086 | Arthroscope 1,9mm 30° 60mm autoclavable.   |
|   | D300 100 052 | Arthroscope 2,7mm 0° 140mm autoclavable.   |
|                                                                                    | D300 100 053 | Arthroscope 2,7mm 30° 140mm autoclavable.  |
|                                                                                    | D300 100 054 | Arthroscope 2,7mm 70° 140mm autoclavable.  |
|  | D300 100 062 | Arthroscope HD 4mm 0° 185mm autoclavable.  |
|                                                                                    | D300 100 063 | Arthroscope HD 4mm 30° 185mm autoclavable. |
|                                                                                    | D300 100 065 | Arthroscope HD 4mm 70° 185mm autoclavable. |

| Les chemises                                                                       |              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                              | Référence    | Description                                                                                                  |
| Pour les hystéroscopes de 2,9mm, 12° ou 30°                                        |              |                                                                                                              |
|  | D300 110 002 | Chemise diagnostique 4mm, robinet rotatif.                                                                   |
|  | D300 110 000 | Chemise opératoire externe 5,5mm, robinet rotatif. Association avec D300 110 001.                            |
|  | D300 110 001 | Chemise opératoire interne 4,9mm, canal opératoire de 7Fr. Association avec D300 110 000.                    |
|  | D300 110 058 | Chemise opératoire externe 5mm, robinet rotatif. Association avec D300 110 059.                              |
|  | D300 110 059 | Chemise opératoire interne 4,3mm, canal opératoire de 5Fr. Association avec D300 110 058.                    |
|  | D300 130 085 | Chemise opératoire pour association avec chemise externe du mini-résecteur 18,5Fr., canal opératoire de 5Fr. |


| Les instruments                                                                     |              |             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description |                                                                       |
| Avec canal de nettoyage                                                             |              |             |                                                                       |
|    | D300 120 008 | 7Fr.        | Ciseaux pointus semi-rigides,<br>L:34cm, 1 mors mobile.               |
|                                                                                     | D300 120 012 | 5Fr.        |                                                                       |
|    | D300 120 009 | 7Fr.        | Pince à préhensions Alligator semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles. |
|                                                                                     | D300 120 013 | 5Fr.        |                                                                       |
|   | D300 120 010 | 7Fr.        | Pince à biopsies semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles.              |
|                                                                                     | D300 120 014 | 5Fr.        |                                                                       |
|  | D300 120 011 | 7Fr.        | Pince à extractions DIU semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles.       |
|                                                                                     | D300 120 015 | 5Fr.        |                                                                       |
| Sans canal de nettoyage                                                             |              |             |                                                                       |
|  | D300 120 000 | 7Fr.        | Ciseaux pointus semi-rigides,<br>L:34cm, 1 mors mobile.               |
|                                                                                     | D300 120 004 | 5Fr.        |                                                                       |
|  | D300 120 001 | 7Fr.        | Pince à préhensions Alligator semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles. |
|                                                                                     | D300 120 005 | 5Fr.        |                                                                       |
|  | D300 120 002 | 7Fr.        | Pince à biopsies semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles.              |
|                                                                                     | D300 120 006 | 5Fr.        |                                                                       |
|  | D300 120 003 | 7Fr.        | Pince à extractions DIU semi-rigide,<br>L:34cm, 2 mors mobiles.       |
|                                                                                     | D300 120 007 | 5Fr.        |                                                                       |


| Les résecteurs                                                                      |              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                             |
| Mini résecteur 18,5Fr.                                                              |              |                                                                                         |
|    | D300 130 000 | Chemise externe 18,5Fr. double flux.                                                    |
|    | D300 130 001 | Chemise interne rotative 17,5Fr.                                                        |
|    | D300 130 002 | Elément de travail à action passive pour résecteur 18,5Fr.                              |
|   | D300 130 009 | Elément de travail à action active pour résecteur 18,5Fr.                               |
|  | D300 130 003 | Obturbateur standard pour résecteur 18,5Fr.                                             |
| Résecteur 26Fr.                                                                     |              |                                                                                         |
|  | D300 130 004 | Chemise externe 26Fr. double flux.                                                      |
|  | D300 130 005 | Chemise interne rotative 24Fr.                                                          |
|  | D300 130 006 | Elément de travail à action passive pour résecteur 26Fr.                                |
|  | D300 130 008 | Elément de travail à action active pour résecteur 26Fr.                                 |
|  | D300 130 007 | Obturbateur standard pour résecteur 26Fr.                                               |
|  | D300 130 010 | Obturbateur visuel pour résecteur 26Fr.                                                 |
|  | D300 130 063 | Adaptateur quick-lock pour connexion évacuateur Ellick. Compatible MaxiCare & ReseCare. |


| Les électrodes                                                                      |              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                |
| Mini résecteur 18,5Fr.                                                              |              |                                                            |
|    | D300 140 000 | Electrode coupante à 30° résecteur 18,5Fr.                 |
|    | D300 140 001 | Electrode coupante droite résecteur 18,5Fr.                |
|    | D300 140 002 | Electrode couteau résecteur 18,5Fr.                        |
|   | D300 140 003 | Electrode rouleau résecteur 18,5Fr.                        |
| Résecteur 26Fr.                                                                     |              |                                                            |
|  | D300 140 004 | Electrode coupante à 30° résecteur 26Fr.                   |
|  | D300 140 005 | Electrode couteau résecteur 26Fr.                          |
|  | D300 140 006 | Electrode rouleau résecteur 26Fr.                          |
|  | D300 140 007 | Electrode coupante droite résecteur 26Fr.                  |
|  | D300 140 008 | Electrode de vaporisation rouleau à pointe résecteur 26Fr. |
|  | D300 140 009 | Electrode de vaporisation rouleau lisse résecteur 26Fr.    |
| Chemise opératoire                                                                  |              |                                                            |
|  | D300 140 011 | Electrode flexible 5Fr. de type pointe.                    |
|  | D300 140 010 | Electrode flexible 5Fr. de type bouton.                    |


| Photo                                                                             | Référence    | Description                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|  | D300 140 038 | Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type pointe courbée |

| Câbles de lumière                                                                   |              |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                           |
|    | D200 150 500 | Câble de lumière gris, Ø:3,5mm, L:2,3m avec embouts Storz.            |
|   | D200 150 000 | Câble de lumière gris, Ø:3,5mm, L:2,3m.                               |
|  | D200 150 001 | Embout Storz pour câble de lumière - côté endoscope.                  |
|  | D200 150 002 | Embout Storz pour câble de lumière - côté source de lumière.          |
|  | D200 150 003 | Embout Olympus pour câble de lumière - côté source de lumière.        |
|  | D200 150 004 | Embout ACMI / Stryker pour câble de lumière - côté source de lumière. |

| Stérilisation                                                                       |              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                  |
|  | D200 160 500 | Panier de stérilisation 480x250x47mm avec tapis & couvercle. |
|  | D200 160 001 | Tapis en silicone bleu 440x230mm.                            |

| Photo                                                                             | Référence    | Description                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|  | D200 160 004 | Panier de stérilisation 480x250x47mm.            |
|  | D200 160 005 | Couvercle de panier de stérilisation, 481x254mm. |
|  | D200 160 502 | Panier de stérilisation pour 2 instruments.      |
|  | D200 160 003 | Tube de stérilisation pour électrodes.           |




| Divers                                                                              |              |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                                                                                                          |
| Câble de résection bipolaire (ReseCare & MaxiCare)                                  |              |                                                                                                                                                                      |
|  | D200 190 000 | Cordon résection bipolaire Covidien. Compatible avec le générateur Valleylab ForceTriad.                                                                             |
|  | D200 190 001 | Cordon résection bipolaire Erbe. Compatible avec les générateurs Erbe Vio 300 et Storz Autocon III 400.                                                              |
|  | D200 190 008 | Cordon résection bipolaire Bowa. Compatible avec les générateurs Bowa Arc 350 et 400 et Storz Autocon III 400.                                                       |
|  | D200 190 006 | Cordon résection bipolaire 2 pins - 29mm. Compatible avec tous les générateurs à connexion 2 pins - 29mm comme Erbe ES350, Pulsar MB 350, Megadyne et Lamidey Noury. |

| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | D200 190 007 | Cordon résection bipolaire Emed (connexion SDS). Compatible avec le générateur Emed Spectrum.                                      |
|    | D200 190 012 | Cordon résection bipolaire Berchtold et Martin. Compatible avec les générateurs Berchtold, Aesculap et Martin Maxium.              |
| Câble de résection monopolaire (ReseCare)                                           |              |                                                                                                                                    |
|    | D200 190 005 | Cordon résection monopolaire Valleylab. Compatible avec les générateurs Bovie, Valleylab et Conmed.                                |
|  | D200 190 004 | Cordon résection monopolaire Erbe T-série. Compatible avec les générateurs Erbe T-série, Martin et Berchtold (connectique banana). |
|  | D200 190 011 | Cordon résection monopolaire Berchtold. Compatible avec les générateurs Martin, Berchtold, Aesculap et Rudolf.                     |
|  | D200 190 010 | Cordon résection monopolaire Erbe ACC/ICC. Compatible avec les générateurs Erbe ACC/ICC et Storz.                                  |
| Câbles HF pour électrodes bipolaires (EasyCare)                                     |              |                                                                                                                                    |
|  | D200 190 003 | Cordon Valleylab pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Valleylab, modèle international.                        |
|  | D200 190 002 | Cordon Erbe pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Erbe et Storz.                                               |
|  | D200 190 009 | Cordon Berchtold pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Berchtold et Martin.                                    |

| Photo                                                                             | Référence    | Description                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Autres                                                                            |              |                                                              |
|  | D300 195 000 | Bouchon d'étanchéité réutilisable pour chemise opératoire.   |
|  | D300 195 001 | Bouchon d'étanchéité à usage unique pour chemise opératoire. |
|   | D300 190 000 | Tube de protection pour endoscope.                           |

| Manipulateurs utérins                                                               |              |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                                     |
|  | D250 100 000 | Boîte de 5 unités manipulateur utérin ENDOJACK. Taille 60-70mm. |
|                                                                                     | D250 100 001 | Boîte de 5 unités manipulateur utérin ENDOJACK. Taille 80-90mm. |

### 3. Les objets publicitaires

| Plaquettes et livrets                                                               |              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                            |
|    | D900 700 055 | Plaquette EasyCare. Version française. |
|                                                                                     | D900 700 010 | Plaquette EasyCare. Version anglaise.  |
|   | D900 700 054 | Plaquette ReseCare. Version française. |
|                                                                                     | D900 700 009 | Plaquette ReseCare. Version anglaise.  |
|  | D900 700 013 | Plaquette MaxiCare. Version française. |
|                                                                                     | D900 700 020 | Plaquette MaxiCare. Version anglaise.  |
|  | D900 700 011 | Plaquette iCare+. Version française.   |
|                                                                                     | D900 700 019 | Plaquette iCare+. Version anglaise.    |

| Photo                                                                               | Référence    | Description                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|    | D900 700 062 | Plaquette iFlow. Version française.          |
|                                                                                     | D900 700 063 | Plaquette iFlow. Version anglaise.           |
|   | D900 700 028 | Plaquette EndoJack. Version française.       |
|                                                                                     | D900 700 029 | Plaquette EndoJack. Version anglaise.        |
|  | D900 700 032 | Livret clinique EasyCare. Version française. |
|                                                                                     | D900 700 033 | Livret clinique EasyCare. Version anglaise.  |
|  | D900 700 065 | Livret clinique ReseCare. Version française. |
|                                                                                     | D900 700 066 | Livret clinique ReseCare. Version anglaise.  |

| Accessoires                                                                         |              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Photo                                                                               | Référence    | Description                                |
|    | D900 700 058 | Calot chirurgical Delmont imaging.         |
|    | D900 700 059 | Clé USB 4Go Delmont imaging.               |
|   | D900 700 057 | Sac en toile Delmont imaging.              |
|  | D900 700 056 | Stylo à bille rétractable Delmont imaging. |