

Société							
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	The Fluid Manager	EndoFlow II Single Chamber Dual Chamber
Photo	Voir en annexe de ce document						
Système	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Chambre à pression
Dimensions	380 x 148 x 388 mm	NC*	370 x 157 x 396 mm	305 x 183 x 305 mm	306 x 120 x 330 mm	330 x 150 x 390 mm	400 x 425 x 420 mm 520 x 450 x 240 mm
Poids	6,3 kg	NC	6,1 kg	8,2 kg	7,5 kg	7 kg	13 kg 21 kg
Système d'aspiration intégré à la machine	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗ ✓
Débit d'aspiration maximum	2 L/min	✗	✗	4 L/min	✗	✗	✗
Pression d'aspiration maximum négative	450 mmHg	✗	✗	525 mmHg	✗	✗	✗
Aspiration réglable	✓ 2 vitesses	✗	✗	✓ 2 vitesses	✗	✗	✗
Paramétrage de pression et débit	Ecran tactile 5,7"	Ecran tactile	Ecran tactile	Ecran tactile	Boutons presseurs	Boutons presseurs	Ecran tactile

Société									
Nom du produit		iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	The Fluid Manager	EndoFlow II	
								Single Chamber	Dual Chamber
Nombre de programmes disponibles		4	6	1	4	3	1	4	
Ajouts possibles de programmes ultérieurement (par transpondeurs)			 (Venue d'un représentant pour modification du logiciel)					 (Tous les programmes sont présents d'office)	
Programme d'hystérocopie	Gamme de pression	15 à 150 mmHg	NC	35 à 150 mmHg	15 à 200 mmHg	10 à 200 mmHg	15 à 150 mmHg	15 à 170 mmHg	
	Gamme de débit	50 à 500 mL/min	NC	30 à 500 mL/min	max. 2 500 mL/min	100 à 500 mL/min	150 à 500 mL/min	NC	
Programme de laparoscopie	Gamme de pression	Non ajustable	NC		Non ajustable			75 à 750 mmHg	
	Gamme de débit	1 à 1,8 L/min	NC		max. 3,5 L/min			NC	

Société								
Nom du produit		iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	The Fluid Manager	EndoFlow II
								Single Chamber Dual Chamber
Pro-gramme d'urolo-gie	Gamme de pres-sion	10 à 90 mmHg	NC	✗	15 à 150 mmHg	10 à 150 mmHg	✗	15 à 140 mmHg
	Gamme de débit	0,025 à 0,5 L/min	NC	✗	max. 0,5 L/min	0,1 à 1,0 L/min	✗	NC
Pro-gramme d'arth-tosco-pie	Gamme de pres-sion	5 à 150 mmHg	NC	✗	15 à 200 mmHg	10 à 150 mmHg	✗	30 à 260 mmHg
	Gamme de débit	0,1 à 1,8 L/min	NC	✗	max. 0,5 L/min	0,1 à 2,0 L/min	✗	NC
Autres pro-grammes		✗	Colonne vertébrale ORL/neurologie	✗	✗	✗	✗	✗
Tubes d'irrigation		R* ou UU* (x10)	UU (x10)	R ou UU (x5)	R ou UU (x10)	UU ou utilisation 1 journée	R ou UU (x10) ou UU avec sécurité (x10)	UU (x10)
Niveau de diffi-culté d'insertion des tubes		Facile	Moyen	Facile	Moyen	Difficile	Difficile	Facile

Société	 delmont imaging	 KARL STORZ ENDOSKOPE					
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	The Fluid Manager	EndoFlow II Single ChamberDual Chamber
Suivi d'utilisation des tubes d'irrigation	Technologie RFID	✗	✗	✗	✗	✗	Technologie RFID
Détection de l'instrument utilisé	✓ seulement en hystérocopie et urologie	✗	✓	✓ seulement en arthroscopie et urologie	✗	✓	✗
Tubes d'aspiration/écoulement	UU (x10)	✗	UU (x5)	UU (x10)	✗	UU (x10)	UU (x10)
Tubes d'aspiration au vide avec filtre	R 30 jours	✗	✗	R (x10)	✗	✗	✗
Container	Bemis UU 3L (x2)	✗	Bemis UU 3L	✗	✗	Bemis UU 3L (x2) ou R 3L	✗
Calcul du déficit par balance numérique	✓ seulement en hystérocopie et urologie	✗	✓	✓ seulement en hystérocopie	✗	✓	✗
Changement de sac de fluide oblige l'arrêt de la machine	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓✗

Société	 delmont imaging	 KARL STORZ ENDOSKOPE					
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	The Fluid Manager	EndoFlow II Single Chamber Dual Chamber
Présence d'alertes	messages + affichage des valeurs en rouge + alertes sonores	NC	messages + affichage des valeurs en rouge et fond jaune + alertes sonores	NC	NC	affichage des valeurs en rouge + alertes sonores	changement des pictogrammes lors ouverture porte + chauffage de chambre
Chariot	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Télécommande	✗	✗	✗	✓ (sans fil)	✓ (filaire)	✗	✗
Pédale de commande	✓ marche/pause/arrêt irrigation	✓ seulement en arthroscopie	✗	✓ seulement en arthroscopie	✗	✗	✓ vitesse aspiration et boost pression

Annexe :



iFlow



Endomat Select



HysteroFlow



Multi Flow Pump



Universal Pump



The Fluid Manager



EndoFlow II Single Chamber

EndoFlow II Dual Chamber

