

Les câbles HF

En Euro, HT, Ex Works



Photo	Référence	Description	Prix distributeur
Câble de résection bipolaire (ReseCare & MaxiCare)			
	D200 190 000	Cordon résection bipolaire Covidien. Compatible avec le générateur Valleylab ForceTriad.	190,00
	D200 190 001	Cordon résection bipolaire Erbe. Compatible avec les générateurs Erbe Vio 300 et Storz Autocon II 400.	250,00
	D200 190 008	Cordon résection bipolaire Bowa. Compatible avec les générateurs Bowa Arc 350 et 400 et Storz Autocon III 400.	138,00
	D200 190 006	Cordon résection bipolaire 2 pins - 29mm. Compatible avec tous les générateurs à connexion 2 pins - 29mm comme Erbe ES350, Pulsar MB 350, Megadyne, KLS Martin Maxium et Lamidey Noury.	97,30
	D200 190 007	Cordon résection bipolaire Emed (connexion SDS). Compatible avec le générateur Emed Spectrum.	97,30
Câble de résection monopolaire (ReseCare)			
	D200 190 005	Cordon résection monopolaire Valleylab. Compatible avec les générateurs Bovie, Valleylab et Conmed.	91,80
	D200 190 004	Cordon résection monopolaire Erbe T-série. Compatible avec les générateurs Erbe T-série, Martin et Berchtold (connectique banana).	73,90

Photo	Référence	Description	Prix distributeur
	D200 190 011	Cordon résection monopolaire Berchtold. Compatible avec les générateurs Martin, Berchtold, Aesculap et Rudolf.	56,70
	D200 190 010	Cordon résection monopolaire Erbe ACC/ICC. Compatible avec les générateurs Erbe ACC/ICC et Storz.	82,70
Câbles HF pour électrodes bipolaires (EasyCare)			
	D200 190 003	Cordon Valleylab pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Valleylab, modèle international.	100,80
	D200 190 002	Cordon Erbe pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Erbe et Storz.	91,10
	D200 190 009	Cordon Berchtold pour électrode bipolaire. Compatible avec les générateurs Berchtold et Martin.	99,40