



# Catalogue complet

*imaging all the women\**



# Table des matières

Présentation de l'entreprise p5

1

Equipements p9

2

Systemes d'hystérocopie p21

3

Systemes de résection p33

4

Pinces de coelioscopie p51

5

Autres instruments de coelioscopie p67

6

Endoscopes p81

7

Accessoires p95

8

# Présentation de l'entreprise



1



## Une équipe motivée

Les fondateurs de Delmont bénéficient tous d'une longue et riche expérience dans le domaine des dispositifs médicaux, et plus particulièrement de l'endoscopie. De jeunes ingénieurs, issus d'écoles renommées, sont venus grossir les rangs de nos effectifs, apportant fraîcheur et dynamisme. Des représentants commerciaux expérimentés, répartis dans le monde entier, garantissent un soutien local à tous nos clients.



## Un conseil scientifique

Depuis sa création, Delmont a mis en place un conseil scientifique pour guider ses travaux de R&D. Il comprend des chirurgiens de différents pays et est présidé par le professeur Hervé Fernandez, directeur de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en France.



## Des gages de pérennité

Les fonds propres de Delmont ont été augmentés en permanence grâce à des levées de fonds et au soutien de la BPI française. Notre capitalisation est à la hauteur de nos ambitions et peut soutenir nos programmes de R&D et d'enregistrements à long terme.



## Recherche et développement

L'innovation est dans notre ADN et au cœur même de l'activité de l'entreprise, avec la ferme vocation de fournir aux chirurgiens des outils toujours plus performants et respectueux des patientes. Notre pipeline de projets comprend des développements en collaboration avec des entreprises et des laboratoires de R&D européens. Delmont a déjà déposé plusieurs brevets.



## Qualité et réglementaire

Depuis le premier jour, Delmont imaging s'est efforcé de fournir des produits de la plus haute qualité avec une certification CE complète (MDD 93/42) en respectant les normes de bonnes pratiques de fabrication (ISO 13485:2016). Nos produits sont maintenant enregistrés dans plus de 50 pays à travers le monde et ce nombre est en constante augmentation.



## Notre vision

Delmont imaging a pour mission d'améliorer les soins et la prise en charge de toutes les patientes, quel que soit leur âge et leur devenir, en fournissant aux gynécologues des solutions innovantes, efficaces et moins traumatisantes. Nos produits s'inscrivent dans la tendance générale de la chirurgie ambulatoire et plus particulièrement dans les concepts de «See & Treat\*\*».



*imaging all the women\**

**Juillet 2020**  
Lancement de l'enregistrement  
auprès de la FDA aux États-Unis

**Janvier 2018**  
Premières ventes à l'étranger

**Janvier 2016**  
Création de Delmont imaging

**Octobre 2019**  
Troisième brevet déposé

**Mars 2017**  
Première introduction sur le  
marché

# Equipements

2



Set iCare+ .....	10
Caméras et sources de lumière .....	12
Supports numériques et applications .....	13
Chariots .....	15
Moniteurs .....	16
Pompes d'irrigation .....	17
Colposcopes .....	18

## Set iCare+

### Un concentré de performances au service de la qualité d'image

Notre caméra utilise un capteur CMOS HD comportant plus de 2 millions de pixels. Inutile de préciser que la résolution est au rendez-vous !

Notre source de lumière quant à elle, utilise la technologie LED et procure une puissance lumineuse exceptionnelle, même avec de petites optiques. Elle vous garantit une excellente profondeur de champ à tout moment, et son homogénéité est telle que même la périphérie de votre image sera lumineuse. Enfin, sa température de couleur est celle du jour, vous offrant ainsi le meilleur rendu de couleurs possible. Bénéficiez des technologies et performances du bloc opératoire dans votre salle de consultation !

### Design et ergonomie enfin réunis

Des matériaux nobles, des lignes tendues et audacieuses font d'iCare un produit sobre et élégant. La tête de caméra est parfaitement adaptée à votre main, offrant ainsi une parfaite préhension et un accès naturel aux touches de commandes.

### Deux en un

L'association de la source de lumière à LED et de la caméra HD dans un seul et unique boîtier réduit considérablement l'encombrement du chariot pour un espace de travail plus sain.

### Tous les contrôles du bout des doigts

Avec ses trois boutons préprogrammés, la tête de caméra vous permet de contrôler toutes les fonctions clés accessibles d'iCare : la balance des blancs, l'intensité lumineuse et le stockage d'images.



*Vous visualisez vos images sur le moniteur HD, mais elles sont également disponibles en temps réel sur votre iPad, ou qu'il se trouve, grâce au Wifi d'iCare.*



*iCare est munie d'une clé USB permettant de stocker de nombreuses heures de films au format HD. Plus besoin de passer par un boîtier d'enregistrement vidéo.*



### Une nouvelle façon d'appréhender vos hystérosopies diagnostiques

imagyn est le pivot de notre solution d'imagerie. Cette application, disponible sur l'Apple Store, est téléchargeable sur la meilleure des tablettes de la gamme Apple : l'iPad Pro 12,9".

imagyn vous permet tout à la fois de créer vos nouvelles patientes, de saisir en quelques clics votre compte rendu opératoire et de partager tout ou partie de ces informations avec vos patientes ou vos confrères.



### La saisie de votre compte-rendu opératoire en quelques clics seulement

Cette étape a été pensée de sorte qu'elle puisse être réalisée en quelques secondes seulement tout en restant complète. La qualité des documents que vous remettrez à vos patientes et à vos confrères n'avait jamais atteint un tel niveau.

Le stylet d'Apple vous sera utile pour annoter les schémas anatomiques fournis par imagyn et enrichir les photos que vous avez prises pendant l'examen.

### Une application générique disponible pour répondre à tous les besoins !

Tout comme imagyn, MyReport vous permet de créer de nouveaux patients, de saisir votre compte-rendu en quelques clics et de partager tout ou partie de ces informations avec vos patients ou vos collègues. La seule différence est le compte-rendu qui, pour MyReport, est générique. Il peut donc être utilisé pour toutes sortes de spécialités.



### Set iCare+ - références et descriptions

Référence iCare+	Description	Liste des produits inclus
D400 100 522	Station d'imagerie iCare+ Avec application imagyn Premium : Hystérocopie et Colposcopie, et sauvegarde locale des données	D100 200 113 - Licence imagyn Premium avec sauvegarde Plus d'informations en page 13 D100 200 202 - Pack NAS Plus d'informations en page 13
D400 100 516	Station d'imagerie iCare+ Avec application imagyn : Hystérocopie seulement, et sauvegarde locale des données	D400 100 500 - Caméra iCare Plus d'informations en page 12 D100 200 106 - Licence imagyn avec sauvegarde Plus d'informations en page 13 D100 200 202 - Pack NAS Plus d'informations en page 13
D400 100 523	Station d'imagerie iCare+ Avec application imagyn Premium : Hystérocopie et Colposcopie, sans sauvegarde locale des données	D200 110 000 - Moniteur Neovo 22" Plus d'informations en page 16 D100 200 115 - Licence imagyn Premium sans sauvegarde Plus d'informations en page 13
D400 100 517	Station d'imagerie iCare+ Avec application imagyn : Hystérocopie seulement, sans sauvegarde locale des données	D200 100 000 - Chariot Plus d'informations en page 15 D100 200 108 - Licence imagyn sans sauvegarde Plus d'informations en page 13
D400 100 518	Station d'imagerie iCare+ Avec application MyReport multi-spécialité, et sauvegarde locale des données	D200 150 500 - Câble de lumière Plus d'informations en page 96 D100 200 109 - Licence MyReport avec sauvegarde Plus d'informations en page 14 D100 200 202 - Pack NAS Plus d'informations en page 13
D400 100 519	Station d'imagerie iCare+ Avec application MyReport multi-spécialité, sans sauvegarde locale des données	D100 200 111 - Licence MyReport sans sauvegarde Plus d'informations en page 14

## Caméras et sources de lumière

### iCare

Notre solution intègre une source de lumière LED et une caméra HD dans une seule unité. Toutes les spécifications sont listées ci-dessous :

#### Spécifications générales :

Dimensions de la voie de commande : 310 x 75 x 310 mm  
 Poids de la voie de commande : 4,2 kg  
 Poids du capteur caméra : 260 g  
 Alimentation électrique : (100-230 V~ ; 50/60 Hz)  
 Consommation électrique : 130 VA  
 1 sortie HDMI  
 Fourni avec une clé de stockage USB de 32Go

#### Spécifications caméra :

Capteur HD CMOS étanche  
 Résolution : 1920 x 1080  
 Définition > 900 lignes  
 3 boutons préprogrammés

#### Spécifications source de lumière :

Technologie à LED  
 Puissance nominale : 64 W (supérieure à une source de lumière Xénon de 180 W)  
 Température de couleur de 6 000 °K  
 Durée de vie typique de la LED de 50 000 heures  
 Détection automatique de présence / absence du câble de lumière



Référence	Description
D400 100 500	iCare. Caméra HD Connecteur câble de lumière de type Storz Objectif F22 inclus
D400 100 504	iCare. Caméra HD Connecteur câble de lumière de type Olympus Objectif F22 inclus



Référence	Description
D100 100 000	Voie de commande iCare Connecteur câble de lumière de type Storz
D100 100 001	Voie de commande iCare Connecteur câble de lumière de type Olympus



Référence	Description
D100 110 000	Tête de caméra iCare Sans objectif

### Objectifs



Référence	Description
D100 120 000	Objectif de focale 22mm Monture C
D100 120 001	Objectif de focale 18mm Monture C



Référence	Description
D100 120 002	Objectif zoom Focale de 16 à 34mm Monture C

## Supports numériques et applications

### Supports numériques



Référence	Description
D100 200 500	iPad Pro 12,9" - Argent Capacité : 256 Go Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048 Fourni avec son clavier et son stylet



Référence	Description
D100 200 000	iPad Pro 12,9" - Argent Capacité : 256 Go Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048



Référence	Description
D100 200 002	Clavier Apple (Smart keyboard) Pour iPad Pro 12,9" Clavier français (AZERTY)



Référence	Description
D100 200 001	Stylet Apple Pour iPad Pro



Référence	Description
D100 200 202	Pack nas - répéteur WiFi inclus Capacité : 1 To RAM : 512 Mo DDR3 Vitesse : 112Mo/s en lecture, 106 Mo/s en écriture Ports externes : 2x USB 2.0 Dimensions : 166 x 71 x 224mm Poids : 0,7kg

### Applications



Référence	Description
D100 200 113	Licence imagyn Premium - Hystérocopie et Colposcopie Avec sauvegarde locale des données
D100 200 106	Licence imagyn - Hystérocopie Avec sauvegarde locale des données
D100 200 112	Licence imagyn - Colposcopie Avec sauvegarde locale des données
D100 200 107	Sous-licence imagyn Avec sauvegarde locale des données
D100 200 115	Licence imagyn Premium - Hystérocopie et Colposcopie Sans sauvegarde locale des données
D100 200 108	Licence imagyn - Hystérocopie Sans sauvegarde locale des données
D100 200 114	Licence imagyn - Colposcopie Sans sauvegarde locale des données
D100 200 116	Activation de toutes les spécialités d'imagyn

## my report

Référence	Description
D100 200 109	<b>Licence MyReport</b> Avec sauvegarde locale des données
D100 200 110	<b>Sous-licence MyReport</b> Avec sauvegarde locale des données
D100 200 111	<b>Licence MyReport</b> Sans sauvegarde locale des données

## iZap Control

Référence	Description
D100 200 102	<b>Licence iZap Control</b> Permet de contrôler les paramètres et actions des caméras iCare A télécharger directement sur l'AppStore

## Chariots

### Chariots complets



Référence	Description
D200 100 000	<b>Chariot compact</b> Hauteur : 1,83m Poids : 36kg Deux étagères fixes 1 potence 1 support caméra 1 support câble de lumière
D200 100 003	<b>Chariot compact avec transformateur d'isolement</b> Mêmes spécifications que réf. D200 100 000

### Accessoires



Référence	Description
D200 100 500	<b>Bras double pivot et support pour iPad Pro</b> Version non sécurisée



Référence	Description
D200 100 501	<b>Bras double pivot et support pour iPad Pro</b> Version inviolable



Référence	Description
D200 100 001	<b>Bras double pivot</b> A fixer sur un chariot



Référence	Description
D100 200 003	<b>Support pour iPad Pro</b> Version non sécurisée



Référence	Description
D100 200 004	<b>Support pour iPad Pro</b> Version inviolable

## Moniteurs



Référence	Description
D200 110 000	<b>Moniteur Neovo 22"</b> Résolution Full HD Capteur éco-intelligent pour une faible consommation Verre optique très résistant pour un nettoyage facile
D200 110 001	<b>Moniteur Neovo 22" - grade médical</b> Mêmes spécifications que réf. D200 110 000

## Pompes d'irrigation

### iFlow



**Spécifications iFlow :**  
 Ecran tactile  
 Technologie RFID  
 Puissance de l'aspiration : 2 L/min maximum  
 Alimentation électrique : (100-240 V~ ; 50/60 Hz)  
 Consommation électrique : 80 VA  
 Dimensions : 380 x 148 x 388 mm  
 Poids : 6,3 kg  
 Classification : Classe I, Type BF, IP 41


Référence	Description
D110 100 011	<b>iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration</b> Sans aucune fonction pré-installée Transpondeurs à associer à la pompe
D110 100 500	<b>iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration</b> Fonction Hystérocopie incluse
D110 100 501	<b>iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration</b> Fonctions Laparoscopie et Hystérocopie incluses

Référence	Description
D110 100 007	<b>Transpondeur pour la fonction Hystérocopie</b> - Gamme de pression : 15 à 150 mmHg - Gamme de débit : 50 à 500 mL/min
D110 100 004	<b>Transpondeur pour la fonction Laparoscopie</b> - Gamme de pression : non ajustable - Gamme de débit : 1,0 à 1,8 L/min
D110 100 008	<b>Transpondeur pour la fonction Arthroscopie</b> - Gamme de pression : 5 à 150 mmHg - Gamme de débit : 0,1 à 1,8 L/min
D110 100 009	<b>Transpondeur pour la fonction Urologie</b> - Gamme de pression : 10 à 90 mmHg - Gamme de débit : 25 à 500 mL/min

### Tubes & accessoires



Référence	Description
D110 100 001	<b>Tube d'irrigation à usage unique</b> Fourni stérile. Boîte de 10 tubes Avec la technologie RFID
D110 100 005	<b>Tube d'irrigation à usages multiples</b> Réutilisable 20 fois Avec la technologie RFID



Référence	Description
D110 100 002	<b>Tube d'aspiration à usage unique</b> Avec 2 connecteurs Fourni stérile. Boîte de 10 tubes



Référence	Description
D110 100 003	<b>Tube d'aspiration au vide avec filtre</b> Utilisable durant une période de 30 jours



Référence	Description
D110 100 006	<b>Réceptacle pour sécrétions - 3L</b> Livré par deux



Référence	Description
D110 100 000	<b>Balance numérique pour récipient</b> Permet un calcul du bilan Entrée/Sortie



Référence	Description
D110 100 010	<b>Pédale double de commande</b> Marche / Pause / Arrêt de l'irrigation

## Colposcopes

### Colposcopes



Référence	Description
D100 300 000	<b>Colposcope bras pivotant</b> Poids : 37kg Dimensions : 335 -1 295mm Lentilles apochromatiques 5 grossissements : 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x Binoculaire à 45° Source de lumière : LED 100 000 lux Oculaire : 12,5x Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm Filtre vert



Référence	Description
D100 300 001	<b>Colposcope par dessus l'épaule</b> Poids : 37kg Dimensions : 635 -1 295mm Lentilles apochromatiques 5 grossissements : 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x Binoculaire à 45° Source de lumière : LED 100 000 lux Oculaire : 12,5x Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm Filtre vert



Référence	Description
D100 300 002	<b>Colposcope support droit</b> Poids : 18,14kg Dimensions : 1 016 -1 193mm Lentilles apochromatiques 3 grossissements : 4,25x; 7,08x; 11,33x Binoculaire à 45° Source de lumière : LED 100 000 lux Oculaire : 12,5x Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm Filtre vert

### Accessoires



Référence	Description
D100 300 003	<b>Séparateur de faisceau double</b> 50/50 & 20/80



Référence	Description
D100 300 004	<b>Variofocus. Objectif à focale variable</b> F=200 à 350mm



Référence	Description
D100 300 005	<b>Adaptateur pour caméra vidéo</b> A connecter à un séparateur de faisceau



Référence	Description
D100 300 006	<b>Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope</b> Couleur : Violet
D100 300 007	<b>Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope</b> Couleur : Noir



# Systèmes d'hystérocopie



Set EasyCare.....	22
Chemises diagnostiques.....	24
Chemises opératoires.....	26
Instruments d'hystérocopie.....	29


## Set EasyCare



**Pr. Hervé Fernandez,**  
 Chef de service de Gynécologie-Obstétrique à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre


### La solution complète pour une pratique sereine du See&Treat

« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystérocopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution EasyCare avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. De plus, chaque instrument est gradué pour faciliter vos repères chirurgicaux. »



### Hystérocopie HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez « net partout » ! Notre hystérocopie HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.



### L'efficacité du 7Fr. !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues<sup>1</sup> que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur<sup>2</sup> à son homologue en 5Fr. ! L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr. Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

<sup>1</sup>: 5,7mm vs 3,8mm

<sup>2</sup>: 8,23mm<sup>3</sup> vs 3,2mm<sup>3</sup>



### Chemise interne atraumatique de 4,9mm

Avec son extrémité totalement émoisée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme la contraception définitive, le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.



### Chemise diagnostique de 4mm

### Set EasyCare - références et descriptions

Référence EasyCare	Description	Liste des produits inclus
D400 100 027	EasyCare+ : Set complet d'hystérocopie Instruments semi-rigides avec canal de nettoyage. Avec pack de stérilisation.	D300 120 008 - Ciseaux semi-rigides 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 009 - Pince à préhensions Alligator semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30 D300 120 010 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 011 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30 D200 160 503 - Panier de stérilisation EasyCare Plus d'informations en page 100
D400 100 017	EasyCare. Set complet d'hystérocopie Instruments semi-rigides avec canal de nettoyage. Sans pack de stérilisation.	D300 110 002 - Chemise diagnostique 4mm Plus d'informations en page 24 D300 120 008 - Ciseaux semi-rigides 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 009 - Pince à préhensions Alligator semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30 D300 120 010 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 011 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30
D400 100 000	EasyCare. Set complet d'hystérocopie Instruments semi-rigides sans canal de nettoyage. Sans pack de stérilisation.	D200 150 500 - Câble de lumière Plus d'informations en page 96 D300 120 000 - Ciseaux semi-rigides 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 001 - Pince à préhensions Alligator semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30 D300 120 002 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 29 D300 120 003 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr. Plus d'informations en page 30

## Chemises diagnostiques

### Simple flux



Référence	Description
D300 110 002	<b>Chemise diagnostique graduée 4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 023	<b>Chemise diagnostique graduée 4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0° Autoclavable
D300 110 020	<b>Chemise diagnostique graduée 5mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystérocopie Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 021	<b>Chemise diagnostique graduée 5mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystérocopie Ø 4mm 0° Autoclavable
D300 110 053	<b>Obtuteur standard</b> Pour utilisation avec D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 et D300 110 011 Autoclavable
D300 110 054	<b>Obtuteur standard</b> Pour utilisation avec D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012 Autoclavable


### Double flux



Référence	Description
D300 110 008	<b>Chemise diagnostique interne 4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 267mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 011	<b>Chemise diagnostique interne 4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0° Autoclavable
D300 110 009	<b>Chemise diagnostique externe 5mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 240mm Pour utilisation avec D300 110 008 ou D300 110 011 Autoclavable
D300 110 010	<b>Chemise diagnostique interne 5,4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystérocopie Ø 4mm 0° ou 12° Autoclavable
D300 110 012	<b>Chemise diagnostique interne 5,4mm</b> Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystérocopie Ø 4mm 30° Autoclavable
D300 110 013	<b>Chemise diagnostique externe 6,5mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 240mm Pour utilisation avec D300 110 010 ou D300 110 012 Autoclavable
D300 110 053	<b>Obtuteur standard</b> Pour utilisation avec D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 et D300 110 011 Autoclavable
D300 110 054	<b>Obtuteur standard</b> Pour utilisation avec D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012 Autoclavable

## Chemises opératoires

Pour hystérocopie Ø 2,9mm




Référence	Description
D300 110 001	<b>Chemise opératoire interne graduée 4,9mm</b> Canal opérateur de 7Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 230mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 000	<b>Chemise opératoire externe graduée 5,5mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 216mm Pour utilisation avec D300 110 001 Autoclavable
D300 110 035	<b>Chemise opératoire interne 4,3mm</b> Canal opérateur de 5Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 250mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 033	<b>Chemise opératoire externe 5mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 235mm Pour utilisation avec D300 110 035 Autoclavable
D300 110 050	<b>Chemise opératoire interne 5,5mm</b> Canal opérateur de 9Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 049	<b>Chemise opératoire externe 6,3mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 050 Autoclavable



Référence	Description
D300 110 040	<b>Chemise opératoire monobloc graduée 5,5mm</b> Canal opérateur de 5Fr. Deux robinets fixes pour l'irrigation et l'aspiration Longueur utile : 214mm Pour hystérocopie Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

Pour hystérocopie Ø 4mm



Référence	Description
D300 110 046	<b>Chemise opératoire interne 4,5mm</b> Canal opérateur de 5Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystérocopie Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 045	<b>Chemise opératoire externe 6,5mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 046 Autoclavable
D300 110 048	<b>Chemise opératoire interne 6,2mm</b> Canal opérateur de 7Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystérocopie Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 047	<b>Chemise opératoire externe 7mm</b> Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 048 Autoclavable

## Chemises opératoires stériles



Référence	Description
D300 110 060	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0°
D300 110 061	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0°
D300 110 062	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 30°
D300 110 063	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 30°
D300 110 064	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 4mm 0° à 30°
D300 110 065	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 4mm 0° à 30°

Référence	Description
D300 110 066	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0°
D300 110 067	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 0°
D300 110 068	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 30°
D300 110 069	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 2,9mm 30°
D300 110 070	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystérocopie Ø 4mm 0° à 30°
D300 110 071	<b>Chemise Gynko stérile, à usage unique</b> Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystérocopie Ø 4mm 0° à 30°

## Instruments d'hystérocopie

### Instruments semi-rigides



Référence	Description
D300 120 008	<b>Ciseaux gradués semi-rigides 7Fr.</b> 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 000	<b>Ciseaux gradués semi-rigides 7Fr.</b> 1 mors mobile Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable

Référence	Description
D300 120 012	<b>Ciseaux gradués semi-rigides 5Fr.</b> 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 004	<b>Ciseaux gradués semi-rigides 5Fr.</b> 1 mors mobile Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable



Référence	Description
D300 120 010	<b>Pince à biopsies graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 002	<b>Pince à biopsies graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable

Référence	Description
D300 120 014	<b>Pince à biopsies graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 006	<b>Pince à biopsies graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable



Référence	Description
D300 120 009	<b>Pince à préhensions Alligator graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 001	<b>Pince à préhensions Alligator graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable


Référence	Description
D300 120 013	<b>Pince à préhensions Alligator graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 005	<b>Pince à préhensions Alligator graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable




Référence	Description
D300 120 011	<b>Pince à extractions DIU graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 003	<b>Pince à extractions DIU graduée semi-rigide 7Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable

Référence	Description
D300 120 015	<b>Pince à extractions DIU graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 340mm Autoclavable
D300 120 007	<b>Pince à extractions DIU graduée semi-rigide 5Fr.</b> 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm Autoclavable


## Electrodes flexibles



Référence	Description
D300 140 011	<b>Electrode bipolaire flexible 5Fr.</b> Type pointe Longueur utile : 360mm Autoclavable




Référence	Description
D300 140 038	<b>Electrode bipolaire flexible 5Fr.</b> Type pointe courbée Longueur utile : 360mm Autoclavable



Référence	Description
D300 140 010	<b>Electrode bipolaire flexible 5Fr.</b> Type bouton Longueur utile : 360mm Autoclavable

# Systèmes de résection




Set ReseCare.....	34
Set MaxiCare.....	36
Systèmes de résection 18,5Fr.....	38
Systèmes de résection 26Fr.....	42

## Set ReseCare


### Un résecteur de 18,5Fr. seulement : petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente. Avec ReseCare, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail. ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.




### Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.



### La résection bipolaire

Les avantages de cette technologie, désormais largement répandue, reposent sur deux éléments, tous deux liés à la sécurité de vos patientes. Tout d'abord, le courant ne traverse plus la patiente pour revenir au générateur, mais revient directement par le résecteur lui-même, réduisant les risques de brûlures liés aux courants de diffusion et de synéchies par destruction de l'endomètre adjacent. Mais aussi et surtout, un résecteur monopolaire se doit d'utiliser du glycolle dont l'absorption par la patiente est source de troubles ioniques pouvant aller jusqu'au décès. Par opposition, un résecteur bipolaire utilise en lieu et place du glycolle, du sérum physiologique, nullement toxique, et de surcroît moins onéreux. ReseCare connecté à un générateur bipolaire vous offre ce surplus de sérénité. Il reste néanmoins compatible et fonctionne parfaitement avec tous les générateurs monopolaires.



**La qualité dans les moindres détails**  
Une bonne image passe aussi par un couple «aspiration-irrigation» maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.

**Chemise interne rotative**  
Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !

**Encliquetage rapide**  
La fin des verrouillages laborieux !

**Confort et précision assurés**  
La poignée en PEEK, ultralégère, évite la fatigue pendant l'intervention. Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.

### Set ReseCare - références et descriptions

Référence ReseCare	Description	Liste des produits inclus
D400 100 026	ReseCare+ : set de resection bipolaire 18,5Fr. Version passive & hystéroscope 12° Avec pack de stérilisation.	D300 130 000 - Chemise externe 18,5Fr. Plus d'informations en page 39 D300 130 002 - Elément de travail à action passive Plus d'informations en page 38 D200 160 504 - Panier de stérilisation ReseCare Plus d'informations en page 100 D200 160 003 - Tube de stérilisation pour électrodes Plus d'informations en page 101
D400 100 011	ReseCare : set de resection bipolaire 18,5Fr. Version passive & hystéroscope 12° Sans pack de stérilisation.	D300 140 000 - Electrode coupante 30° Plus d'informations en page 40 D300 140 001 - Electrode coupante droite Plus d'informations en page 40
D400 100 013	ReseCare : set de resection bipolaire 18,5Fr. Version active & hystéroscope 12° Sans pack de stérilisation.	D300 140 002 - Electrode couteau Plus d'informations en page 40 D300 140 003 - Electrode rouleau Plus d'informations en page 41
D400 100 001	ReseCare : set de resection bipolaire 18,5Fr. Version passive & hystéroscope 30° Sans pack de stérilisation.	D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° Plus d'informations en page 82 D300 130 002 - Elément de travail à action passive Plus d'informations en page 38 D300 100 000 - Hystéroscope 2,9mm 30° Plus d'informations en page 82 D300 130 002 - Elément de travail à action passive Plus d'informations en page 38
D400 100 003	ReseCare : set de resection bipolaire 18,5Fr. Version active & hystéroscope 30° Sans pack de stérilisation.	D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° Plus d'informations en page 82 D300 130 009 - Elément de travail à action active Plus d'informations en page 38 D300 140 090 - Electrode de vaporisation Plus d'informations en page 41 D200 150 500 - Câble de lumière Plus d'informations en page 96 D300 100 000 - Hystéroscope 2,9mm 30° Plus d'informations en page 82 D300 130 009 - Elément de travail à action active Plus d'informations en page 38

## Set MaxiCare



### Les résecteurs de 9mm : la référence !

La résection est une technique universellement reconnue et largement utilisée dans le monde entier. Elle permet de traiter efficacement un grand nombre de pathologies intra-utérines avec une technique fidèle et reproductible.

L'arrivée de l'énergie bipolaire a permis non seulement de réduire la quantité de tissu traversé par le courant, mais aussi d'utiliser un liquide de distension moins conducteur et donc plus sûr pour la patiente en cas d'absorption massive. Cette sécurité renforcée a permis d'élargir plus encore l'exploitation de la résection en hystérocopie, pour en faire la référence absolue de la chirurgie intra-utérine.

Même si le marché se dirige aujourd'hui majoritairement vers les mini-résecteurs, les résecteurs classiques de 9mm restent incontournables, comme par exemple dans le cas des patientes présentant une béance cervicale. L'étanchéité au niveau du col de l'utérus et donc la pression intra-urine, seront toutes deux beaucoup plus facilement maintenues avec un résecteur de 9mm.

### Un produit au service de la qualité de l'image


Au sein de notre produit, tout est fait pour vous garantir une qualité d'image exceptionnelle !

Notre dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement parti de la Haute Définition (HD), fournit des images détaillées et parfaitement nettes, même en arrière-plan. Cette hyper résolution, associée à une distribution parfaitement homogène de la lumière, permet d'obtenir une très grande profondeur de champ.

Notre technologie bipolaire a également été conçue de sorte que le retour du courant se fasse par le résecteur lui-même. Nos électrodes, contrairement à d'autres produits du marché, ne nécessitent qu'un seul filament, ce qui a pour conséquence de dégager le champ visuel, et surtout de libérer immédiatement les copeaux. Votre résection se déroule dans de bien meilleures conditions.

## Set MaxiCare - références et descriptions

Référence MaxiCare	Description	Liste des produits inclus
D400 100 028	MaxiCare+ : set de resection bipolaire 26Fr. Version passive & hystéroscope 12° Avec pack de stérilisation.	D300 130 004 - Chemise externe 26Fr. <i>Plus d'informations en page 44</i> D300 130 006 - Élément de travail à action passive <i>Plus d'informations en page 42</i> D200 160 505 - Panier de stérilisation MaxiCare <i>Plus d'informations en page 100</i> D200 160 003 - Tube de stérilisation pour électrodes <i>Plus d'informations en page 101</i>
	D300 140 004 - Electrode coupante 30° <i>Plus d'informations en page 47</i>	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° <i>Plus d'informations en page 82</i>
D400 100 008	MaxiCare : set de resection bipolaire 26Fr. Version passive & hystéroscope 12° Sans pack de stérilisation.	D300 130 006 - Élément de travail à action passive <i>Plus d'informations en page 42</i>
	D300 140 007 - Electrode coupante droite <i>Plus d'informations en page 47</i>	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° <i>Plus d'informations en page 82</i>
D400 100 004	MaxiCare : set de resection bipolaire 26Fr. Version active & hystéroscope 12° Sans pack de stérilisation.	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° <i>Plus d'informations en page 82</i> D300 130 008 - Élément de travail à action active <i>Plus d'informations en page 42</i>
	D300 140 005 - Electrode couteau <i>Plus d'informations en page 48</i> D300 140 006 - Electrode rouleau <i>Plus d'informations en page 48</i>	D300 100 001 - Hystéroscope 4mm 30° <i>Plus d'informations en page 82</i>
D400 100 002	MaxiCare : set de resection bipolaire 26Fr. Version passive & hystéroscope 30° Sans pack de stérilisation.	D300 130 006 - Élément de travail à action passive <i>Plus d'informations en page 42</i>
	D300 140 008 - Electrode de vaporisation <i>Plus d'informations en page 49</i>	D300 100 001 - Hystéroscope 4mm 30° <i>Plus d'informations en page 82</i>
D400 100 014	MaxiCare : set de resection bipolaire 26Fr. Version active & hystéroscope 30° Sans pack de stérilisation.	D300 130 008 - Élément de travail à action active <i>Plus d'informations en page 42</i>
	D200 150 500 - Câble de lumière <i>Plus d'informations en page 96</i>	



## Systèmes de résection 18,5Fr.

### Éléments de travail



Référence	Description
D300 130 002	<b>Élément de travail à action passive</b> Energie bipolaire ou monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable



Référence	Description
D300 130 009	<b>Élément de travail à action active</b> Energie bipolaire ou monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

### Chemises de résection



Référence	Description
D300 130 001	<b>Chemise de résection interne 17,5Fr.</b> Rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 000 Autoclavable
D300 130 082	<b>Chemise de résection interne 17,5Fr.</b> Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 083 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 000	<b>Chemise de résection externe 18,5Fr.</b> Rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit. Autoclavable
D300 130 083	<b>Chemise de résection externe 18,5Fr.</b> Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit. Autoclavable

### Obturateurs



Référence	Description
D300 130 003	<b>Obturateur standard</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 001 ou D300 130 082 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 085	<b>Obturateur visuel avec canal opérateur de 5Fr.</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° & chemise externe D300 130 000 ou D300 130 083. Autoclavable

## Electrodes



Référence	Description
D300 140 000	<b>Electrode coupante à 30° - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 067	<b>Electrode coupante à 30° - Stérile</b> Energie bipolaire ou monopolaire Usage unique Livrées par boîte de 10



Référence	Description
D300 140 001	<b>Electrode coupante droite - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 068	<b>Electrode coupante droite - Stérile</b> Energie bipolaire ou monopolaire Usage unique Livrées par boîte de 10



Référence	Description
D300 140 002	<b>Electrode couteau - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 069	<b>Electrode couteau - Stérile</b> Energie bipolaire ou monopolaire Usage unique Livrées par boîte de 10



Référence	Description
D300 140 003	<b>Electrode rouleau - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 070	<b>Electrode rouleau - Stérile</b> Energie bipolaire ou monopolaire Usage unique Livrées par boîte de 10




Référence	Description
D300 140 090	<b>Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 091	<b>Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Stérile</b> Energie bipolaire ou monopolaire Usage unique Livrées par boîte de 10



Référence	Description
D300 140 044	<b>Electrode boule - Réutilisable</b> Energie bipolaire ou monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4

## Systèmes de résection 26Fr.

### Éléments de travail




Référence	Description
D300 130 006	<b>Élément de travail à action passive</b> Energie bipolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable



Référence	Description
D300 130 008	<b>Élément de travail à action active</b> Energie bipolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable



Référence	Description
D300 130 014	<b>Élément de travail à action passive</b> Energie bipolaire Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 130 011	<b>Élément de travail à action passive</b> Energie monopolaire Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable



Référence	Description
D300 130 021	<b>Élément de travail à action active</b> Energie bipolaire Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 130 018	<b>Élément de travail à action active</b> Energie monopolaire Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable

### Chemises de résection



Référence	Description
D300 130 005	<b>Chemise de résection interne 24Fr.</b> Rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 004 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 028	<b>Chemise de résection interne 24Fr.</b> Non rotative. Connexion à baïonnette côté élément de travail et connexion à encliquetage rapide côté chemise de résection externe Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 030 Autoclavable
D300 130 035	<b>Chemise de résection interne 24Fr.</b> Rotative. Connexion à baïonnette côté élément de travail et connexion à encliquetage rapide côté chemise de résection externe Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 040 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 004	<b>Chemise de résection externe 26Fr.</b> Rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit. Autoclavable
D300 130 030	<b>Chemise de résection externe 26Fr.</b> Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal oblique. Autoclavable
D300 130 040	<b>Chemise de résection externe 26Fr.</b> Rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit. Autoclavable

## Obturbateurs



Référence	Description
D300 130 007	<b>Obturbateur standard</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 005 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 032	<b>Obturbateur standard</b> Connexion à baïonnette Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 010	<b>Obturbateur visuel</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne D300 130 005 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 048	<b>Obturbateur visuel</b> Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 046	<b>Obturateur visuel avec canal opérateur de 6Fr.</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne de résection D300 130 005 Autoclavable



Référence	Description
D300 130 045	<b>Obturateur visuel avec canal opérateur de 6Fr.</b> Connexion à baïonnette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne de résection D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable

## Adaptateurs



Référence	Description
D300 130 063	<b>Adaptateur pour évacuateur Ellik</b> Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 005 ou D300 130 001 Autoclavable

## Electrodes



Référence	Description
D300 140 004	<b>Electrode coupante à 30° - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Diamètre du fil : 0,35mm Livrées par boîte de 4
D300 140 078	<b>Electrode coupante à 30° - Stérile</b> Energie bipolaire. Usage unique Diamètre du fil : 0,35mm Livrées par boîte de 10
D300 140 012	<b>Electrode coupante à 30° - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Diamètre du fil : 0,35mm Livrées par boîte de 4
D300 140 013	<b>Electrode coupante à 30° - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Diamètre du fil : 0,40mm Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 007	<b>Electrode coupante droite - Réutilisable</b> Energie bipolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 081	<b>Electrode coupante droite - Stérile</b> Energie bipolaire Usage unique Livrées par boîte de 10
D300 140 016	<b>Electrode coupante droite - Réutilisable</b> Energie monopolaire Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 005	<b>Electrode couteau - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 079	<b>Electrode couteau - Stérile</b> Energie bipolaire. Usage unique Livrées par boîte de 10
D300 140 017	<b>Electrode couteau - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 008	<b>Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 082	<b>Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Stérile</b> Energie bipolaire. Usage unique Livrées par boîte de 10
D300 140 028	<b>Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 006	<b>Electrode rouleau - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 080	<b>Electrode rouleau - Stérile</b> Energie bipolaire. Usage unique Livrées par boîte de 10
D300 140 021	<b>Electrode rouleau - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 009	<b>Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 083	<b>Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Stérile</b> Energie bipolaire. Usage unique Livrées par boîte de 10
D300 140 029	<b>Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 019	<b>Electrode boule - Réutilisable</b> Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4
D300 140 018	<b>Electrode boule - Réutilisable</b> Energie monopolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



Référence	Description
D300 140 014	<b>Electrode coupante à 30° épaisse - Réutilisable</b> Electrode en Platine-Iridium Energie bipolaire. Autoclavable Livrées par boîte de 4



# Pinces de coelioscopie




5

Energie bipolaire.....	52
Energie monopolaire.....	54
Instruments froids.....	61

## Energie bipolaire

### Instruments Ø 5mm

L'instrument est composé de trois parties différentes : la poignée, le tube et l'insert souhaité. Selon l'application, l'insert peut être remplacé en quelques secondes.



Référence	Description
D300 120 756	Poignée bipolaire pour instruments de 5mm
D300 120 757	Tube isolé de 5mm Longueur utile : 340mm Avec module de rotation


Référence	Description
D300 120 750	Pince à préhension 5mm Fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 752	Pince à préhension 5mm Courbée et fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 768	Pince à préhension griffes 5mm Fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 755	Pince à préhension 5mm Avec dents. Fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 770	Pince à préhension 5mm - Type Delta Fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 769	Pince à préhension 5mm - En bec de canard Fenêtrée. 2 mors mobiles
D300 120 751	Pince fine 5mm Courbée. 2 mors mobiles
D300 120 754	Pince à dissection Maryland 5mm Courbée. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 753	Ciseaux courbés 5mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles

### Instruments Ø 3mm

De la même manière que les instruments de 5mm, les trois mêmes parties forment l'instrument bipolaire de 3mm.



Référence	Description
D300 120 758	Poignée bipolaire pour instruments de 3mm
D300 120 759	Tube isolé de 3mm Longueur utile : 290mm Avec module de rotation
D300 120 775	Tube isolé de 3mm Longueur utile : 350mm Avec module de rotation

Référence	Description
D300 120 760	Pince à préhension 3mm Fenêtrée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 759
D300 120 776	Pince à préhension 3mm Fenêtrée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 775
D300 120 761	Pince à dissection Maryland 3mm Courbée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 759
D300 120 777	Pince à dissection Maryland 3mm Courbée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 775
D300 120 778	Ciseaux courbés 3mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 759
D300 120 779	Ciseaux courbés 3mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Compatible avec le tube référence D300 120 775

## Energie monopolaire

### Instruments Ø 10mm

#### 1 Poignées



Référence	Description
D300 120 800	Poignée monopolaire en métal Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 801	Poignée monopolaire en plastique Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 802	Poignée monopolaire en métal Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 803	Poignée monopolaire en plastique Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

#### 2 Tube



Référence	Description
D300 120 805	Tube de 10mm Longueur utile : 350mm


#### 3 Inserts



Référence	Description
D300 120 700	Pince à préhension et extraction 10mm Avec 2x3 dents. 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 707	Pince à dissection Maryland 10mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 708	Pince à préhensions 10mm Forme cuillère. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 709	Pince clamp Mixer à 90°, 10mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 710	Pince support pour embout 10mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 711	Clamp Babcock avec plateaux 10mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 706	Pince à préhension Babcock 10mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 701	Pince à biopsies 10mm A grand volume. 1 mors mobile

### Instruments Ø 5mm

#### 1 Poignées

Les mêmes poignées que celles des instruments monopolaires 10mm peuvent être utilisées.

#### 2 Tube



Référence	Description
D300 120 804	Tube de 5mm Longueur utile : 350mm

#### 3 Inserts



Référence	Description
D300 120 600	Pince à préhension et extraction 5mm Avec 2x3 dents. 1 mors mobile

# 5 Pinces de coelioscopie

# Pinces de coelioscopie



Référence	Description
D300 120 633	Pince à préhensions 5mm - Type Cobra Avec 2x4 dents. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 640	Pince à préhension universelle 5mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 703	Pince à préhension universelle 5mm Mors longs. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 601	Pince à dissection Maryland 5mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 705	Pince à préhension et dissection 5mm - Type Kelly 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 639	Pince à préhension Dauphin 5mm Avec réservoir. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 635	Pince à préhension 5mm Forme cuillère. 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 642	Pince à préhension atraumatique 5mm Avec dents ondulées et réservoir. 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 704	Pince à préhension atraumatique 5mm Fenêtrée. Avec dents ondulées. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 702	Pince à préhension et dissection atraumatique 5mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 636	Pince à préhension 5mm. Mors longs Fenêtrée. 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 634	Pince à préhension 5mm Fenêtrée. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 638	Pince à préhension 5mm - Mors en bec de canard 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 641	Pince à préhension 5mm - Type DeBakey 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 630	Pince à préhension atraumatique 5mm - Type DeBakey Longueur des mors : 30mm. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 631	Pince à préhension atraumatique 5mm - Type DeBakey Longueur des mors : 45mm. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 603	Pince clamp Mixer à 90°, 5mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 637	Clamp Babcock 5mm 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 629	Pince à préhension 5mm - Mors type Pozzi 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 632	Pince à préhension atraumatique 5mm pour organes 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 602	Pince à préhension 5mm pour trompes de Fallope 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 604	Ciseaux droits 5mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 646	Ciseaux courbés 5mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 645	Ciseaux Péritonéal droits 5mm 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 605	Ciseaux crochus 5mm 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 648	Micro-ciseaux droits 5mm 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 647	Mini-ciseaux courbés 5mm Type Metzenbaum. 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 643	Pince à biopsies 5mm 2 mors mobiles



Référence	Description
D300 120 644	Pince à biopsies 5mm Avec deux pointes. 2 mors mobiles

## Instruments Ø 3mm

### 1 Poignées



Référence	Description
D300 120 502	Poignée monopolaire en métal Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 504	Poignée monopolaire en plastique Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 505	Poignée monopolaire en plastique Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation



Référence	Description
D300 120 503	Poignée monopolaire en plastique Avec crémaillère progressive Avec isolation interne Avec module de rotation

### 2 Inserts (avec tube)



Référence	Description
D300 120 510	Pince à préhension universelle 3mm 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 511	Pince à dissection Maryland 3mm 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 512	Pince à dissection 3mm Fenêtrée. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 520	Pince à préhension émoussée 3mm Avec réservoir. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 513	Pince à préhension Dauphin 3mm 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 514	Pince à préhension 3mm Dents croisées acérées. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 515	<b>Pince à préhension et extraction 3mm</b> Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 506	<b>Ciseaux droits 3mm</b> Metzenbaum type. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 507	<b>Ciseaux courbés 3mm</b> Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 508	<b>Ciseaux crochus 3mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 509	<b>Micro-ciseaux droits 3mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 516	<b>Pince à biopsies 3mm</b> 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

## Instruments froids

### Instruments Ø 10mm

Toutes les références suivantes sont des instruments monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.



Référence	Description
D300 120 619	<b>Pince à préhension et extraction 10mm</b> Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 370mm



Référence	Description
D300 120 713	<b>Pince à préhension 10mm</b> Fenêtrée. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 712	<b>Clamp Babcock avec plateaux 10mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 620	<b>Pince à biopsies 10mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

### Instruments Ø 5mm

Toutes les références suivantes sont des instruments monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.



Référence	Description
D300 120 610	<b>Pince à préhension 5mm - Type Nelson</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 609	<b>Pince à préhension universelle 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 613	<b>Pince à préhension atraumatique 5mm</b> Avec dents ondulées. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 617	<b>Pince à préhension et dissection 5mm</b> Type Kelly. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 615	<b>Pince à préhension et à gazés 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	---



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 616	<b>Pince à préhension et à gazés 5mm</b> Courbée. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 618	<b>Pince à gazés 5mm - Mors longs</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 612	<b>Pince à préhension DeBakey 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 611	<b>Pince à préhension ovarienne 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 614	<b>Pince à préhension 5mm pour trompes de Fallope</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 622	<b>Ciseaux courbés 5mm</b> Type Metzenbaum. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 623	<b>Ciseaux fins à mors dentés 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 621	<b>Ciseaux crochus 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	---



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 624	<b>Micro-ciseaux 5mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 350mm
--------------	---



## Instruments Ø 3mm

### 1 Poignées




Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 500	<b>Poignée en métal</b> Sans crémaillère Avec module de rotation
--------------	--




Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 501	<b>Poignée en métal</b> Avec crémaillère Avec module de rotation
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 517	<b>Poignée axiale avec anneaux</b> Avec crémaillère
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 518	<b>Poignée axiale</b> Avec crémaillère Avec ressort d'écartement
--------------	--



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 519	<b>Poignée axiale coudée</b> Avec crémaillère Avec ressort d'écartement
--------------	---

### 2 Inserts (avec tube)



Référence	Description
-----------	-------------

D300 120 510	<b>Pince à préhension universelle 3mm</b> 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm
--------------	---

# 5 Pincés de coelioscopie

# Pincés de coelioscopie



Référence	Description
D300 120 511	<b>Pince à dissection Maryland 3mm</b> 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 512	<b>Pince à dissection 3mm</b> Fenêtrée. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 520	<b>Pince à préhension émoussée 3mm</b> Avec réservoir. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 513	<b>Pince à préhension Dauphin 3mm</b> 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 514	<b>Pince à préhension 3mm</b> Dents croisées acérées. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 515	<b>Pince à préhension et extraction 3mm</b> Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 506	<b>Ciseaux droits 3mm</b> Metzenbaum type. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 507	<b>Ciseaux courbés 3mm</b> Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 508	<b>Ciseaux crochus 3mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 509	<b>Micro-ciseaux droits 3mm</b> 1 mors mobile Longueur utile : 330mm



Référence	Description
D300 120 516	<b>Pince à biopsies 3mm</b> 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm



# Autres instruments de coelioscopie

Porte-aiguilles	68
Trocarts	71
Instruments d'irrigation et d'aspiration	72
Electrodes monopolaires	73
Electrodes bipolaires	75
Fixateurs de myomes	76
Manipulateurs utérins	77



## Porte-aiguilles

### Instruments monoblocs

Toutes les références suivantes sont des porte-aiguilles monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.

Référence	Description	
D300 120 606	Porte-aiguilles droit 4,5mm Longueur utile : 350mm 1 mors mobile	
D300 120 625	Porte-aiguilles droit 4,5mm - Version courte Longueur utile : 250mm 1 mors mobile	
D300 120 607	Porte-aiguilles courbé 4,5mm Longueur utile : 350mm 1 mors mobile	
D300 120 608	Porte-aiguilles courbé 4,5mm - Mors courts Longueur utile : 350mm 1 mors mobile	
D300 120 850	Porte-aiguilles droit 5mm Longueur utile : 350mm With Luer-lock connection. 1 mors mobile	
D300 120 854	Porte-aiguilles droit 5mm Longueur utile : 350mm With Luer-lock connection. 1 mors mobile	
D300 120 858	Porte-aiguilles droit 5mm Longueur utile : 350mm With Luer-lock connection. 1 mors mobile	
D300 120 851	Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 855	Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 859	Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	




Référence	Description	
D300 120 852	Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 856	Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 860	Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	



Référence	Description	
D300 120 853	Porte-aiguilles droit 5mm Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 857	Porte-aiguilles droit 5mm Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	
D300 120 861	Porte-aiguilles droit 5mm Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile	

### Instruments à assembler

#### 1 Poignées



Référence	Description
D300 120 517	Poignée axiale avec anneaux Avec crémaillère



Référence	Description
D300 120 518	Poignée axiale Avec crémaillère Avec ressort d'écartement



Référence	Description
D300 120 519	Poignée axiale coudée Avec crémaillère Avec ressort d'écartement

## 2 Tube



Référence	Description
D300 120 865	Tube de 5mm Longueur utile : 330mm Avec une connexion Luer-lock

## 3 Inserts



Référence	Description
D300 120 866	Porte-aiguilles droit 5mm 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 867	Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 868	Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite 1 mors mobile



Référence	Description
D300 120 869	Porte-aiguilles droit 5mm Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation 1 mors mobile

## Trocarts




Référence	Description
D300 150 003	Ensemble trocart de Ø 5,5mm avec valve multifonctionnelle Vanne à ouverture manuelle et automatique Pointe pyramidale Sans robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm
D300 150 004	Ensemble trocart de Ø 11mm avec valve multifonctionnelle Vanne à ouverture manuelle et automatique Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm



Référence	Description
D300 150 005	Ensemble trocart de Ø 5,5mm avec valve à feuillet Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm
D300 150 006	Ensemble trocart de Ø 11mm avec valve à feuillet Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm



Référence	Description
D300 150 007	Gaine réductrice pour trocart Ø 11mm → Ø 5,5mm Longueur utile : 190mm




Référence	Description
D300 150 008	Réducteur en plastique Ø 11 ou 10mm → Ø 5,5mm




Référence	Description
D300 150 009	Aiguille pour pneumopéritoine Ø 2mm - Type Veress Avec robinet et une connexion Luer-lock Longueur utile : 120mm

## Instruments d'irrigation et d'aspiration

### Poignées et valves



Référence	Description
D300 120 808	Poignée d'irrigation/aspiration à 3 voies Avec une grande connexion Luer-lock



Référence	Description
D300 120 812	Valve double trompette pour irrigation/aspiration Avec une grande connexion Luer-lock



Référence	Description
D300 120 811	Poignée compacte plastique pour irrigation/aspiration A 3 voies Avec des connecteurs parallèles Avec une grande connexion Luer-lock


### Canules et tubes



Référence	Description
D300 120 806	Canule d'aspiration Ø 5mm Aiguille G18 Longueur utile : 360mm



Référence	Description
D300 120 807	Canule d'aspiration Ø 2,7mm Aiguille G18 Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 809	Tube d'irrigation et aspiration Ø 5mm Avec une grande connexion Luer-lock Avec une large ouverture axiale Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 810	Tube d'irrigation et aspiration Ø 5mm Pour l'hydrodissection Avec une grande connexion Luer-lock Longueur utile : 350mm

## Electrodes monopolaires

### Electrodes monopolaires Ø 5mm avec aspiration



Référence	Description
D300 120 813	Electrode crochet en L, Ø 5mm Avec aspiration. Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 814	Electrode bouton Ø 5mm Avec aspiration. Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 815	Electrode spatule Ø 5mm Avec aspiration. Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 816	Electrode crochet en J, Ø 5mm Avec aspiration. Longueur utile : 350mm

### Electrodes monopolaires Ø 5mm



Référence	Description
D300 120 649	Electrode crochet en L, Ø 5mm Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 650	Electrode bouton Ø 5mm Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 652	Electrode spatule Ø 5mm Longueur utile : 350mm



Référence	Description
D300 120 651	Electrode crochet en J, Ø 5mm Longueur utile : 350mm

## Electrodes monopolaires Ø 2,7mm



Référence	Description
D300 120 653	Electrode crochet en L, Ø 2,7mm Longueur utile : 350mm

## Electrodes bipolaires

### Electrodes bipolaires Ø 5mm



Référence	Description
D300 120 771	Electrode crochet en J, Ø 5mm Longueur utile : 340mm



Référence	Description
D300 120 765	Electrode crochet en L, Ø 5mm Longueur utile : 340mm



Référence	Description
D300 120 767	Electrode bouton Ø 5mm Longueur utile : 340mm



Référence	Description
D300 120 766	Electrode spatule Ø 5mm Longueur utile : 340mm

### Electrodes bipolaires Ø 3mm



Référence	Description
D300 120 762	Electrode crochet en L, Ø 3mm Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 772	Electrode crochet en L, Ø 3mm Longueur utile : 360mm



Référence	Description
D300 120 764	Electrode crochet en V, Ø 3mm Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 774	Electrode crochet en V, Ø 3mm Longueur utile : 360mm



Référence	Description
D300 120 763	Electrode droite Ø 3mm Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 773	Electrode droite Ø 3mm Longueur utile : 360mm

## Fixateurs de myomes



Référence	Description
D300 120 628	Instrument pour fixation de myome, Ø 10mm Longueur utile : 330mm
D300 120 627	Instrument pour fixation de myome, Ø 5mm Longueur utile : 330mm
D300 120 626	Instrument pour fixation de myome, Ø 3mm Longueur utile : 330mm


## Manipulateurs utérins

### Mangeshikar



Référence	Description
D300 120 100	Poignée Avec module de rotation des mors Pozzi
D300 120 101	Chemise externe Avec écrou de fixation
D300 120 102	Chemise interne
D300 120 107	Mors Pozzi Pour la fixation du col utérin
D300 120 103	Chemise coulissante A associer à une coupole Avec bouchon d'étanchéité
D300 120 104	Coupole de Ø 35mm Avec anneau isolant blanc
D300 120 105	Coupole de Ø 40mm Avec anneau isolant blanc
D300 120 106	Coupole de Ø 45mm Avec anneau isolant blanc
D300 120 108	Tige intra-utérine 4x40mm
D300 120 109	Tige intra-utérine 5x50mm
D300 120 110	Tige intra-utérine 6x60mm
D300 120 111	Tige intra-utérine 7x70mm
D300 120 112	Tige intra-utérine 8x80mm
D300 120 113	Tige intra-utérine 8x120mm
D300 120 114	Tige intra-utérine 8x150mm

## Cohen



Référence	Description
D300 120 115	<b>Manipulateur utérin Cohen</b> Avec deux tailles de cônes d'étanchéité Avec une connexion Luer-lock

## Endojack



Référence	Description
D250 100 000	<b>Manipulateur utérin Endojack</b> Stérile & à usage unique - 5 unités / boîte Longueur de l'insert intra-utérin : 60 - 70mm
D250 100 001	<b>Manipulateur utérin Endojack</b> Stérile & à usage unique - 5 unités / boîte Longueur de l'insert intra-utérin : 80 - 90mm



# Endoscopes



7

Hystérosopes	82
Laparoscopes	83
Sinuscopes	87
Laryngoscopes	89
Otoscopes	90
Arthroscopes	92

## Hystérosopes

Ø 2,9mm



Référence	Description
D300 100 003	Hystéroscope HD 2,9mm Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 004	Hystéroscope HD 2,9mm Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 000	Hystéroscope HD 2,9mm Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Ø 4mm



Référence	Description
D300 100 005	Hystéroscope HD 4mm Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 002	Hystéroscope HD 4mm Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 001	Hystéroscope HD 4mm Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 007	Hystéroscope HD 4mm Angulation : 70° Longueur utile : 300mm Autoclavable

## Laparoscopes

Mini laparoscopes



Référence	Description
D300 100 015	Mini laparoscope HD 2,9mm Angulation : 0° Longueur utile : 207mm Autoclavable
D300 100 016	Mini laparoscope HD 2,9mm Angulation : 30° Longueur utile : 207mm Autoclavable

Laparoscopes



Référence	Description
D300 100 020	Laparoscope HD 5,5mm Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 021	Laparoscope HD 5,5mm Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 022	Laparoscope HD 5,5mm Angulation : 45° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable



Référence	Description
D300 100 032	Laparoscope HD 10mm Angulation : 0° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 033	Laparoscope HD 10mm Angulation : 30° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 034	Laparoscope HD 10mm Angulation : 45° Longueur utile : 330mm Autoclavable



Référence	Description
D300 100 038	Laparoscope bariatrique HD 10mm Angulation : 0° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 039	Laparoscope bariatrique HD 10mm Angulation : 30° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 040	Laparoscope bariatrique HD 10mm Angulation : 45° Longueur utile : 450mm Autoclavable

## Laparoscopes bariatriques



Référence	Description
D300 100 026	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm Angulation : 0° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 027	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm Angulation : 30° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 028	Laparoscope bariatrique HD 5,5mm Angulation : 45° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable

## Laparoscopes opératoires



Référence	Description
D300 100 041	Laparoscope opératoire 10mm avec oculaire déporté à 45° Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 5,1mm Non-autoclavable
D300 100 043	Laparoscope opératoire 11mm avec oculaire déporté à 45° Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 6,1mm Non-autoclavable



Référence	Description
D300 100 042	Laparoscope opératoire 10mm avec oculaire déporté à 90° Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 5,1mm Non-autoclavable
D300 100 044	Laparoscope opératoire 11mm avec oculaire déporté à 90° Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 6,1mm Non-autoclavable

## Sinuscopes

Ø 2,7mm



Référence	Description	Référence	Description
D300 100 052	Sinuscope 2,7mm Angulation : 0° Longueur utile : 140mm Autoclavable	D300 100 055	Sinuscope 2,7mm Angulation : 0° Longueur utile : 195mm Autoclavable
D300 100 053	Sinuscope 2,7mm Angulation : 30° Longueur utile : 140mm Autoclavable	D300 100 056	Sinuscope 2,7mm Angulation : 30° Longueur utile : 195mm Autoclavable
D300 100 054	Sinuscope 2,7mm Angulation : 70° Longueur utile : 140mm Autoclavable	D300 100 057	Sinuscope 2,7mm Angulation : 70° Longueur utile : 195mm Autoclavable

Ø 3mm



Référence	Description
D300 100 058	Sinuscope 3mm Angulation : 0° Longueur utile : 150mm Autoclavable
D300 100 059	Sinuscope 3mm Angulation : 30° Longueur utile : 150mm Autoclavable
D300 100 060	Sinuscope 3mm Angulation : 45° Longueur utile : 150mm Autoclavable
D300 100 061	Sinuscope 3mm Angulation : 70° Longueur utile : 150mm Autoclavable

Ø 4mm



Référence	Description
D300 100 062	<b>Sinuscope HD 4mm</b> Angulation : 0° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 063	<b>Sinuscope HD 4mm</b> Angulation : 30° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 064	<b>Sinuscope HD 4mm</b> Angulation : 45° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 065	<b>Sinuscope HD 4mm</b> Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Autoclavable

## Laryngoscopes



Référence	Description
D300 100 073	<b>Micro laryngoscope 4mm</b> Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Entrée de la lumière inversée Autoclavable
D300 100 074	<b>Laryngoscope 6mm</b> Angulation : 70° Longueur utile : 160mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 075	<b>Laryngoscope 6mm</b> Angulation : 70° Longueur utile : 160mm Autoclavable
D300 100 076	<b>Laryngoscope 10mm</b> Angulation : 70° Longueur utile : 159mm Autoclavable
D300 100 077	<b>Laryngoscope 10mm</b> Angulation : 90° Longueur utile : 159mm Autoclavable

## Otoscopes

### Ø 1,9mm



Référence	Description
D300 100 078	Otoscope 1,9mm Angulation : 0° Longueur utile : 100mm Autoclavable
D300 100 079	Otoscope 1,9mm Angulation : 30° Longueur utile : 100mm Autoclavable

### Ø 2,7mm



Référence	Description
D300 100 080	Otoscope 2,7mm Angulation : 0° Longueur utile : 75mm Autoclavable
D300 100 081	Otoscope 2,7mm Angulation : 30° Longueur utile : 75mm Autoclavable
D300 100 082	Otoscope 2,7mm Angulation : 70° Longueur utile : 75mm Autoclavable

### Ø 4mm



Référence	Description
D300 100 083	Otoscope 4mm Angulation : 0° Longueur utile : 50mm Non-autoclavable
D300 100 084	Otoscope 4mm Angulation : 30° Longueur utile : 50mm Non-autoclavable

1

2

3

4

5

6

7

8

Endoscopes

1

2

3

4

5

6

7

8

Endoscopes

## Arthroscopes

### Ø 1,9mm



Référence	Description
D300 100 085	Arthroscope 1,9mm Angulation : 0° Longueur utile : 60mm Autoclavable
D300 100 086	Arthroscope 1,9mm Angulation : 30° Longueur utile : 60mm Autoclavable

### Ø 2,7mm




Référence	Description
D300 100 052	Arthroscope 2,7mm Angulation : 0° Longueur utile : 140mm Autoclavable
D300 100 053	Arthroscope 2,7mm Angulation : 30° Longueur utile : 140mm Autoclavable
D300 100 054	Arthroscope 2,7mm Angulation : 70° Longueur utile : 140mm Autoclavable

### Ø 4mm



Référence	Description
D300 100 062	Arthroscope HD 4mm Angulation : 0° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 063	Arthroscope HD 4mm Angulation : 30° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 065	Arthroscope HD 4mm Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Autoclavable

# Accessoires



Câbles de lumière	96
Câbles HF	97
Stérilisation	100
Accessoires pour stations d'imagerie	102
Divers	103

## Câbles de lumière

### Câbles de lumière



Référence	Description
D200 150 000	Câble de lumière gris Ø 3,5mm Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 500	Câble de lumière gris Ø 3,5mm Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté
D200 150 005	Câble de lumière gris Ø 4,8mm Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 501	Câble de lumière gris Ø 4,8mm Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté

### Adaptateurs



Référence	Description
D200 150 001	Adaptateur Storz pour câble de lumière Côté endoscope



Référence	Description
D200 150 002	Adaptateur Storz pour câble de lumière Côté source de lumière



Référence	Description
D200 150 003	Adaptateur Olympus pour câble de lumière Côté source de lumière



Référence	Description
D200 150 004	Adaptateur ACMI / Stryker pour câble de lumière Côté source de lumière

## Câbles HF

### Câbles de résection bipolaire



Référence	Description
D200 190 001	Câble de résection bipolaire Erbe Longueur : 4,0m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Erbe Vio 300D ou Erbe Vio 3 (prise MF)



Référence	Description
D200 190 000	Câble de résection bipolaire Covidien Longueur : 4,6m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Valleylab ForceTriad ou FT10



Référence	Description
D200 190 008	Câble de résection bipolaire Bowa Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Bowa ARC 350 ou ARC 400



Référence	Description
D200 190 006	Câble de résection bipolaire 2 pins - 29mm (connexion internationale) Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs avec prise internationale



Référence	Description
D200 190 007	Câble de résection bipolaire Emed (connexion SDS) Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Emed Spectrum ou Atom

### Câbles de résection monopolaire



Référence	Description
D200 190 005	Câble de résection monopolaire - Fiche banane 8mm Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Valleylab, Karl Storz ou Conmed



Référence	Description
D200 190 004	<b>Câble de résection monopolaire - Fiche banane 4mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold



Référence	Description
D200 190 011	<b>Câble de résection monopolaire - Connecteur de 4mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Martin ou Berchtold



Référence	Description
D200 190 010	<b>Câble de résection monopolaire - Fiche de 5mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz

## Câbles HF bipolaires



Référence	Description
D200 190 003	<b>Câble HF bipolaire Valleylab</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystérocopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Valleylab ou avec prise internationale



Référence	Description
D200 190 002	<b>Câble HF bipolaire Erbe</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystérocopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Erbe



Référence	Description
D200 190 009	<b>Câble HF bipolaire Berchtold</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystérocopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Berchtold ou Martin



Référence	Description
D200 190 020	<b>Câble HF bipolaire Emed (Connexion SDS)</b> Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystérocopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Emed Spectrum ou Atom

## Câbles HF monopolaires



Référence	Description
D200 190 015	<b>Câble HF monopolaire - Fiche banane 8mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Valleylab, Karl Storz ou Conmed



Référence	Description
D200 190 014	<b>Câble HF monopolaire - Fiche banane 4mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold



Référence	Description
D200 190 018	<b>Câble HF monopolaire - Fiche banane 4mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche hexagonale 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold



Référence	Description
D200 190 016	<b>Câble HF monopolaire - Connecteur de 4mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Martin ou Berchtold



Référence	Description
D200 190 017	<b>Câble HF monopolaire - Fiche de 5mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz



Référence	Description
D200 190 019	<b>Câble HF monopolaire - Fiche de 5mm</b> Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche hexagonale 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz

## Stérilisation

### Paniers de stérilisation personnalisés



Référence	Description
D200 160 504	<b>Panier de stérilisation ReseCare</b> Supports en silicone personnalisés Dimensions : 480x240x70mm



Référence	Description
D200 160 503	<b>Panier de stérilisation EasyCare</b> Supports en silicone personnalisés Dimensions : 480x240x70mm




Référence	Description
D200 160 505	<b>Panier de stérilisation MaxiCare</b> Supports en silicone personnalisés Dimensions : 480x240x70mm

### Paniers de stérilisation standards



Référence	Description
D200 160 508	<b>Panier de stérilisation</b> Avec tapis et couvercle Dimensions : 480x240x70mm



Référence	Description
D200 160 507	<b>Panier de stérilisation pour deux instruments</b> Avec supports en silicone Dimensions : 480x150x50mm



Référence	Description
D200 160 023	<b>Panier de stérilisation pour un endoscope</b> Avec supports en silicone Dimensions : 450x70x60mm

### Autres produits de stérilisation



Référence	Description
D300 190 000	<b>Tube de stérilisation pour endoscopes</b> Longueur utile : 320mm



Référence	Description
D200 160 003	<b>Tube de stérilisation pour électrodes</b> Longueur : 297mm - Ø 24mm

## Accessoires pour stations d'imagerie



Référence	Description
D100 200 502	<b>Kit filaire</b> Pour connexion entre iCare et iPad Connecteur iPad : lightning
D100 200 503	<b>Kit filaire</b> Pour connexion entre iCare et iPad Connecteur iPad : USB-C



Référence	Description
D900 000 119	<b>Clé USB d'iCare</b> Mémoire : 32Go



Référence	Description
D900 000 135	<b>Clé Wi-Fi iCare</b> Connecteur USB

## Divers



Référence	Description
D300 195 000	<b>Bouchon d'étanchéité réutilisable</b> Pour canal opérateur des chemises opératoires



Référence	Description
D300 195 001	<b>Bouchon d'étanchéité à usage unique</b> Pour canal opérateur des chemises opératoires Livré stérile



Référence	Description
D300 190 001	<b>Butée plastique</b> Pour éléments de travail des résecteurs







Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral  
13600 La Ciotat - France  
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30  
Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00  
[www.delmont-imaging.com](http://www.delmont-imaging.com)  
[contact@delmont-imaging.com](mailto:contact@delmont-imaging.com)

\* Imagez toutes les femmes