

Fiche technique

iCare+



Le set complet iCare+ comporte :

- 1 iCare
- 1 Caméra iCare
- 1 iPad Pro
- 1 Licence imagyn
- 1 Moniteur
- 1 Chariot
- 1 Câble de lumière
- 1 Pack NAS

Set Hystéroskopie et Colposcopie

Ref : D400 100 522

Code GTIN/UID ID : 3701217806801

Set Hystéroskopie

Ref : D400 100 516

Code GTIN/UID ID : 3701217805842

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène
Code GMDN	10005844



delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

iCare	
Réglementation	
Descriptif	Caméra d'endoscopie et source de lumière
Utilisation prévue	Endoscopie uniquement
Photo	
Référence article	D400 100 500
Code GMDN	10005844
Code GTIN/UID ID	3701217802728
Données techniques	
Dimension de la voie de commande (LxHxP)	310 x 75 x 310 mm
Poids de la voie de commande	4,2 kg
Poids du capteur caméra	260 g
Longueur du câble caméra	2,3 m
Alimentation électrique	100-230 V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	130 VA
Fusibles	2 T2A - 250 V UL/CSA 5 x 20 mm
Sortie vidéo	1 HDMI
Sortie USB	2 clés WiFi + 1 clé de stockage USB 32Go
Paramétrage sécurité wifi	- Masquage SSID - Filtrage des adresses MAC
Langues disponibles	10
Spécifications tête de caméra	
Type de capteur	HD CMOS 1/4" type BF
Protection contre les chutes d'eau (IPXO)	IP67
Objectif	Monture C, F = 22 mm
Résolution	1920 x 1080
Balayage	Entrelacé
Définition	> 900 lignes
Sensibilité	2 000 lux à F8
Rapport signal / bruit	54 dB
Shutter électronique	Automatique (1/50 à 1/10 000)

Boutons sur la tête de caméra	Oui. 3 boutons pré-programmés permettant la balance des blancs, la prise de photos, des enregistrements vidéos et un passage de la source de lumière en mode MIN ou MAX
Mire	Barre de couleur
Balance des blancs	Oui
Autoclavable	Non, stérilisation par procédé STERRAD ou à l'oxyde d'éthylène
Spécifications source de lumière	
Technologie	LED
Puissance nominale	64 W
Niveaux de puissance	2 : Pmax=100%, Pmin=75%
Température de couleur	6 000°K
Durée de vie de la LED	50 000 heures
Détection automatique présence/absence du câble de lumière	Oui
Type de câble de lumière compatibles	- Storz - Olympus disponible à la demande (autre référence article)
Système de protection thermique	Automatique
Moniteur	
Réglementation	
Descriptif	Ecran de visualisation d'examen
Photo	
Référence article	D200 110 000
Code GMDN	10005844
Code GTIN/UID ID	3701217803817
Données techniques	
Taille	22"
Résolution	Full HD
Capteur	Eco-intelligent
Verre optique	Oui
Grade médical	Non, mais disponible à la demande (autre référence article)

Chariot	
Réglementation	
Descriptif	Chariot de support pour la station d'imagerie et le moniteur
Photo	
Référence article	D200 100 000
Code GTIN/UID ID	3701217805699
Données techniques	
Taille	1,80 m min. - 2,65 m max.
Poids	36 kg
Possibilité de bloquer les roues	Oui
Nombre d'étagères	2 fixes à 30 cm et 80 cm du sol, supportent jusqu'à 10 kg
Nombre de potence	1 ajustable entre 1,80 m et 2,65 m du sol, supporte jusqu'à 2 kg
Nombre de support moniteur	1 à 1,20 m du sol, supporte jusqu'à 14 kg
Nombre de support caméra	1
Nombre de support câble de lumière	1
Bras amovible et support iPad	1, en option
Transformateur d'isolement	Non, mais disponible à la demande (autre référence article)
iPad Pro	
Réglementation	
Descriptif	iPad Pro pour utilisation de l'application imagyn
Photo	
Référence article	D100 200 500
Code GMDN	10005844
Code GTIN/UID ID	3701217806092

Données techniques		
Taille	12,9"	
Capacité	256 Go	
Ecran rétina	Oui	
Résolution	2 732 x 2 048	
Accessoires fournis	Clavier et stylet	
Application imagyn		
Réglementation		
Descriptif	Visualisation d'examen et réalisation de compte-rendu, disponible sur l'AppStore	
Photo	 imagyn	
Référence article	D100 200 113	D100 200 106
Code GMDN	10005844	
Code GTIN/UID ID	3701217806818	3701217806047
Application en Hystérocopie	Oui	Oui
Application en Colposcopie	Oui	Non
Données techniques		
Saisi de compte-rendu	Sur l'application puis exportation/impression	
Langues disponibles	13	
Gestion d'espace personnel pour les médecins	Oui	
Gestion de fiches patientes	Oui	
Anotations sur images	Oui	
Anotations sur schémas	Oui	
Visualisation avant/après des images	Oui	
Paramétrage de la caméra d'endos- copie iCare depuis l'application	Oui, paramètres accessibles : luminosité, saturation, contours, gam- ma, décalage bleu, décalage rouge, puissance luminosité mimimun et maximum, 3 zooms (x1, x1.5, x2), prises photos et vidéos	
Câble de lumière		
Réglementation		
Descriptif	Câble de lumière	
Utilisation prévue	Endoscopie	

Photo	
Classe	I
Référence article	D200 150 500
GMDN	35507
Code GTIN/UID ID	3701217800090
Données techniques	
Diamètre	3,5 mm
Longueur	2,3 m
Couleur	Gris
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Embouts fournis	Storz
Pack NAS	
Réglementation	
Descriptif	Pack NAS pour sauvegarde des données des applications
Photo	
Référence article	D100 200 202
Code GMDN	10005844
Code GTIN/UID ID	3701217805958
Données techniques	
Mémoire	1 To
RAM	512 Mo DDR3
Débit	- 112 Mo/s en lecture - 106 Mo/s en écriture
Consommation	- 9,81 Watts lors de l'accès - 4,68 Watts hors accès
Port externe	2 ports USB 2.0
Taille (HxLxP)	166 x 71 x 224mm
Poids	0,7kg

Environnement	
Température de fonctionnement	+10°C / +40°C
Humidité de fonctionnement	30 à 75%
Température de transport de stockage	-10°C / +40°C
Humidité de transport et de stockage	20 à 85%
Pression atmosphérique de fonctionnement, de stockage et de transport	800 hPa à 1 060 hPa
Protection contre les chutes d'eau (IPX0)	Non, excepté la tête de caméra iCare
Adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air avec oxygène ou protoxyde d'azote	Non