

Fiche technique

Colposcopes



Informations générales	
Descriptif	Colposcope optique bi-faisceaux
Utilisation prévue	Utilisation en colposcopie pour la visualisation du col de l'utérus et du vagin
Code GMDN	10960
Classe	I
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	<i>Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails</i>
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène
Fabricant	Seiler Instrument & Mfg. Co, Inc. 3433 Tree Court Industrial Blvd St. Louis, MO 63122 Etats Unis

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Données techniques					
Spécifications générales					
Source de lumière	LED 100 000 lux				
Durée de vie de la LED	50 000 heures				
Lentilles apochromatiques	Oui				
Oculaires disponibles	10x/18		12.5x/16		16x/16
Objectifs fixes disponibles	175mm	200mm	250mm	300mm	400mm
Plage de netteté des objectifs fixes	11mm				
Binoculaires disponibles	droit 0° : F=170mm		incliné à 45° : F=135mm		inclinable de 0 à 220°
Distance interpupillaire ajustable	Oui : 42mm - 75mm				
Réglage dioptrique	Oui : +6/-6				
Filtre vert	Oui				
Colposcope bras pivotant					
Photo					
Référence article	D100 300 000				
Code UID ID	00852728008017				
Grossissements à 30cm	2.83x	4.25x	7.08x	11.33x	17.71x
Poids	37kg				
Distance sol-objectif	635 - 1295mm				
Portée horizontale	725mm				
Angle de rotation du support	340°C				

Colposcope par dessus l'épaule

Photo					
Référence article	D100 300 001				
Code UID ID	00852728008024				
Grossissements à 30cm	2.83x	4.25xx	7.08x	11.33x	17.71x
Poids	37kg				
Distance sol-objectif	635 -1295mm				
Portée horizontale	725mm				
Angle de rotation du support	340°				

Colposcope droit

Photo				
Référence article	D100 300 002			
Code UID ID	00852728008000			
Grossissements à 30cm	4.25x	7.08x	11.33x	
Poids	18.14kg			
Distance sol-objectif	1016 -1193mm			
Angle de rotation du support	360°			

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Séparateur de faisceaux doubles		
Photo		
Référence article	D100 300 003	
Séparation des faisceaux disponibles	50/50	20/80
Objectif à focale variable		
Photo		
Référence article	D100 300 004	
Focale	F=200 à 350mm	
Adaptateur pour caméra vidéo		
Photo		
Référence article	D100 300 005	
Connecteur	Monture C	
Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope		
Photos		
Référence article	D100 300 006	D100 300 007
Code GTIN/UID ID	3701217806122	
Code couleur	Violet	Noir
Connecteur	Bonnette d'endoscope	