


Fiche technique

Electrodes HF à usage unique

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Electrodes HF					
Réglementation					
Descriptif	Electrodes HF pour système de résection				
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement. Ablation, coupe, coagulation de tissus				
Photo	 Electrode coupante 30° Electrode coupante droite Electrode rouleau Electrode couteau Electrode de vaporisation à pointes				
Classe	IIb				
Electrodes à usage unique					
Nom	Electrode cou- pante 30°	Electrode cou- pante droite	Electrode cou- teau	Electrode rouleau	Electrode de vaporisation à pointe
Référence article	D300 140 067	D300 140 068	D300 140 069	D300 140 070	D300 140 091
Code GMDN	61872				
Code GTIN/UID ID	3701217802766	3701217802773	3701217802780	3701217802797	3701217807051
Packaging	10 par boîte				
Autoclavable	Non, déjà stérile et à usage unique				
Méthode de stérilisation	ETO				

Données techniques	
Code couleur	Violet
Compatibilité	Résecteur 18,5Fr.
Puissance de sortie du générateur	max. 2 kVp
Puissance recommandée mode de coupe	120-180 W
Puissance recommandée mode de coagulation	max. 100 W
Solution à utiliser en monopolaire	Glycine ou Purisole par exemple
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%