

Fiche technique

Electrodes HF à usage unique

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Electrodes HF			
Réglementation			
Descriptif	Electrodes HF pour système de résection		
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement. Ablation, coupe, coagulation de tissus		
Photo	 Electrode coupante 30° Electrode coupante droite Electrode rouleau Electrode couteau Electrode de vaporisation à pointes		
Classe	IIb		
Electrodes à usage unique			
Nom	Electrode coupante 30°	Electrode coupante droite	Electrode couteau
Référence article	D300 140 067	D300 140 068	D300 140 069
Code GMDN	61872		
Code GTIN/UID ID	3701217802766	3701217802773	3701217802780
Nom	Electrode rouleau	Electrode de vaporisation à pointe	
Référence article	D300 140 070	D300 140 091	
Code GMDN	61872		
Code GTIN/UID ID	3701217802797	3701217807051	

Données techniques	
Code couleur	Violet
Compatibilité	Résecteur 18,5Fr.
Puissance de sortie du générateur	max. 2 kVp
Puissance recommandée mode de coupe	120-180 W
Puissance recommandée mode de coagulation	max. 100 W
Solution à utiliser en monopolaire	Glycine ou Purisole par exemple
Solution à utiliser en bipolaire	NaCl à 0.9%
Packaging	10 par boîte
Autoclavable	Non, déjà stérile et à usage unique
Méthode de stérilisation	ETO