




*imaging all the women**



NOUVEAU

MaxiCare

La résection bipolaire en 9mm

Références et caractéristiques de **MaxiCare** :

Hystéroscope HD. 4mm. 12°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 002



Chemise externe 26Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 004



Chemise interne 24Fr.

Rotative


Réf. D300 130 005



Élément de travail à action passive

Compatible avec les énergies bipolaires

Réf. D300 130 006



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



NOUVEAU

Electrodes :

Description	Référence	
	Sterile, à usage unique (Livrées par boîte de 10)	Réutilisable
Electrode coupante 30°	D300 140 078	D300 140 004
Electrode coupante droite	D300 140 081	D300 140 007
Electrode couteau	D300 140 079	D300 140 005
Electrode rouleau	D300 140 080	D300 140 006
Electrode de vaporisation rouleau à pointes	D300 140 082	D300 140 008

Accessoires :

NOUVEAU

Panier de stérilisation MaxiCare

Autoclavable. 480x240x70mm. Avec support en silicone personnalisés

Réf. D200 160 505



Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Réf. D200 160 003



Obturbateur

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 007

Obturbateur visuel résecteur 26Fr.

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 010

Cordon de résection bipolaire. Covidien

ForceTriad

Réf. D200 190 000

Cordon de résection bipolaire. Erbe

VIO300D

Réf. D200 190 001

Delmont Imaging est le fabricant de l'optique, dispositif médical de Classe IIa et du système de résectoscopie de Classe IIa/IIb portant le marquage CE 1304. Organisme notifié SIQ, présentés dans ce document. Delmont Imaging est le fabricant du câble de lumière, dispositif de classe I.

Document non contractuel - Réf. D900 700 013 D - 2020-03 - Copyright© 2016 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.