

Société																
Nom du produit	935	955	985	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Photo	Voir en annexe de ce document															
Type	Binoculaire			Binoculaire	Binoculaire		Vidéo	Binoculaire			Binoculaire / vidéo				Vidéo	Vidéo
Adaptateur caméra	✓			✓	✓		/	✗			Caméra externe, / DSLR		Caméra intégrée		/	/
Ergonomie																
Ergonomie	Statif de sol droit à roulettes	Bras pivotant à roulettes	Bras pivotant par dessus l'épaule à roulettes	Sur fauteuil (Statif roulant en option)	- Trepied à roulettes - Sur fauteuil avec bras pivotant		- Trépied à roulettes - Sur fauteuil	Trépied à roulettes - droit - support inclinable - support suspendu Sur fauteuil							Portatif	Sur fauteuil
Poids tête	18,14 kg	3,0 kg		NC	NC	NC	45kg	2,75kg	3,00 kg	3,10 kg	3,90 kg	3,90 kg	3,25 kg	3,60 kg	6,05 kg	NC
Poids support		34 kg		NC				Droit : 26,75 kg - Support inclinable : 30 kg - Support suspendu : 32,90 kg								
Dimensions	1016-1193mm	335-1295mm	635-1295mm	NC	890+-350mm / 690mm (sur fauteuil) (H)	1048+-260mm / 592+-260 (sur fauteuil) (H)	110x170x80 mm (HxLxP)	564 x 125 x 205 mm (HxLxP)	605 x 135 x 205 mm (HxLxP)	640 x 135 x 245 mm (HxLxP)	660 x 135 x 210 mm (HxLxP)	675x 135 x 240 mm (HxLxP)	625 x 135 x 195 mm (HxLxP)	630 x 135 x 245 mm (HxLxP)	243,9 x 81 x 104,1 mm (HxLxP)	NC

Société																
Nom du produit	935	955	985	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Système optique																
Echelons de zoom	3 / 5			5	3	3 / 5	Plage	1	3						2	Plage
Zooms	Si 3 : 4.25x, 7.08x, 11.33x Si 5 : 2.83x, 4.25x, 7.08x, 11.33x, 17.71x			4.3x, 6x, 8.5x, 12x, 17x	Si 3 : 5x, 8.5x, 13x Si 5 : 3.4x, 5.4x, 8.5x, 13.6x, 21.2x		jusqu'a 120x (optique 10x, numérique 12x)	15x	7.5x, 15x, 30x						optique : 4x numérique :16x	optique en continu 42x fixes :6x, 15x
Occulaires	12.5x			16x	20x (16x en option)		/	NC						/	/	
Objectifs fixes (Focus)	5 (175, 200, 250, 300, 400mm)			4 (200, 250, 300, 400mm)	2 (300 ou 250 en option)	2 (250, 300mm)	/	1 (300mm)						/	/	
Mise au point manuelle précise sur objectif fixe	✓ 11mm			✓ 17mm	✗	✓ 12mm		✓								
Focus variable	✓ manuel [200-350]			NC	✗	✓ motorisé/ manuel [plage de 40mm]	✓ motorisé / autofocus / manuel [250-350]	✗						NC	✓ autofocus [250-300]	

Société																
Nom du produit	935	955	985	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Tube binoculaire	Droit F=170mm / inclinable (F=135)			Droit F=160mm / oblique (45°)	Droit / inclinable F=125mm	Droit/inclinable F=125 (F=159 et ube inclinable f=182mm -210° en option)	/	Droit / oblique (45°)							Droit	Droit
Lentilles apochromatiques	✓			NC	✓			NC							/	/
Faisceaux convergents	✓			NC	✗			✓							/	NC
Filtre vert	✓			✓ (option) + Filtre H.A.S.I.	✓	✓ Électronique		✓	✗		✓	✗	✓	✗	✓ Digital	✓ Électronique + lumière verte
Lumière																
Lumière	LED			LED	LED	-Lumière froide -Halogen -LED	LED	LED							LED	LED
Température de lumière	6500 K			4500-5500 K	NC	NC	5800 K	5700-6000 K							6000 K	5700 K

Société																
Nom du produit	935	955	985	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Lumière																
Intensité lumineuse	100 000 lux			30 000lux - 120 000lux	Halogen: 100W ; lumière froide: 150W		/	45 000-52 000 lx							3W	30 000 lux max
Réglage intensité	 10 niveaux (de 0 à 100%)				 6 niveaux	 2 modes										 2 niveaux
Accessoires																
Adaptateur laser																
Moniteur				option				option							NC	
Echelle de mesure																
Logiciel																
Logiciel																
Compte rendu				/												

955




985



935



VIDAN 2



EVA



1E LED light



1E LED



1D LED



1DW LED



Kaps SOM 52



Kaps KP 3000



Vico S HD



i View 21/31Colpo



3ML LED



3MVS LED Y/C NTSC



3 MVC LED USB



3 MVCW LED USB

