

Comparatif concurrentiel

Station d'imagerie

Société	 delmont imaging	 SOPRO COMEG	 STORZ KARL STORZ ENDOSKOPE
Nom du produit	iCare	Ubi Pack	Tele Pack +
Photo			
Spécialité	Gynécologie	Gynécologie / urologie / odontologie / ORL	Gynécologie / urologie / ORL
Dimensions voie de commande l x h x p	310 x 75 x 310 mm	180 x 95 x 35 mm	470 x 387 x 222 mm
Poids voie de commande	4,2 kg	320 g	9 kg
Alimentation électrique	100 - 230 V AC, 50/60 Hz	5 V DC	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	130 VA	2,5 VA	140 VA
Caméra	Capteur CMOS HD	Capteur CCD 1/4"	Capteur CMOS 1/3"
Stérilisation tête de caméra	Non autoclavable. Immersion dans une solution nettoyante enzymatique puis dans une solution de glutaraldéhyde	Décontamination à froid par immersion (Steranios, dioxyde de chlore, Hexanios, lingettes Tristel)	Immergeable, stérilisation au gaz et plasma. Autocla- vable selon le choix de la tête de caméra
Résolution	1920 x 1080	752 x 582	1920 x 1080

*NC : Information non communiquée par le concurrent

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Société	 delmont imaging	 SOPRO COMEG	 STORZ KARL STORZ ENDOSKOPE
Nom du produit	iCare	Ubi Pack	Tele Pack +
Définition	> 900 lignes	470 lignes	NC
Sensibilité	2 000 lux à F8	2 lux	NC
Rapport signal / bruit	54 dB	52 dB	NC
Shutter électronique	Automatique (1/50 à 1/10 000)	Automatique (1/50 à 1/100 000)	NC
Poids capteur caméra (tête + objectif)	260 g	210 g	NC
Poids objectif	80 g	60 g	NC
Poids tête caméra (sans objectif)	160 g	NC	130/142 g
Longueur câble caméra	2,3 m	3 m	3 m
Objectif	Monture C F=22 mm	Monture C F=17 mm	F = 16 mm
Boutons utilisateurs	3 : balance des blancs, puissance source lumière, photos/vidéos	2 : balance des blancs automatique, gel d'image et changement mode flexible / rigide (filtre anti-moiré)	3
Réglages	Luminosité, saturation, contours, gamma, décalage bleu, décalage rouge, puissance luminosité minimum et maximum, 3 zooms (x1, x1.5, x2), prises photos et vidéos	Luminance, contraste, saturation, netteté, couleurs et luminosité	Luminosité, prise photos et vidéos, zoom, plein écran, arrêt sur image
Source de lumière	LED	LED	LED
Durée de vie de la source de lumière	50 000 h	50 000 h	NC

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Société	 delmont imaging	 SOPRO COMEG	 STORZ KARL STORZ ENDOSKOPE
Nom du produit	iCare	Ubi Pack	Tele Pack +
Puissance nominale source lumière	64 W	30 W	NC
Température de couleur	6 000 °K	> 5 500 °K	5 700 °K
Détection du câble de lumière	✓	✓	NC
Longueur câble de lumière	2,3 m	3 m	2,3 m
Envoi des photos via WiFi	✓ avec 2 clés WiFi	✗	✗
Stockage	Clé USB 2.0 16 Go	Ordinateur	2 USB 2.0 32 Go
Sorties vidéo	1 HDMI	1 caméra USB 2.0	DVI-D
Taille chariot	1,83 m	NC	NC
Poids chariot	36 kg	NC	NC
Etagères fixes	2	1	1
Potence	1	1	0
Support caméra	1	1	1
Support câble de lumière	1	1	1
Ecran moniteur	24" Full HD	Ordinateur	18'5" Full HD
Ecran supplémentaire pour visualiser l'examen	iPad Pro 12,9" blanc 256 Go	Moniteur (connexion HDMI avec ordinateur)	✗
Application	imagyn	Logiciel Sopro Imaging (sur CD)	Logiciel Scenara
Langues disponibles	8	27	NC

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Société	 delmont imaging	 SOPRO COMEG	
Nom du produit	iCare	Ubi Pack	Tele Pack +
Saisie de compte-rendu	Facilitée, sur l'application directement puis exportation/impression	Compte-rendu à construire soi-même sur Word	✗
Annotations sur images	✓	✓	✓
Annotations sur schémas prédéfinis	✓	✗	✗
Visualisation avant/après des images	✓	✗	✓
Format DICOM	✗	✗	✓
Paramétrage de la station d'imagerie depuis l'application	✓	✗	NC

NB : Ces concurrents et produits ont été choisis à titre de comparaison pour leur solution spécifiquement dédiée à l'ambulatorio.