

Société							
Nom du produit	NeoCare	Bigatti		Omni	Piranha	Mini Operating Hysteroscope	
Photo	Voir en annexe de ce document						
Hystéroscope							
Diamètre	2.8mm	NC	NC	NC	2mm		
Système optique	lentilles	fibre optique	lentilles	lentilles	fibre optique		
Angulation (DOV)	12°	6°	0°	0° ou 12°	12°		
FOV	80°	90°	80°	NC	90°		
Chemise diagnostique							
Chemise diagnostique	✗	✗	✓	✗	✗		
Diamètre externe	-	-	3,7mm	-	-		
Chemise opératoire							
Diamètre externe	9mm	6.3mm	8mm	5.5mm	6mm	9mm	5.8mm
Diamètre canal de travail	4.5mm (13,5Fr.)	4mm (12Fr.)	NC	3mm (9Fr.)	4mm (12Fr.)	5mm (15Fr.)	3mm (9Fr.)
Longueur utile	187mm	200mm	NC	200mm		NC	NC

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com




SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

*NC : Information non communiquée par le concurrent


Société						
Nom du produit	NeoCare	-		Omni	Piranha	Mini Operating Hysteroscope
Obturateur						
Poignée optionnelle						
Chemises dissociables						
Luer-lock pour le nettoyage						
Quick-Lock		monobloc				monobloc
Instrumentation						
Poignée						NC

Société						
Nom du produit	NeoCare	-		Omni	Piranha	Mini Operating Hysteroscope
Diamètre	3mm	4mm	3mm	/	/	3mm
Instruments rigides				/	/	
Instruments froids	 Pince ciseaux		 Pince à biopsie	/	/	 Pince brochet
	 Pince ciseaux de préparation					
	 Pince universelle					
	 Pince à griffe					

Société					
Nom du produit	NeoCare	-	Omni	Pirahna	Mini Operating Hysteroscope
Morcellateur		Shaver GYN  fenêtre de coupe ovale (4mm)  fenêtre de coupe carré (4mm)	Dispositif Myosure  Manual  Reach  XL (gaine 6mm)		
Electrode bipolaire	 electrode bipolaire crochet en L  electrode bipolaire droite  electrode bipolaire crochet en V	 electrode de coagulation			



Piranha



Mini Operating Hysteroscope

