

Société									
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	Fluid control 2225	EndoFlow II		FluidSafe
							Single Chamber	Dual Chamber	
Photo	Voir en annexe de ce document								
Système	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Pompe à galet	Chambre à pression		Pompe à galet
Dimensions	380 x 148 x 388 mm	NC*	370 x 157 x 396 mm	305 x 183 x 305 mm	306 x 120 x 330 mm	300 x 157 x 436 mm	400 x 425 x 420 mm	520 x 450 x 240 mm	710 x 1400 x 810 mm
Poids	6,3 kg	NC	6,1 kg	8,2 kg	7,5 kg	8,8 kg	13 kg	21 kg	26 kg
Système d'aspiration intégré à la machine	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Débit d'aspiration maximum	2 L/min	✗	✗	4 L/min	✗	2 L/min	✗		✗
Pression d'aspiration maximum négative	450 mmHg	✗	✗	525 mmHg	✗	450 mmHg	✗		✗
Aspiration réglable	✓ 2 vitesses	✗	✗	✓ 2 vitesses	✗	✗	✗		✗
Paramétrage de pression et débit	Ecran tactile 5,7"	Ecran tactile	Ecran tactile	Ecran tactile	Boutons pres-soirs	Ecran tactile	Ecran tactile		Boutons pres-soirs

Société										
Nom du produit		iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	Fluid Control 2225	EndoFlow II		FluidSafe
								Single Chamber	Dual Chamber	
Nombre de programmes disponibles		4	5	1	4	3	3	4		1
Ajouts possibles de programmes ultérieurement (par transpondeurs)		✓	✗ (Venue d'un représentant pour modification du logiciel)	✗	✓	✗	✗ (Tous les programmes sont présents d'office)	✗ (Tous les programmes sont présents d'office)		✗
Pro-gramme d'hysté-rosco-pie	Gamme de pres-sion	15 à 150 mmHg	NC	35 à 150 mmHg	15 à 200 mmHg	10 à 200 mmHg	15 à 200 mmHg	15 à 170 mmHg		15 à 150 mmHg
	Gamme de débit	50 à 500 mL/min	NC	30 à 500 mL/min	max. 2 500 mL/min	100 à 500 mL/min	Non ajustable 800 mL/min	NC		30 à 500 mL/min
Pro-gramme de laparos-copie	Gamme de pres-sion	Non ajustable	✗	✗	Non ajustable	✗	Non ajustable	75 à 750 mmHg		✗
	Gamme de débit	1 à 1,8 L/min	✗	✗	max. 3,5 L/min	✗	0,1 à 1,8 L/min	NC		✗

Société										
Nom du produit		iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	Fluid Control 2225	EndoFlow II		FluidSafe
								Single Chamber	Dual Chamber	
Pro-gramme d'urologie	Gamme de pression	10 à 90 mmHg	NC	✗	15 à 150 mmHg	10 à 150 mmHg	15 à 90 mmHg	15 à 140 mmHg		✗
	Gamme de débit	0,025 à 0,5 L/ min	NC	✗	max. 0,5 L/ min	0,1 à 1,0 L/ min	0,01 à 0,8 mL/min	NC		✗
Pro-gramme d'arthroscopie	Gamme de pression	5 à 150 mmHg	NC	✗	15 à 200 mmHg	10 à 150 mmHg	✗	30 à 260 mmHg		✗
	Gamme de débit	0,1 à 1,8 L/ min	NC	✗	max. 0,5 L/ min	0,1 à 2,0 L/ min	✗	NC		✗
Autres programmes		✗	ORL, neurologie	✗	✗	✗	✗	✗		✗
Tubes d'irrigation		R* ou UU* (x10)	UU (x10)	R ou UU (x5)	R ou UU (x10)	UU ou utilisation 1 journée	R ou UU (x10)	UU (x10)		R ou UU (x10)
Niveau de difficulté d'insertion des tubes		Facile	Moyen	Facile	Moyen	Difficile	Facile	Facile		Facile

Société								
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	Fluid Control 2225	EndoFlow II Single ChamberDual Chamber	FluidSafe
Suivi d'utilisation des tubes d'irrigation	Technologie RFID	✗	✗	✗	✗	✗	Technologie RFID	✗
Détection de l'instrument utilisé	✓ seulement en hystérocopie et urologie	✗	✓	✓ seulement en arthroscopie et urologie	✗	✓	✗	✓
Tubes d'aspiration/écoulement	UU (x10)	✗	UU (x5)	UU (x10)	✗	UU (x10)	UU (x10)	UU (x10)
Tubes d'aspiration au vide avec filtre	R 30 jours	✗	✗	R (x10)	✗	R	✗	✗
Container	Bemis UU 3L (x2)	✗	Bemis UU 3L	✗	✗	Bemis UU 3L (x2) ou R 3L	✗	Bemis
Calcul du déficit par balance numérique	✗	✗	✓	✓ seulement en hystérocopie	✗	✓	✗	✓
Changement de sac de fluide oblige l'arrêt de la machine	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓✗	✗

Société								
Nom du produit	iFlow	Endomat Select	HysteroFlow	Multi Flow Pump	Universal Pump	Fluid Control 2225	EndoFlow II Single Chamber Dual Chamber	FluidSafe
Présence d'alertes	messages + affichage des valeurs en rouge + alertes sonores	NC	messages + affichage des valeurs en rouge et fond jaune + alertes sonores	NC	NC	affichage des valeurs en rouge + alertes sonores	changement des pictogrammes lors ouverture porte + chauffage de chambre	voyants allumés + valeur clignotante + alertes sonores
Chariot	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Télécommande	✗	✗	✗	✓ (sans fil)	✓ (filaire)	✗	✗	✗
Pédale de commande	✓ marche/pause/arrêt irrigation	✓ seulement en arthroscopie	✗	✓ seulement en arthroscopie	✗	✓ seulement en urologie	✓ vitesse aspiration et boost pression	✗

Annexe :



iFlow



Endomat Select



HysteroFlow



Multi Flow Pump



Fluid Control 2225



Universal Pump



Fluid Safe



EndoFlow II Single Chamber



EndoFlow II Dual Chamber