



Une gamme complète de colposcopes

Qualité d'image exceptionnelle et performances hors normes

Les composants optiques de nos colposcopes sont fabriqués en Allemagne. Ils vous garantissent une qualité d'image irréprochable et des examens d'une très grande précision. Nous vous proposerons LA solution adaptée à votre pratique parmi un large choix de modèles et d'accessoires. De plus, le compte rendu intuitif généré par notre application imagyn™ vous permettra de renforcer votre communication patiente.





Que vous recherchiez un encombrement minimum, un espace de travail sans obstacle ou le confort d'un bras pivotant, toutes ces configurations sont disponibles dans notre gamme.

La maniabilité et l'équilibre de nos bras permettent de les positionner avec un seul doigt!



De la colposcopie à l'hystéroscopie en un seul geste

Notre colonne d'imagerie iCare+ est le complément idéal permettant une connexion aisée de la caméra au colposcope. Grâce à notre application imagyn™, regroupez tous vos comptes rendus d'examens dans une seule base de données.



Divers accessoires disponibles

Que vous souhaitiez connecter un appareil photo, visualiser l'image sur un moniteur ou encore utiliser un laser, nous avons une solution pour vous!





Avec notre objectif Variofocus, vous pourrez rester net sur une distance de travail de 200 à 350mm. Plus besoin d'avancer ou de reculer le colposcope au cours de l'examen pour une bonne visualisation du col et du vagin. La distance inter-pupillaire et les dioptres sont ajustables sur tous nos modèles pour une parfaite adaptation à votre vue. Enfin, les nombreux niveaux de grossissements disponibles vous permettront de toujours obtenir le champ de vision souhaité.



Nos lentilles apochromatiques corrigent les aberrations chromatiques et sphériques, et permettent ainsi d'obtenir une image fidèle avec un rendu optimal des couleurs. Le filtre vert de nos colposcopes est essentiel pour augmenter le contraste entre la muqueuse et les vaisseaux sanguins et ainsi faciliter l'identification des rugosités, des granulations et des régions hyper-vascularisées.

Références et caractéristiques de nos Colposcopes :

Colposcope bras pivotant

5 grossissements: 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x

Poids: 44kg

Hauteur ajustable : de 335 à 1 295mm

Réf. D100 300 000

Spécifications :

Lumière: LED 100 000 lux Lentilles apochromatiques

Oculaire: 12,5x

Objectifs fixes disponibles: 175; 200; 250; 300; 400mm

Plage de netteté sur objectif fixe : 11mm

Binoculaire à 45°

Filtre vert



5 grossissements: 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x

Poids: 44kg

Hauteur ajustable : de 635 à 1 295mm

Réf. D100 300 001

Spécifications: Voir Colposcope bras pivotant

Colposcope support droit

3 grossissements: 4,25x; 7,08x; 11,33x

Poids: 18,14kg

Hauteur ajustable : de 1 016 à 1 193mm

Réf. D100 300 002

Spécifications: Voir Colposcope bras pivotant

Accessoires optionnels:

Séparateur de faisceau double

50/50 & 20/80 Réf. D100 300 003

Variofocus - Objectif à focale variable

F=200 à 350mm Réf. D100 300 004

Adaptateur pour caméra vidéo

Réf. D100 300 005

Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope

Couleur violette

















