



Каталог продукции 2021



Содержимое

О компании 5

1

Оборудование 9

2

Гистероскопия 21

3

Резектоскопия 33

4

Лапароскопические щипцы 51

5

Другие лапаро инструменты 67

6

Эндоскопы 81

7

Принадлежности 95

8

О компании




1



Целеустремленная команда

Основатели Delmont имеют многолетний и успешный опыт работы в области медицинских устройств и, в частности, эндоскопии. Молодые инженеры из престижных школ пополнили ряды наших сотрудников, привнеся динамичную свежесть. Опытные представители по всему миру гарантируют поддержку всех наших клиентов на местах.



Исследования и разработки

Инновации - это наша ДНК. Разработка новых и прогрессивных продуктов лежит в основе деятельности компании, и мы твердо намерены предоставлять хирургам все более эффективные и безопасные инструменты. Наш портфель проектов включает совместные разработки с европейскими компаниями и научно-исследовательскими лабораториями. Делмонт уже получил несколько патентов.



Качество и нормативы

Компания Delmont imaging с первых своих дней уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции и ее соответствию высочайшим стандартам CE (MDD 93/42) и ISO 13485: 2016. Сегодня продукция прошла регистрацию более чем в 50 странах мира, и число это постоянно растет.



Научный совет

В момент своего создания компания Delmont учредила научный совет для руководства своей научно-исследовательской работой. В его состав входят хирурги из разных стран под председательством профессора Эрве Фернандеса, главы Kremlin-Bicêtre France.



Гарантии устойчивости

Уставной капитал Delmont постоянно увеличивался благодаря сбору средств и поддержке французского правительства. Наша капитализация соответствует нашим амбициям и может поддерживать наши долгосрочные НИОКР и программы регистрации.



Окружающая среда

Компания Delmont imaging активно участвует в нескольких программах, направленных на защиту окружающей среды, сохранение природных ресурсов и минимизацию отходов. Головной офис расположен в одной из немногих промышленных зон, сертифицированных по стандартам ISO 14001 и ISO 50001. Компания Delmont imaging также спонсирует пчелиную пасеку.



Наша миссия

Миссия Delmont imaging заключается в улучшении лечения любых пациентов, независимо от возраста и перспектив, путем предоставления профессионалам инновационных, эффективных и менее травматичных решений. Наши продукты соответствуют общим тенденциям амбулаторной хирургии и, в частности, концепции «See & Treat».



imaging all the women

Июль 2020
Начало процедуры сертификации FDA в США

Январь 2018
Первая продажа за рубеж

Январь 2016
Создание Delmont imaging

Октябрь 2019
Третий патент

Март 2017
Запуск первого продукта

Оборудование

2



iCare+	10
Видеокамеры и источники света	12
Цифровые продукты и приложения	13
Тележки	15
Мониторы	16
Ирригационные помпы	17
Кольпоскопы	18

iCare+

Основа производительности

Наша камера использует CMOS HD сенсор с >2 миллионами пикселей. Источник света построен на новейшей светодиодной технологии и обеспечивает исключительную светоотдачу даже при использовании эндоскопов малого диаметра. Это гарантирует большую глубину резкости и однородность изображения в любых условиях, на краях поля зрения изображение всегда яркое и четкое. Наконец, благодаря цветовой температуре, соответствующей дневному спектру, вы получаете самую точную передачу цветов. Технологии и производительность, доступные ранее в операционной, теперь у вас прямо в вашем кабинете!

Дизайн и эргономика в одном устройстве

Плавные линии, качественные материалы делают iCare красивым и элегантным продуктом. Головка камеры приятно ложится в руку, обеспечивая надежное сцепление и естественный доступ к кнопкам управления.

Два в одном

Интеграция источника света LED и видеокамеры HD в одном корпусе значительно уменьшает занимаемое пространство.

Управление на кончиках пальцев

С помощью трех программируемых кнопок головка камеры позволяет управлять основными функциями iCare: баланс белого, интенсивность света и захват изображений.



Изображение выводится на HD видеомонитор. Благодаря WiFi оно, также, доступно в реальном времени на iPad, где бы он не находился.



iCare оборудован USB разъемом, вы можете сохранять многочасовые видеоролики HD формата на флэшке. Дополнительные устройства записи не нужны!



Новый подход к диагностической гистероскопии

Приложение Imagyn является центром нашего решения для обработки изображений. Оно установлено на iPad Pro, лучший планшет от Apple.

Imagyn позволяет легко создавать карты пациентов, вводить оперативный отчет, распечатывать документы и делиться этой информацией с пациентами и коллегами.



Заполните операционный отчет с помощью нескольких кликов

Этот этап был разработан таким образом, чтобы отчет можно было полностью заполнить всего за несколько секунд. Документы, которые вы даете пациентам и коллегам, такого уровня качества, которого никто ранее не достигал.

Стилус Apple позволит вам настроить диаграммы тела и обработать снимки, полученные во время обследования.



my report

Универсальное приложение для любых потребностей!

Так же, как и imagyn, приложение MyReport позволяет вам создавать пациентов, заполнять оперативный отчет и делиться информацией с пациентами или коллегами. Единственное отличие - это универсальный отчет. Приложение можно использовать для любых медицинских специализаций.

Набор iCare+, артикулы и описания

Артикул iCare+	Описание	Включает элементы
D400 100 522	Станция визуализации iCare+ с приложением imagyn Premium: Гистероскопия и Кольпоскопия Локальная архивация данных	D100 200 113 - imagyn Premium лицензия с архивацией Больше информации на стр. 13 D100 200 202 - набор NAS Больше информации на стр. 13
D400 100 516	Станция визуализации iCare+ с приложением imagyn: Гистероскопия Локальная архивация данных	D400 100 500 - видеокамера iCare Больше информации на стр. 12 D100 200 106 - imagyn лицензия с архивацией Больше информации на стр. 13 D100 200 202 - набор NAS Больше информации на стр. 13
D400 100 523	Станция визуализации iCare+ с приложением imagyn Premium: Гистероскопия и Кольпоскопия Без архивации данных	D100 200 500 - iPad и принадлежности Больше информации на стр. 13 D100 200 115 - imagyn Premium лицензия без архивации Больше информации на стр. 13
D400 100 517	Станция визуализации iCare+ с приложением imagyn: Гистероскопия Без архивации данных	D200 110 000 - Видеомонитор Neovo 22" Больше информации на стр. 16 D100 200 108 - imagyn лицензия без архивации Больше информации на стр. 13
D400 100 518	Станция визуализации iCare+ Приложение MyReport Локальная архивация данных	D200 100 000 - Тележка Больше информации на стр. 15 D100 200 109 - MyReport лицензия с архивацией Больше информации на стр. 14 D100 200 202 - набор NAS Больше информации на стр. 13
D400 100 519	Станция визуализации iCare+ Приложение MyReport Без архивации данных	D200 150 500 - Световод Больше информации на стр. 96 D100 200 111 - MyReport лицензия без архивации Больше информации на стр. 14

Видеокамеры и источники света

iCare

Наше решение объединяет источник света LED и видеокамеру HD в одном корпусе.

Общая спецификация:

Размеры блока управл.: 310x75x310 мм
Вес блока управления: 4,2 кг
Вес головки камеры: 260 г
Питание: (100-230 В ~ 50/60 Гц)
Потребляющая мощность: 130 ВА
Выход: 1 HDMI
Поставляется с USB флешкой 32 Гб

Спецификация камеры:

Водозащищенный сенсор
HD CMOS
Разрешение: 1920x1080
Четкость > 900 линий
3 программир. кнопки

Спецификация источника света:

Технология LED
Номинальная мощность: 64 Вт (больше чем 180 Вт Xenon)
Цветовая температура: 6000°K
Типовое время жизни LED: 50 000 часов
Автоматическое определение наличия световода



Артикул	Описание
D400 100 500	HD видеокамера iCare Гнездо световода типа Storz Включает объектив F22
D400 100 504	HD видеокамера iCare Гнездо световода типа Olympus Включает объектив F22



Артикул	Описание
D100 100 000	Блок управления iCare Гнездо световода типа Storz
D100 100 001	Блок управления iCare Гнездо световода типа Olympus



Артикул	Описание
D100 110 000	Головка камеры iCare Без объектива

Объективы



Артикул	Описание
D100 120 000	Объектив f=22 мм C-mount
D100 120 001	Объектив f=18 мм C-mount



Артикул	Описание
D100 120 002	Зум-объектив f=16 - 34 мм C-mount

Цифровые продукты и приложения

Оборудование



Артикул	Описание
D100 200 500	iPad Pro 12,9" - Silver Память: 256 Гб Экран Retina 2 732 x 2 048 пикс. Включает клавиатуру Smart и стилус Apple



Артикул	Описание
D100 200 000	iPad Pro 12,9" - Silver Память: 256 Гб Экран Retina 2 732 x 2 048 пикс.



Артикул	Описание
D100 200 002	Клавиатура Smart Для iPad Pro 12.9



Артикул	Описание
D100 200 001	Стилус Apple Для iPad Pro



Артикул	Описание
D100 200 202	Набор NAS - включает повторитель WiFi Память: 1 Тб ОЗУ: 512 Мб DDR3 Скорость: 112 Мб/с чтение, 106 Мб/с запись Порты: 2 x USB 2.0 Размер: 166 x 71 x 224 мм Вес: 0,7 кг

Приложения



Артикул	Описание
D100 200 113	Лицензия imagyn Premium - Гистероскопия и Кольпоскопия С функцией архивации данных
D100 200 106	Лицензия imagyn - Гистероскопия С функцией архивации данных
D100 200 112	Лицензия imagyn - Кольпоскопия С функцией архивации данных
D100 200 107	Доп. лицензия imagyn С функцией архивации данных
D100 200 115	Лицензия imagyn Premium - Гистероскопия и Кольпоскопия Без функции архивации данных
D100 200 108	Лицензия imagyn - Гистероскопия Без функции архивации данных
D100 200 114	Лицензия imagyn - Кольпоскопия Без функции архивации данных
D100 200 116	Активация всех специализаций imagyn



my report



iZap Control

Артикул	Описание
D100 200 109	Лицензия MyReport С функцией архивации данных
D100 200 110	Доп. лицензия MyReport С функцией архивации данных
D100 200 111	Лицензия MyReport Без функции архивации данных

Артикул	Описание
D100 200 102	Лицензия iZap Control Для управления настройками видеокамеры iCare Загружается непосредственно с AppStore

Тележки

Комплект тележки




Артикул	Описание
D200 100 000	Компактная тележка Высота: 1,83 м Вес: 36 кг 2 фиксированные полки 1 инфузионная стойка 1 держатель камеры 1 держатель световода
D200 100 003	Компактная тележка с изолирующим трансформатором Спецификация как у D200 100 000

Принадлежности



Артикул	Описание
D200 100 500	Кронштейн и держатель для iPad Pro Незащищенная версия



Артикул	Описание
D200 100 501	Кронштейн и держатель для iPad Pro Защищенная версия



Артикул	Описание
D200 100 001	Кронштейн Для крепления к тележке



Артикул	Описание
D100 200 003	Держатель для iPad Pro Незащищенная версия



Артикул	Описание
D100 200 004	Держатель для iPad Pro Защищенная версия

Мониторы



Артикул	Описание
D200 110 000	Монитор 22" Neovo Разрешение Full HD Сенсор Eco-intelligent для низкого энергопотребления Высокопрочное стекло для легкой очистки
D200 110 001	Монитор 22" Neovo - медицинский класс Спецификация как у D200 110 000

Ирригационные помпы

iFlow




Спецификация iFlow:
Сенсорный экран
Технология RFID
Мощность всасывания: макс 2 л/мин
Источник питания: (100-240 В~; 50/60 Гц)
Потребляемая мощность: 80 ВА
Размеры: 380 x 148 x 388 мм
Вес: 6,3 кг
Классификация: Class I, Type BF, IP 41

Артикул	Описание
D110 100 011	iFlow. Ирригационно-аспирационная помпа Без программы
D110 100 500	iFlow. Ирригационно-аспирационная помпа Программа Гистероскопия
D110 100 501	iFlow. Ирригационно-аспирационная помпа Программы Лапароскопия и Гистероскопия

Артикул	Описание
D110 100 007	Транспондер. Программа Гистероскопия - Диапазон давления: 15 - 150 мм рт. ст. - Диапазон потока: 50 - 500 мл/мин
D110 100 004	Транспондер. Программа Лапароскопия - Диапазон давления: не регулируется - Диапазон потока: 1,0 - 1,8 л/мин
D110 100 008	Транспондер. Программа Артроскопия - Диапазон давления: 5 - 150 мм рт. ст. - Диапазон потока: 0,1 - 1,8 л/мин
D110 100 009	Транспондер. Программа Урология - Диапазон давления: 10 - 90 мм рт. ст. - Диапазон потока: 25 - 500 мл/мин

Трубки и принадлежности



Артикул	Описание
D110 100 001	Одноразовая ирригац. трубка Стерильная. 10 шт. в упаковке RFID технология
D110 100 005	Многоразовая ирриг. трубка 20 использований RFID технология



Артикул	Описание
D110 100 006	Контейнер для секрции - 3 л Поставляется по 2 шт.



Артикул	Описание
D110 100 002	Одноразовая отсасыв. трубка 2 коннектора Стерильная. 10 шт. в упаковке



Артикул	Описание
D110 100 000	Цифровые весы Позволяют рассчитывать баланс жидкости



Артикул	Описание
D110 100 003	Вакуумная отсасывающая трубка с фильтром 30 дней использования



Артикул	Описание
D110 100 010	Двойная педаль управления Ирригация Вкл / Пауза / Стоп

Кольпоскопы

Кольпоскопы



Артикул	Описание
D100 300 000	Кольпоскоп на поворотном штативе Вес: 37 кг Размеры: 335 -1 295 мм Апохроматические линзы 5 степеней увеличения: 2.83x; 4.25x; 7.08x; 11.33x; 17.71x 45° бинокулярная головка Свет: LED 100,000 люкс Окуляр: 12.5x Доступные фикс. линзы: 175, 200, 250, 300, 400 мм Диапазон точной фокусировки на фикс. объективе: 11 мм Зеленый светофильтр



Артикул	Описание
D100 300 001	Кольпоскоп с верхним штативом Вес: 37 кг Размеры: 635 -1 295 мм Апохроматические линзы 5 степеней увеличения: 2.83x; 4.25x; 7.08x; 11.33x; 17.71x 45° бинокулярная головка Light: LED 100,000 люкс Окуляр: 12.5x Доступные фикс. линзы: 175, 200, 250, 300, 400 мм Диапазон точной фокусировки на фикс. объективе: 11 мм Зеленый светофильтр



Артикул	Описание
D100 300 002	Кольпоскоп на прямом штативе Вес: 18.14 кг Размеры: 1 016 -1 193 мм Апохроматические линзы 3 степеней увеличения: 4.25x; 7.08x; 11.33x 45° бинокулярная головка Light: LED 100,000 люкс Окуляр: 12.5x Доступные фикс. линзы: 175, 200, 250, 300, 400 мм Диапазон точной фокусировки на фикс. объективе: 11 мм Зеленый светофильтр

Принадлежности



Артикул	Описание
D100 300 003	Двойной делитель луча 50/50 & 20/80



Артикул	Описание
D100 300 004	Объектив с перем. фокусным расстоянием F=200 to 350 мм



Артикул	Описание
D100 300 005	Адаптер видеокамеры Подключается к делителю луча



Артикул	Описание
D100 300 006	Адаптер C-mount окуляр эндоскопа Цвет: Пурпурный
D100 300 007	Адаптер C-mount окуляр эндоскопа Цвет: Черный

Гистероскопия



3

EasyCare.....	22
Диагностические тубусы.....	24
Операционные тубусы.....	26
Гистероскопические инструменты.....	29


EasyCare



Проф. Н. Fernandez,
Руководитель отделения OB/GYN
Kremlin Bicêtre Hospital. Франция

Комплексное решение See&Treat для безопасной гистероскопии


«Множество процедур может быть выполнено вне операционной во время диагностической гистероскопии, не требуя госпитализации пациентов и нахождения их под наркозом. Это одно из многочисленных преимуществ концепции See&Treat. Кроме того, это сокращение загрузки операционной и освобождение ее для тяжелых операций. Для See&Treat необходимо иметь комплексное и эффективное оборудование. EasyCare предлагает законченное решение с удобными тубусами, но главное это набор инструментов 7Fr., которые в работе намного эффективнее традиционных 5Fr. Для облегчения манипуляций каждый инструмент градуирован. Точные движения, быстрый результат, довольный пациент...»



HD гистероскоп: непревзойденная производительность и долговечность

Новейшее поколение линз, разработанных для получения преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределение света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким!

Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным и долговечным, но, при этом, легко ремонтируемым в случае поломки.




Эффективные 7Fr. !


Лезвия ножниц 7Fr. на 50% длиннее¹ чем лезвия ножниц 5Fr., объем материала изъятых биопсийными щипцами 7Fr. в 3 раза больше² чем у щипцов 5Fr. !

Инструменты 7Fr. в действительности более жесткие и более точные чем 5Fr.

Вы экономите время и повышаете удовлетворенность пациента.




¹ 5,7 мм против 3,8 мм
² 8,23 мм² против 3,2 мм²



Внутренний атравматический тубус 4,9 мм

Тупой наконечник и еще меньший диаметр, внутренний тубус был разработан для использования без внешнего тубуса. Это идеальный инструмент для манипуляций, не требующих аспирации, таких как контрацепция, извлечение внутриматочного устройства или рассечение синехий типа 1 или 2.



Диагностический тубус 4 мм

Набор EasyCare - артикулы и описания

Артикул EasyCare	Описание	Включает элементы
D400 100 027	EasyCare+. Полный гистероскопический набор Полужесткие инструменты с портом промывки. Стерилизационная корзина	D300 100 000 - 2,9 мм 30° гистероскоп Больше информации на стр. 82 D300 110 002 - 4 мм диагностический тубус Больше информации на стр. 24
D400 100 017	EasyCare. Полный гистероскопический набор Полужесткие инструменты с портом промывки	D300 110 000 - 5,5 мм внешний операционный тубус Больше информации на стр. 26 D300 110 001 - Внутренний операционный тубус с рабочим каналом 7Fr. Больше информации на стр. 26
D400 100 000	EasyCare. Полный гистероскопический набор Полужесткие инструменты без порта промывки	D200 150 500 - Световод Больше информации на стр. 96


D300 120 008 - 7Fr. полужесткие ножницы
Больше информации на стр. 29
D300 120 009 - 7Fr. полужесткие щипцы alligator
Больше информации на стр. 30
D300 120 010 - 7Fr. полужесткие биопс. щипцы
Больше информации на стр. 29
D300 120 011 - 7Fr. полужесткие щипцы IUD
Больше информации на стр. 30
D200 160 503 - Стерилизац. корзина EasyCare
Больше информации на стр. 100

D300 120 008 - 7Fr. полужесткие ножницы
Больше информации на стр. 29
D300 120 009 - 7Fr. полужесткие щипцы alligator
Больше информации на стр. 30
D300 120 010 - 7Fr. полужесткие биопс. щипцы
Больше информации на стр. 29
D300 120 011 - 7Fr. полужесткие щипцы IUD
Больше информации на стр. 30

D300 120 000 - 7Fr. полужесткие ножницы
Больше информации на стр. 29
D300 120 001 - 7Fr. полужесткие щипцы alligator
Больше информации на стр. 30
D300 120 002 - 7Fr. полужесткие биопс. щипцы
Больше информации на стр. 29
D300 120 003 - 7Fr. полужесткие щипцы IUD
Больше информации на стр. 30

Диагностические тубусы

Одиночный поток



Артикул	Описание
D300 110 002	4 мм градуированный диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 270 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 023	4 мм градуированный диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 270 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 0° Автоклавир.
D300 110 020	5 мм градуированный диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 270 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 021	5 мм градуированный диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 270 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 0° Автоклавир.
D300 110 053	Стандартный обтуратор Для использования с D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 и D300 110 011 Автоклавир.
D300 110 054	Стандартный обтуратор Для использования с D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 и D300 110 012 Автоклавир.


Непрерывный поток



Артикул	Описание
D300 110 008	4 мм внутренний диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 267 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 011	4 мм внутренний диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 260 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 0° Автоклавир.
D300 110 009	5 мм внешний диагностический тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 240 мм Для использования с D300 110 008 или D300 110 011 Автоклавир.
D300 110 010	5,4 мм внутренний диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 260 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 0° или 12° Автоклавир.
D300 110 012	5,4 мм внутренний диагностический тубус Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 260 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 30° Автоклавир.
D300 110 013	6,5 мм внешний диагностический тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 240 мм Для использования с D300 110 010 или D300 110 012 Автоклавир.
D300 110 053	Стандартный обтуратор Для использования с D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 и D300 110 011 Автоклавир.
D300 110 054	Стандартный обтуратор Для использования с D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 и D300 110 012 Автоклавир.

Операционные тубусы

Для гистероскопа Ø 2,9 мм




Артикул	Описание
D300 110 001	4,9 мм внутренний градуированный операционный тубус 7Fr. рабочий канал Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 230 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 000	5,5 мм внешний градуированный операционный тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 216 мм Для использования с D300 110 001 Автоклавир.
D300 110 035	4,3 мм внутренний операционный тубус 5Fr. рабочий канал Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 250 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 033	5 мм внешний операционный тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 235 мм Для использования с D300 110 035 Автоклавир.
D300 110 050	5,5 мм внутренний операционный тубус 9Fr. рабочий канал Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 205 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 049	6,3 мм внешний операционный тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 192 мм Для использования с D300 110 050 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 110 040	5,5 мм градуированный моноблочный операционный тубус 5Fr. рабочий канал Два фикс. краника для ирригации и отсоса Рабочая длина: 214 мм Для гистероскопа Ø 2,9 мм 12° или 30° Автоклавир.

Для гистероскопа Ø 4 мм



Артикул	Описание
D300 110 046	4,5 мм внутренний операционный тубус 5Fr. рабочий канал Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 205 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 045	6,5 мм внешний операционный тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 192 мм Для использования с D300 110 046 Автоклавир.
D300 110 048	6,2 мм внутренний операционный тубус 7Fr. рабочий канал Один вращ. краник для ирригации Рабочая длина: 205 мм Для гистероскопа Ø 4 мм 12° или 30° Автоклавир.
D300 110 047	7 мм внешний операционный тубус Один вращ. краник для отсоса Рабочая длина: 192 мм Для использования с D300 110 048 Автоклавир.

Стерильные операционные тубусы



Артикул	Описание
D300 110 060	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 2,9 мм 0° гистероскопа
D300 110 061	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 2,9 мм 0° гистероскопа
D300 110 062	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 2,9 мм 30° гистероскопа
D300 110 063	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 2,9 мм 30° гистероскопа
D300 110 064	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 4 мм 0° to 30° гистероскопа
D300 110 065	Стерильный одноразовый Gynko тубус 5Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 4 мм 0° to 30° гистероскопа

Артикул	Описание
D300 110 066	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 2,9 мм 0° гистероскопа
D300 110 067	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 2,9 мм 0° гистероскопа
D300 110 068	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 2,9 мм 30° гистероскопа
D300 110 069	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 2,9 мм 30° гистероскопа
D300 110 070	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал С покрытием камеры Для Ø 4 мм 0° to 30° гистероскопа
D300 110 071	Стерильный одноразовый Gynko тубус 7Fr. рабочий канал Без покрытия камеры Для Ø 4 мм 0° to 30° гистероскопа

Гистероскопические инструменты

Полужесткие инструменты



Артикул	Описание
D300 120 008	7Fr. Полужесткие градуированные ножницы Одна подвижная бранша С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 000	7Fr. Полужесткие градуированные ножницы Одна подвижная бранша Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.

Артикул	Описание
D300 120 012	5Fr. Полужесткие градуированные ножницы Одна подвижная бранша С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 004	5Fr. Полужесткие градуированные ножницы Одна подвижная бранша Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.




Артикул	Описание
D300 120 010	7Fr. Полужесткие градуированные биопсийные щипцы Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 002	7Fr. Полужесткие градуированные биопсийные щипцы Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.

Артикул	Описание
D300 120 014	5Fr. Полужесткие градуированные биопсийные щипцы Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 006	5Fr. Полужесткие градуированные биопсийные щипцы Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 120 009	7Fr. Полужесткие градуированные щипцы alligator Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 001	7Fr. Полужесткие градуированные щипцы alligator Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.




Артикул	Описание
D300 120 011	7Fr. Полужесткие градуированные щипцы IUD Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 003	7Fr. Полужесткие градуированные щипцы IUD Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.


Артикул	Описание
D300 120 013	5Fr. Полужесткие градуированные щипцы alligator Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 005	5Fr. Полужесткие градуированные щипцы alligator Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.

Артикул	Описание
D300 120 015	5Fr. Полужесткие градуированные щипцы IUD Две подвижные бранши С портом промывки (Luer-lock) Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.
D300 120 007	5Fr. Полужесткие градуированные щипцы IUD Две подвижные бранши Без порта промывки Рабочая длина: 340 мм Автоклавир.


Гибкие электроды



Артикул	Описание
D300 140 011	5Fr. Гибкий биполярный электрод Тип игла Рабочая длина: 360 мм Автоклавир.




Артикул	Описание
D300 140 038	5Fr. Гибкий биполярный электрод Тип изогнутая игла Рабочая длина: 360 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 140 010	5Fr. Гибкий биполярный электрод Тип кнопка Рабочая длина: 360 мм Автоклавир.

Резектоскопия




ReseCare.....	34
MaxiCare.....	36
Резектоскопы 18,5Fr.....	38
Резектоскопы 26Fr.....	42

ReseCare


Уникальный резектоскоп 6 мм: маленький, но эффективный!

Инструменты малого диаметра имеют многочисленные преимущества как для хирурга, так и для пациента. ReseCare позволяет проводить точные и быстрые манипуляции. Отсеченные фрагменты имеют небольшие размеры, их присутствие не мешает обзору, работать гораздо комфортнее. ReseCare не травмирует пациентов. Инструмент вводится без сопротивления, легкое введение даже у женщин в период менопаузы или со стенозом шейки матки. Как результат, уменьшается объем абсорбированной пациентом жидкости.




HD гистероскоп: непревзойденная производительность и долговечность

Новейшее поколение линз, разработанных для получения преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределением света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным и долговечным, но, при этом, легко ремонтируемым в случае поломки.



Биполярная резекция

Преимущество этой, широко используемой в настоящее время, технологии имеет два аспекта, связанных с безопасностью пациентов. Во-первых, электрический ток больше не проходит через пациента, а напрямую возвращается к генератору через резектоскоп. Риск ожогов из-за диффузных токов и, как следствие, появление синехий из-за травмированного эндометрия значительно снижается. Во-вторых, монополярный резектоскоп использует глицин, абсорбция которого является источником ионных нарушений, которые могут привести к летальному исходу. Вместо глицина биполярный резектоскоп использует солевой раствор, который не токсичен и, кроме того, дешевле. ReseCare, подключенный к биполярному генератору, обеспечивает вам уверенность и спокойствие. Кроме того, данный резектоскоп совместим и отлично работает с любыми монополярными генераторами.



Качество в каждой детали
Хорошее изображение также результат эффективной аспирации-ирригации. Черный керамический наконечник устраняет блики.

Вращающийся тубус
Свобода движений во время операции. Ваши инструменты вас больше не ограничивают!

Быстросъемный замок
Больше никаких трудностей с замками.

Удобство и точность
Сверхлегкая рукоятка PEEK позволяет избежать усталости во время операции. Эргономичное положение для каждого пальца. У вас будет лучше хват резектоскопа, а ваши движения будут более точными.

Набор ReseCare - артикулы и описания


Артикул ReseCare	Описание	Включает элементы	
D400 100 026	ReseCare+: 18,5Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 12°. Стерилизационный пакет.	D300 130 000 - 18,5Fr. внешний тубус Больше информации на стр. 39	D300 100 004 - 2,9 мм 12° гистероскоп Больше информации на стр. 82
		D300 130 001 - 17,5Fr. внутренний тубус Больше информации на стр. 38	D300 130 002 - Пассивный рабочий элемент Больше информации на стр. 38
D400 100 011	ReseCare: 18,5Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 12°.	D300 140 000 - Режущая петля 30° Больше информации на стр. 40	D200 160 504 - ReseCare стерилизац. корзина Больше информации на стр. 100
		D300 140 001 - Режущая петля прямая Больше информации на стр. 40	D200 160 003 - Стерилиз. трубка для электродов Больше информации на стр. 101
D400 100 013	ReseCare: 18,5Fr. набор биполярной резекции Активная версия, гистероскоп 12°.	D300 140 002 - Электрод нож Больше информации на стр. 40	D300 100 004 - 2,9 мм 12° гистероскоп Больше информации на стр. 82
		D300 140 003 - Электрод шарик Больше информации на стр. 41	D300 130 009 - Активный рабочий элемент Больше информации на стр. 38
D400 100 001	ReseCare: 18,5Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 30°.	D300 140 090 - Вспаризационный электрод Больше информации на стр. 41	D300 100 000 - 2,9 мм 30° гистероскоп Больше информации на стр. 82
			D300 130 002 - Пассивный рабочий элемент Больше информации на стр. 38
D400 100 003	ReseCare: 18,5Fr. набор биполярной резекции Активная версия, гистероскоп 30°.	D200 150 500 - Световод Больше информации на стр. 96	D300 100 000 - 2,9 мм 30° гистероскоп Больше информации на стр. 82
			D300 130 009 - Активный рабочий элемент Больше информации на стр. 38

MaxiCare



Резектоскоп 9 мм: золотой стандарт!

Резекция - всемирно признанный и широко используемый метод. Он позволяет эффективно лечить большое количество внутриматочных патологий. Появление биполярной энергии не только уменьшило количества ткани, через которую проходит электричество, но и сделало ненужным использование непроводящих жидкостей, увеличив таким образом безопасность пациента в случае ее абсорбции. Это повышение безопасности пациентов, еще больше расширило использование резектоскопов, сделав этот инструмент золотым стандартом внутриматочной хирургии. Даже если рынок в настоящее время движется в сторону мини-резектоскопов, классические резектоскопы 9 мм остаются обязательными при определенных обстоятельствах. Пациенты со слабой шейкой матки являются хорошим примером, поскольку в этом случае утечки будут очень ограничены, а внутриматочное давление будет стабильным.



Продукт для высокого качества изображения


Каждая деталь нашего продукта была разработана для обеспечения исключительного качества изображения. Наши линзы последнего поколения соответствуют стандартам высокой четкости (HD), обеспечивая детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределение света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение везде резкое! Наша биполярная технология такова, что ток возвращается обратно к генератору через сам резектоскоп, поэтому для наших электродов требуется один единственный провод. Это значительное преимущество с точки зрения визуализации (меньше помех в поле зрения) и с точки зрения эффективности резекции (ткани не застревают между проводами).

Набор MaxiCare - артикулы и описания

Артикул MaxiCare	Описание	Включает элементы	
D400 100 028	MaxiCare+: 26Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 12°. Стерилизационный пакет.	D300 130 004 - 26Fr. внешний тубус Больше информации на стр. 44	D300 100 002 - 4 мм 12° гистероскоп Больше информации на стр. 82
		D300 130 005 - 24Fr. внутренний тубус Больше информации на стр. 43	D300 130 006 - Пассивный рабочий элемент Больше информации на стр. 42
		D300 140 004 - Режущая петля 30° Больше информации на стр. 47	D200 160 505 - MaxiCare стерилизац. корзина Больше информации на стр. 100
D400 100 008	MaxiCare: 26Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 12°.	D300 140 007 - Режущая петля прямая Больше информации на стр. 47	D200 160 003 - Стерилиз. трубка для электродов Больше информации на стр. 101
			D300 100 002 - 4 мм 12° гистероскоп Больше информации на стр. 82
D400 100 004	MaxiCare: 26Fr. набор биполярной резекции Активная версия, гистероскоп 12°.	D300 140 005 - Электрод нож Больше информации на стр. 48	D300 130 006 - Пассивный рабочий элемент Больше информации на стр. 42
		D300 140 006 - Электрод шарик Больше информации на стр. 48	D300 100 002 - 4 мм 12° гистероскоп Больше информации на стр. 82
D400 100 002	MaxiCare: 26Fr. набор биполярной резекции Пассивная версия, гистероскоп 30°.	D300 140 008 - Вапоризационный электрод Больше информации на стр. 49	D300 130 008 - Активный рабочий элемент Больше информации на стр. 42
			D300 100 001 - 4 мм 30° гистероскоп Больше информации на стр. 82
D400 100 014	MaxiCare: 26Fr. набор биполярной резекции Активная версия, гистероскоп 30°.		D300 130 006 - Пассивный рабочий элемент Больше информации на стр. 42
		D200 150 500 - Световод Больше информации на стр. 96	D300 100 001 - 4 мм 30° гистероскоп Больше информации на стр. 82

Резектоскопия 18,5Fr.

Рабочий элементы



Артикул	Описание
D300 130 002	Пассивный рабочий элемент Би/моно Подключение Quick-lock Для использования с 12° или 30° 2,9 мм гистероскопом Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 009	Активный рабочий элемент Би/моно Подключение Quick-lock Для использования с 12° или 30° 2,9 мм гистероскопом Автоклавир.

Тубусы резектоскопа



Артикул	Описание
D300 130 001	17,5Fr. внутренний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Quick-lock с обеих сторон С керамическим изолятором Для использования с D300 130 000 внешний тубус Автоклавир.
D300 130 082	17,5Fr. внутренний тубус резектоскопа Не вращающ. Подключение Quick-lock с обеих сторон С керамическим изолятором Для использования с D300 130 083 внешний тубус Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 000	18,5Fr. внешний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Quick-lock Двойной поток - краники ирригации и аспирации Прямой кончик. Автоклавир.
D300 130 083	18,5Fr. внешний тубус резектоскопа Не вращающ. Подключение Quick-lock Двойной поток - краники ирригации и аспирации Прямой кончик. Автоклавир.

Обтураторы




Артикул	Описание
D300 130 003	Стандартный обтуратор Подключение Quick-lock Для использования с внутренним тубусом D300 130 001 или D300 130 082 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 085	Визуальный обтуратор с 5Fr. операционным каналом Подключение Quick-lock Для использования с гистероскопом 12° или 30° 2,9 мм & внешним тубусом D300 130 000 или D300 130 083 Автоклавир.


Электроды



Артикул	Описание
D300 140 000	Режущая петля 30° - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 067	Режущая петля 30° - Стерил. Би/моно Одноразов. Поставляется в упаковке по 10




Артикул	Описание
D300 140 001	Режущая петля прямая - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 068	Режущая петля прямая - Стерил. Би/моно Одноразов. Поставляется в упаковке по 10




Артикул	Описание
D300 140 002	Электрод нож - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 069	Электрод нож - Стерил. Би/моно Одноразов. Поставляется в упаковке по 10



Артикул	Описание
D300 140 003	Электрод шарик - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 070	Электрод шарик - Стерил. Би/моно Одноразов. Поставляется в упаковке по 10



Артикул	Описание
D300 140 090	Вспаризационный электрод, ролик с насечкой - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 091	Вспаризационный электрод, ролик с насечкой - Стерил. Би/моно Одноразов. Поставляется в упаковке по 10



Артикул	Описание
D300 140 044	Электрод шарик - Многоразов. Би/моно Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4

Резектоскопия 26Fr.

Рабочий элементы



Артикул	Описание
D300 130 006	Пассивный рабочий элемент Биполярн. Подключение Quick-lock Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 008	Активный рабочий элемент Биполярн. Подключение Quick-lock Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 014	Пассивный рабочий элемент Биполярн. Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.
D300 130 011	Пассивный рабочий элемент Моноплярн. Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 021	Активный рабочий элемент Биполярн. Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.
D300 130 018	Активный рабочий элемент Моноплярн. Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм Автоклавир.

Тубусы резектоскопа



Артикул	Описание
D300 130 005	24Fr. внутренний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Quick-lock с обеих сторон С керамическим изолятором Для использования с внешним тубусом D300 130 004 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 028	24Fr. внутренний тубус резектоскопа Не вращающ. Подключение Bayonet к рабочему элементу и подключение Quick-lock к внешнему тубусу резектоскопа С керамическим изолятором Для использования с внешним тубусом D300 130 030 Автоклавир.
D300 130 035	24Fr. внутренний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Bayonet к рабочему элементу и подключение Quick-lock к внешнему тубусу резектоскопа С керамическим изолятором Для использования с внешним тубусом D300 130 040 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 004	26Fr. внешний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Quick-lock Двойной поток - краники ирригации и аспирации Прямой кончик. Автоклавир.
D300 130 030	26Fr. внешний тубус резектоскопа Не вращающ. Подключение Quick-lock Двойной поток - краники ирригации и аспирации Скошенный кончик. Автоклавир.
D300 130 040	26Fr. внешний тубус резектоскопа Вращающ. Подключение Quick-lock Двойной поток - краники ирригации и аспирации Прямой кончик. Автоклавир.

Обтураторы



Артикул	Описание
D300 130 007	Стандартный обтуратор Подключение Quick-lock Для использования с внутренним тубусом D300 130 005 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 032	Стандартный обтуратор Подключение Bayonet Для использования с внутренним тубусом D300 130 028 или D300 130 035 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 010	Визуальный обтуратор Подключение Quick-lock Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм & внутренним тубусом D300 130 005 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 048	Визуальный обтуратор Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм & внутренним тубусом D300 130 028 или D300 130 035 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 046	Визуальный обтуратор с операционным каналом 6Fr. Подключение Quick-lock Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм & внутренним тубусом D300 130 005 Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 130 045	Визуальный обтуратор с операционным каналом 6Fr. Подключение Bayonet Для использования с гистероскопом 12° или 30° 4 мм & внутренним тубусом D300 130 028 или D300 130 035 Автоклавир.

Адаптеры




Артикул	Описание
D300 130 063	Адаптер для эвакуатора Ellik Подключение Quick-lock Для использования с внутренним тубусом D300 130 005 или D300 130 001 или D300 130 082 Автоклавир.

Электроды




Артикул	Описание
D300 140 004	Режущая петля 30° - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Диаметр проволоки: 0,35 мм Поставляется в упаковке по 4
D300 140 078	Режущая петля 30° - Стерил. Биполярн. Одноразов. Диаметр проволоки: 0,35 мм Поставляется в упаковке по 10
D300 140 012	Режущая петля 30° - Многоразов. Моноплярн. Автоклавир. Диаметр проволоки: 0,35 мм Поставляется в упаковке по 4
D300 140 013	Режущая петля 30° - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Диаметр проволоки: 0,40 мм Поставляется в упаковке по 4




Артикул	Описание
D300 140 007	Режущая петля прямая - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 081	Режущая петля прямая - Стерил. Биполярн. Одноразов. Поставляется в упаковке по 10
D300 140 016	Режущая петля прямая - Многоразов. Моноплярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4



Артикул	Описание
D300 140 005	Электрод нож - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 079	Электрод нож - Стерил. Биполярн. Одноразов. Поставляется в упаковке по 10
D300 140 017	Электрод нож - Многоразов. Монополярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4




Артикул	Описание
D300 140 006	Электрод шарик - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 080	Электрод шарик - Стерил. Биполярн. Одноразов. Поставляется в упаковке по 10
D300 140 021	Электрод шарик - Многоразов. Монополярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4




Артикул	Описание
D300 140 019	Электрод шарик - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 018	Электрод шарик - Многоразов. Монополярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4



Артикул	Описание
D300 140 008	Варпоризационный электрод, ролик с насечкой - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 082	Варпоризационный электрод, ролик с насечкой - Стерил. Биполярн. Одноразов. Поставляется в упаковке по 10
D300 140 028	Варпоризационный электрод, ролик с насечкой - Многоразов. Монополярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4



Артикул	Описание
D300 140 009	Варпоризационный электрод, гладкий ролик - Многоразов. Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4
D300 140 083	Варпоризационный электрод, гладкий ролик - Стерил. Биполярн. Одноразов. Поставляется в упаковке по 10
D300 140 029	Варпоризационный электрод, гладкий ролик - Многоразов. Монополярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4



Артикул	Описание
D300 140 014	Толстая режущая петля 30° - Многоразов. Сделано из платины-иридия Биполярн. Автоклавир. Поставляется в упаковке по 4

Лапароскопические щипцы




Биполярная энергия.....	52
Монополярная энергия.....	54
Холодные инструменты.....	61

5 Лапароскопические щипцы

Биполярная энергия

Инструменты 5 мм


Инструмент состоит из трех частей: рукоятки, тубуса и вставки. Вставку можно заменить за секунды.



Артикул	Описание
D300 120 756	Биполярная рукоятка для инструментов 5 мм
D300 120 757	5 мм тубус Рабочая длина: 340 мм С вращающ. модулем

Артикул	Описание
D300 120 750	5 мм захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши
D300 120 752	5 мм захватывающие щипцы Изогнутые и с окном. Две подвижные бранши
D300 120 768	5 мм когтевые щипцы С окном. Две подвижные бранши
D300 120 755	5 мм захватывающие щипцы С зубом. С окном. Две подвижные бранши
D300 120 770	5 мм Delta захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши
D300 120 769	5 мм Duck Bill захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши
D300 120 751	5 мм узкие щипцы Изогнутые. Две подвижные бранши
D300 120 754	5 мм Maryland рассекающие щипцы Изогнутые. Две подвижные бранши


Лапароскопические щипцы



Артикул	Описание
D300 120 753	5 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши

Инструменты 3 мм

Аналогично инструментам 5 мм, три части составляют биполярный инструмент 3 мм.



Артикул	Описание
D300 120 758	Биполярная рукоятка для инструментов 3 мм
D300 120 759	3 мм тубус Рабочая длина: 290 мм С вращающ. модулем
D300 120 775	3 мм тубус Рабочая длина: 350 мм С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 760	3 мм захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 759
D300 120 776	3 мм захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 775



Артикул	Описание
D300 120 761	3 мм Maryland диссектор Изогнутые. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 759
D300 120 777	3 мм Maryland диссектор Изогнутые. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 775



Артикул	Описание
D300 120 778	3 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 759
D300 120 779	3 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Совместимо с тубусом D300 120 775

Монополярная энергия

Инструменты 10 мм

1 Рукоятки



Артикул	Описание
D300 120 800	Монополярная металл. рукоятка Без кремальеры С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 801	Монополярная пластик. рукоятка Без кремальеры С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 802	Монополярная металл. рукоятка С кругл. кремальерой С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 803	Монополярная пластик. рукоятка С кругл. кремальерой С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем

2 Тубус



Артикул	Описание
D300 120 805	10 мм тубус Рабочая длина: 350 мм


3 Вставки



Артикул	Описание
D300 120 700	10 мм захватыв. и экстракц. щипцы С зубьями 2/3. Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 707	10 мм Maryland щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 708	10 мм захватывающие щипцы Форма ложки Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 709	10 мм Mixer зажим 90° Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 710	10 мм удерживающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 711	10 мм Babcock зажим с площадкой Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 706	10 мм Babcock захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 701	10 мм биопсийные щипцы Крупная чаша. Одна подвижная бранша

Инструменты 5 мм

1 Рукоятки

Используются те же рукоятки, что и для 10 мм монополярных инструментов.

2 Тубус



Артикул	Описание
D300 120 804	5 мм тубус Рабочая длина: 350 мм

3 Вставки



Артикул	Описание
D300 120 600	5 мм захватыв. и экстракц. щипцы С зубьями 2/3. Одна подвижная бранша

5 Лапароскопические щипцы

Лапароскопические щипцы



Артикул	Описание
D300 120 633	5 мм Cobra захватывающие щипцы С зубьями 2/4. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 640	5 мм Vario захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 703	5 мм Vario захватывающие щипцы Длинная версия. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 601	5 мм Maryland рассекающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 705	5 мм Kelly щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 639	5 мм Dolphin захватывающие щипцы С чашей. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 635	5 мм универсальные захватывающие щипцы Форма ложки. Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 642	5 мм атравматический захватывающие щипцы С чашей и волнообр. зубьями. Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 704	5 мм атравматический захватывающие щипцы С окном и волнообр. зубьями. Две подвижные бранши




Артикул	Описание
D300 120 702	5 мм атравматический рассекающие и захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 636	5 мм захватывающие щипцы. Длинные бранши С окном. Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 634	5 мм захватывающие щипцы С окном. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 638	5 мм Duck-Bill захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 641	5 мм DeBakey захватывающие щипцы Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 630	5 мм Атривматические DeBakey захватывающие щипцы Длина браншей: 30 мм. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 631	5 мм Атривматический DeBakey захватывающие щипцы Длина браншей: 45 мм. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 603	5 мм Mixer зажим 90° Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 637	5 мм Babcock зажим Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 629	5 мм tenaculum (Pozzi) захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 632	5 мм Атривматический захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 602	5 мм fallopian tube захватывающие щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 604	5 мм прямая ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 646	5 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 645	5 мм Peritoneal прямая ножницы Одна подвижная бранша

5 Лапароскопические щипцы

Лапароскопические щипцы



Артикул	Описание
D300 120 605	5 мм Hook ножницы Одна подвижная бранша




Артикул	Описание
D300 120 648	5 мм прямые микро-ножницы Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 647	5 мм изогнутые мини-ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 643	5 мм биопсийные щипцы Две подвижные бранши



Артикул	Описание
D300 120 644	5 мм биопсийные щипцы С двойным шипом. Две подвижные бранши

Инструменты 3 мм

1 Рукоятки



Артикул	Описание
D300 120 502	Монополярная металл. рукоятка Без кремальеры С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 504	Монополярная пластик. рукоятка Без кремальеры С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 505	Монополярная пластик. рукоятка С кругл. кремальерой С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 503	Монополярная пластик. рукоятка С плавной кремальерой С внутрен. изоляцией С вращающ. модулем

2 Вставки (единые с тубусом)



Артикул	Описание
D300 120 510	3 мм универсальные захватывающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 511	3 мм Maryland рассекающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 512	3 мм рассекающие щипцы С окном. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 520	3 мм тупые захватывающие щипцы С чашей. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 513	3 мм Dolphin захватывающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 514	3 мм острые захватывающие щипцы Крестообразн. насечка. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм

5 Лапароскопические щипцы

Лапароскопические щипцы



Артикул	Описание
D300 120 515	3 мм когтевые захватыв. и экстракц. щипцы С зубьями 2/3. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 506	3 мм прямые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 507	3 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 508	3 мм Hook ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 509	3 мм прямые микро-ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 516	3 мм биопсийные щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм

Холодные инструменты

Инструменты 10 мм

Все следующие артикулы на неразборные инструменты. Тип рукоятки указан в круге..



Артикул	Описание
D300 120 619	10 мм захватыв. и экстракц. щипцы С зубьями 2/3. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 370 мм



Артикул	Описание
D300 120 713	10 мм захватывающие щипцы С окном. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Артикул	Описание
D300 120 712	10 мм Babcock зажим с площадкой Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Артикул	Описание
D300 120 620	10 мм биопсийные щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Инструменты 5 мм


Все следующие артикулы на неразборные инструменты. Тип рукоятки указан в круге.



Артикул	Описание
D300 120 610	5 мм Nelson захватывающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Артикул	Описание
D300 120 609	5 мм универсальные захватывающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Артикул	Описание
D300 120 613	5 мм атравматический захватывающие щипцы. С волнообр. зубьями. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



Артикул	Описание
D300 120 617	5 мм Kelly захватыв. and рассекающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм



5 Лапароскопические щипцы

Лапароскопические щипцы

	Артикул	Описание	
	D300 120 615	5 mm grasping and dressing щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 616	5 mm grasping and dressing щипцы Изогнутые. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 618	5 mm long dressing щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 612	5 mm DeBakey захватывающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 611	5 mm ovarian захватывающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 614	5 mm fallopian tube захватывающие щипцы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 622	5 mm изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 623	5 mm тонкие ножницы зазубренные Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 621	5 mm Hook ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	
	Артикул	Описание	
	D300 120 624	5 mm микро-ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 350 мм	

Инструменты 3 мм


1 Рукоятки




Артикул	Описание
D300 120 500	Металл. рукоятка Без кремальеры С вращающ. модулем




Артикул	Описание
D300 120 501	Металл. рукоятка С кругл. кремальерой С вращающ. модулем



Артикул	Описание
D300 120 517	Осевая кольцевая рукоятка С кремальерой



Артикул	Описание
D300 120 518	Осевая рукоятка С кремальерой С пружиной



Артикул	Описание
D300 120 519	Осевая изогнутая рукоятка С кремальерой С пружиной

2 Вставки (единые с тубусом)



Артикул	Описание
D300 120 510	3 мм универсальные захватывающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм

5 Лапароскопические щипцы

Лапароскопические щипцы



Артикул	Описание
D300 120 511	3 мм Maryland рассекающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 512	3 мм рассекающие щипцы С окном. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 520	3 мм тупые захватывающие щипцы С чашей. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 513	3 мм Dolphin захватывающие щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 514	3 мм острые захватывающие щипцы Крестообр. насечка. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 515	3 мм когтевые захватыв. и экстракц. щипцы С зубьями 2/3. Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 506	3 мм прямая ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 507	3 мм изогнутые ножницы Тип Metzenbaum. Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 508	3 мм Hook ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 509	3 мм прямые микро-ножницы Одна подвижная бранша Рабочая длина: 330 мм



Артикул	Описание
D300 120 516	3 мм биопсийные щипцы Две подвижные бранши Рабочая длина: 330 мм

Другие лапаро инструменты

Иглодержатели.....	68
Трокары.....	71
Ирригац./аспирац. инструменты.....	72
Монополярные электроды.....	73
Биполярные электроды.....	75
Экстракторы миом.....	76
Маточные манипуляторы.....	77



6

Иглодержатели

Неразборные инструменты

Все следующие артикулы на неразборные инструменты. Тип рукоятки указан в круге..

	Артикул	Описание	
	D300 120 606	4,5 мм прямой иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Одна подвижная бранша	
	D300 120 625	4,5 мм прямой иглодержатель - коротк. версия Рабочая длина: 250 мм Одна подвижная бранша	
	Артикул	Описание	
	D300 120 607	4,5 мм изогнутый иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Одна подвижная бранша	
	Артикул	Описание	
	D300 120 608	4,5 мм изогнутый малый иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Одна подвижная бранша	
	Артикул	Описание	
	D300 120 850	5 мм прямой иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
	D300 120 854	5 мм прямой иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
	Артикул	Описание	
	D300 120 858	5 мм прямой иглодержатель Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
	Артикул	Описание	
	D300 120 851	5 мм иглодержатель - изогнутый влево Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
	D300 120 855	5 мм иглодержатель - изогнутый влево Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
	D300 120 859	5 мм иглодержатель - изогнутый влево Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	




Артикул	Описание	
D300 120 852	5 мм иглодержатель - изогнутый вправо Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
D300 120 856	5 мм иглодержатель - изогнутый вправо Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
D300 120 860	5 мм иглодержатель - изогнутый вправо Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	




Артикул	Описание	
D300 120 853	5 мм прямой иглодержатель Бранши выпукло/вогнутой формы с фиксир. зубьями Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
D300 120 857	5 мм прямой иглодержатель Бранши выпукло/вогнутой формы с фиксир. зубьями Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	
D300 120 861	5 мм прямой иглодержатель Бранши выпукло/вогнутой формы с фиксир. зубьями Рабочая длина: 350 мм Luer-lock. Одна подвижная бранша	

Сборные инструменты


1 Рукоятки



Артикул	Описание
D300 120 517	Осевая кольцевая рукоятка С кремальерой



Артикул	Описание
D300 120 518	Осевая рукоятка С кремальерой С пружиной



Артикул	Описание
D300 120 519	Осевая изогнутая рукоятка С кремальерой With spreading spring

2 Тубус



Артикул	Описание
D300 120 865	5 мм тубус Рабочая длина: 330 мм Luer-lock

3 Вставки



Артикул	Описание
D300 120 866	5 мм прямой иглодержатель Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 867	5 мм иглодержатель - изогнутый влево Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 868	5 мм иглодержатель - изогнутый вправо Одна подвижная бранша



Артикул	Описание
D300 120 869	5 мм прямой иглодержатель Бранши выпукло/вогнутой формы с фиксир. зубьями Одна подвижная бранша

Трокары




Артикул	Описание
D300 150 003	Ø 5,5 мм Трокар с многофункц. клапаном Ручное и автомат. управление клапаном Пирамидальный наконечник Без крана инсuffляции Рабочая длина: 100 мм
D300 150 004	Ø 11 мм Трокар с многофункц. клапаном Ручное и автомат. управление клапаном Пирамидальный наконечник С краном инсuffляции Рабочая длина: 100 мм



Артикул	Описание
D300 150 005	Ø 5,5 мм Трокар со складывающ. клапаном Пирамидальный наконечник С краном инсuffляции Рабочая длина: 100 мм
D300 150 006	Ø 11 мм Трокар со складывающ. клапаном Пирамидальный наконечник С краном инсuffляции Рабочая длина: 100 мм



Артикул	Описание
D300 150 007	Переходная трубка Ø 11 мм → Ø 5,5 мм Рабочая длина: 190 мм





Артикул	Описание
D300 150 008	Переходной пластиковый адаптер Ø 11 или 10 мм → Ø 5,5 мм



Артикул	Описание
D300 150 009	Ø 2 мм Игла Вереша Stopcock and Luer-lock Рабочая длина: 120 мм

Ирригационно/аспирационные инструменты

Рукоятки и клапаны

	Артикул	Описание
	D300 120 808	3-х ходовой кран Крупный Luer-lock
	Артикул	Описание
	D300 120 812	Двойной нажимной клапан Крупный Luer-lock
	Артикул	Описание
	D300 120 811	Аспирац.-ирригац. компактная пластиковая рукоятка С 3-х ходовым краном Параллельные коннекторы Крупный Luer-lock

Канюли и трубки

	Артикул	Описание
	D300 120 806	Ø 5 мм Аспирационная канюля Игла G18 Рабочая длина: 360 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 807	Ø 2,7 мм Аспирационная канюля Игла G18 Рабочая длина: 350 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 809	Ø 5 мм Аспирационно-ирригационная трубка Крупный Luer-lock Крупный центральный просвет Рабочая длина: 350 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 810	Ø 5 мм Аспирац.-ирригац. трубка для гидродиссекции Крупный Luer-lock Рабочая длина: 350 мм

Монополярные электроды

Монополярные отсасывающие электроды 5 мм



	Артикул	Описание
	D300 120 813	Ø 5 мм L-Hook электрод with suction Рабочая длина: 350 мм

	Артикул	Описание
	D300 120 814	Ø 5 мм Button электрод with suction Рабочая длина: 350 мм

	Артикул	Описание
	D300 120 815	Ø 5 мм Spatula электрод with suction Рабочая длина: 350 мм

	Артикул	Описание
	D300 120 816	Ø 5 мм J-Hook электрод with suction Рабочая длина: 350 мм

Монополярные электроды 5 мм



	Артикул	Описание
	D300 120 649	Ø 5 мм L-Hook электрод Рабочая длина: 350 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 650	Ø 5 мм Button электрод Рабочая длина: 350 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 652	Ø 5 мм Spatula электрод Рабочая длина: 350 мм
	Артикул	Описание
	D300 120 651	Ø 5 мм J-Hook электрод Рабочая длина: 350 мм

Монополярные электроды 2,7 мм



Артикул	Описание
D300 120 653	Ø 2,7 мм L-Hook электрод Рабочая длина: 350 мм

Биполярные электроды

Биполярные электроды 5 мм



Артикул	Описание
D300 120 771	Ø 5 мм J-Hook электрод Рабочая длина: 340 мм



Артикул	Описание
D300 120 765	Ø 5 мм L-Hook электрод Рабочая длина: 340 мм



Артикул	Описание
D300 120 767	Ø 5 мм Button электрод Рабочая длина: 340 мм



Артикул	Описание
D300 120 766	Ø 5 мм Spatula электрод Рабочая длина: 340 мм

Биполярные электроды 3 мм



Артикул	Описание
D300 120 762	Ø 3 мм L-Hook электрод Рабочая длина: 340 мм
D300 120 772	Ø 3 мм L-Hook электрод Рабочая длина: 360 мм



Артикул	Описание
D300 120 764	Ø 3 мм V-Hook электрод Рабочая длина: 340 мм
D300 120 774	Ø 3 мм V-Hook электрод Рабочая длина: 360 мм



Артикул	Описание
D300 120 763	Ø 3 мм прямой электрод Рабочая длина: 340 мм
D300 120 773	Ø 3 мм прямой электрод Рабочая длина: 360 мм

Экстракторы миом



Артикул	Описание
D300 120 628	Ø 10 мм Экстрактор миом Рабочая длина: 330 мм
D300 120 627	Ø 5 мм Экстрактор миом Рабочая длина: 330 мм
D300 120 626	Ø 3 мм Экстрактор миом Рабочая длина: 330 мм

Маточные манипуляторы

Mangeshikar



Артикул	Описание
D300 120 100	Handle With Pozzi шипцы rotation module
D300 120 101	Внешний тубус With fixation screw
D300 120 102	Внутренний тубус
D300 120 107	Pozzi щипцы For cervical holding
D300 120 103	Sliding тубус Для использования с cap With a sealing plug
D300 120 104	Ø 35 мм Cap With white insulating ring
D300 120 105	Ø 40 мм Cap With white insulating ring
D300 120 106	Ø 45 мм Cap With white insulating ring
D300 120 108	Intra-uterine insert 4x40 мм
D300 120 109	Intra-uterine insert 5x50 мм
D300 120 110	Intra-uterine insert 6x60 мм
D300 120 111	Intra-uterine insert 7x70 мм
D300 120 112	Intra-uterine insert 8x80 мм
D300 120 113	Intra-uterine insert 8x120 мм
D300 120 114	Intra-uterine insert 8x150 мм

Cohen



Артикул	Описание
D300 120 115	Cohen маточный манипулятор With two different sizes of sealing cone With Luer-lock

Endojack



Артикул	Описание
D250 100 000	Endojack маточный манипулятор Стерильный одноразовый - 5 unit / box Длина of the intra-uterine insert: 60 - 70 mm
D250 100 001	Endojack маточный манипулятор Стерильный одноразовый - 5 unit / box Длина of the intra-uterine insert: 80 - 90 mm

ЭНДОСКОПЫ



Гистероскопы	82
Лапароскопы	83
Синускопы	87
Ларингоскопы	89
Отоскопы	90
Артроскопы	92

Гистероскопы

Ø 2,9 мм



Артикул	Описание
D300 100 003	2,9 мм HD гистероскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.
D300 100 004	2,9 мм HD гистероскоп Направление обзора: 12° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.
D300 100 000	2,9 мм HD гистероскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.

Ø 4 мм



Артикул	Описание
D300 100 005	4 мм HD гистероскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.
D300 100 002	4 мм HD гистероскоп Направление обзора: 12° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.
D300 100 001	4 мм HD гистероскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.
D300 100 007	4 мм HD гистероскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 300 мм Автоклавир.

Лапароскопы

Мини лапароскопы



Артикул	Описание
D300 100 015	2,9 мм HD мини лапароскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 207 мм Автоклавир.
D300 100 016	2,9 мм HD мини лапароскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 207 мм Автоклавир.

Лапароскопы



Артикул	Описание
D300 100 020	5,5 мм HD лапароскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 300 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.
D300 100 021	5,5 мм HD лапароскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 300 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.
D300 100 022	5,5 мм HD лапароскоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 300 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 100 032	10 мм HD лапароскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 330 мм Автоклавир.
D300 100 033	10 мм HD лапароскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 330 мм Автоклавир.
D300 100 034	10 мм HD лапароскоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 330 мм Автоклавир.



Артикул	Описание
D300 100 038	10 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 450 мм Автоклавир.
D300 100 039	10 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 450 мм Автоклавир.
D300 100 040	10 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 450 мм Автоклавир.

Бариатрические лапароскопы



Артикул	Описание
D300 100 026	5,5 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 424 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.
D300 100 027	5,5 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 424 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.
D300 100 028	5,5 мм HD бариатрический лапароскоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 424 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.

Операционные лапароскопы



Артикул	Описание
D300 100 041	10 мм операционный лапароскоп с окуляром 45° Направление обзора: 0° Рабочая длина: 270 мм 5,1 мм рабочий канал Неавтоклавир.
D300 100 043	11 мм операционный лапароскоп с окуляром 45° Направление обзора: 0° Рабочая длина: 270 мм 6,1 мм рабочий канал Неавтоклавир.



Артикул	Описание
D300 100 042	10 мм операционный лапароскоп с окуляром 90° Направление обзора: 0° Рабочая длина: 270 мм 5,1 мм рабочий канал Неавтоклавируемый.
D300 100 044	11 мм операционный лапароскоп с окуляром 90° Направление обзора: 0° Рабочая длина: 270 мм 6,1 мм рабочий канал Неавтоклавируемый.

Синускопы

Ø 2,7 мм




Артикул	Описание	Артикул	Описание
D300 100 052	2,7 мм синускоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 140 мм Автоклавируемый.	D300 100 055	2,7 мм синускоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 195 мм Автоклавируемый.
D300 100 053	2,7 мм синускоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 140 мм Автоклавируемый.	D300 100 056	2,7 мм синускоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 195 мм Автоклавируемый.
D300 100 054	2,7 мм синускоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 140 мм Автоклавируемый.	D300 100 057	2,7 мм синускоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 195 мм Автоклавируемый.

Ø 3 мм



Артикул	Описание
D300 100 058	3 мм синускоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 150 мм Автоклавируемый.
D300 100 059	3 мм синускоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 150 мм Автоклавируемый.
D300 100 060	3 мм синускоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 150 мм Автоклавируемый.
D300 100 061	3 мм синускоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 150 мм Автоклавируемый.

Ø 4 мм



Артикул	Описание
D300 100 062	4 мм HD синускоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 185 мм Автоклавир.
D300 100 063	4 мм HD синускоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 185 мм Автоклавир.
D300 100 064	4 мм HD синускоп Направление обзора: 45° Рабочая длина: 185 мм Автоклавир.
D300 100 065	4 мм HD синускоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 185 мм Автоклавир.


Ларингоскопы



Артикул	Описание
D300 100 073	4 мм микро ларингоскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 185 мм Перевернутый свет Автоклавир.
D300 100 074	6 мм ларингоскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 160 мм Увеличивающий окуляр Автоклавир.
D300 100 075	6 мм ларингоскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 160 мм Автоклавир.
D300 100 076	10 мм ларингоскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 159 мм Автоклавир.
D300 100 077	10 мм ларингоскоп Направление обзора: 90° Рабочая длина: 159 мм Автоклавир.


Отоскопы

Ø 1,9 мм



Артикул	Описание
D300 100 078	1,9 мм отоскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 100 мм Автоклавир.
D300 100 079	1,9 мм отоскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 100 мм Автоклавир.

Ø 2,7 мм



Артикул	Описание
D300 100 080	2,7 мм отоскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 75 мм Автоклавир.
D300 100 081	2,7 мм отоскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 75 мм Автоклавир.
D300 100 082	2,7 мм отоскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 75 мм Автоклавир.


Ø 4 мм



Артикул	Описание
D300 100 083	4 мм отоскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 50 мм Неавтоклавир.
D300 100 084	4 мм отоскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 50 мм Неавтоклавир.

Артроскопы

Ø 1,9 мм



Артикул	Описание
D300 100 085	1,9 мм артроскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 60 мм Автоклабир.
D300 100 086	1,9 мм артроскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 60 мм Автоклабир.

Ø 2,7 мм




Артикул	Описание
D300 100 052	2,7 мм артроскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 140 мм Автоклабир.
D300 100 053	2,7 мм артроскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 140 мм Автоклабир.
D300 100 054	2,7 мм артроскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 140 мм Автоклабир.

Ø 4 мм



Артикул	Описание
D300 100 062	4 мм HD артроскоп Направление обзора: 0° Рабочая длина: 185 мм Автоклабир.
D300 100 063	4 мм HD артроскоп Направление обзора: 30° Рабочая длина: 185 мм Автоклабир.
D300 100 065	4 мм HD артроскоп Направление обзора: 70° Рабочая длина: 185 мм Автоклабир.

Принадлежности



Световоды	96
ВЧ кабели	97
Стерилизация	100
Принадлежности для видеостанции	102
Разное	103


Световоды

Световоды



Артикул	Описание
D200 150 000	Ø 3,5 мм серый световод Длина: 2,3 м Без коннекторов
D200 150 500	Ø 3,5 мм серый световод Длина: 2,3 м С коннекторами Storz с обеих сторон
D200 150 005	Ø 4,8 мм серый световод Длина: 2,3 м Без коннекторов
D200 150 501	Ø 4,8 мм серый световод Длина: 2,3 м С коннекторами Storz с обеих сторон

Коннекторы



Артикул	Описание
D200 150 001	Коннектор Storz для световода Сторона эндоскопа



Артикул	Описание
D200 150 002	Коннектор Storz для световода Сторона источника света



Артикул	Описание
D200 150 003	Коннектор Olympus для световода Сторона источника света




Артикул	Описание
D200 150 004	Коннектор ACMI / Stryker для световода Сторона источника света

ВЧ кабели

Биполярные кабели резектоскопа



Артикул	Описание
D200 190 001	Erbe биполярный кабель резектоскопа Длина: 4,0 м Совместим со всеми нашими биполярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Erbe Vio 300D или Erbe Vio 3 (MF plug)



Артикул	Описание
D200 190 000	Covidien биполярный кабель резектоскопа Длина: 4,6 м Совместим со всеми нашими биполярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Valleylab ForceTriad или FT10



Артикул	Описание
D200 190 008	Bowa биполярный кабель резектоскопа Длина: 4,5 м Совместим со всеми нашими биполярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Bowa ARC 350 или ARC 400



Артикул	Описание
D200 190 006	2 pins - 29 мм (international plug) биполярный кабель резектоскопа Длина: 4,5 м Совместим со всеми нашими биполярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора 2 pins - 29 мм connection



Артикул	Описание
D200 190 007	Emed (SDS plug) биполярный кабель резектоскопа Длина: 4,5 м Совместим со всеми нашими биполярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Emed Spectrum или Atom

Монополярные кабели резектоскопа



Артикул	Описание
D200 190 005	8 мм banana plug монополярный кабель резектоскопа Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими монополярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Valleylab, Karl Storz или Conmed



Артикул	Описание
D200 190 004	4 мм banana plug монополярный кабель резектоскопа Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими монополярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Erbe T-serie, Martin или Berchtold



Артикул	Описание
D200 190 011	4 мм plug монополярный кабель резектоскопа Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими монополярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Martin или Berchtold



Артикул	Описание
D200 190 010	5 мм plug монополярный кабель резектоскопа Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими монополярными резектоскопами Для подключения электрокоагулятора Erbe ACC/ICC или Karl Storz

Биполярные ВЧ кабели




Артикул	Описание
D200 190 003	Valleylab биполярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими биполярными инструментами (гистеро и лапаро) Для подключения электрокоагулятора Valleylab and international



Артикул	Описание
D200 190 002	Erbe биполярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими биполярными инструментами (гистеро и лапаро) Для подключения электрокоагулятора Erbe



Артикул	Описание
D200 190 009	Berchtold биполярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими биполярными инструментами (гистеро и лапаро) Для подключения электрокоагулятора Berchtold или Martin



Артикул	Описание
D200 190 020	Emed (SDS plug) биполярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим со всеми нашими биполярными инструментами (гистеро и лапаро) Для подключения электрокоагулятора Emed Spectrum или Atom

Монополярные ВЧ кабели



Артикул	Описание
D200 190 015	8 мм banana plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с круглым 4 мм plug Для подключения электрокоагулятора Valleylab, Karl Storz или Conmed



Артикул	Описание
D200 190 014	4 мм banana plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с круглым 4 мм plug Для подключения электрокоагулятора Erbe T-serie, Martin или Berchtold



Артикул	Описание
D200 190 018	4 мм banana plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с шестиугольным 4 мм plug Для подключения электрокоагул. Erbe T-serie, Martin или Berchtold



Артикул	Описание
D200 190 016	4 мм plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с круглым 4 мм plug Для подключения электрокоагулятора Martin или Berchtold




Артикул	Описание
D200 190 017	5 мм plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с круглым 4 мм plug Для подключения электрокоагулятора Erbe ACC/ICC или Karl Storz



Артикул	Описание
D200 190 019	5 мм plug монополярный ВЧ кабель Длина: 3,0 м Совместим с монополярными инструментами с шестиугольным 4 мм plug Для подключения электрокоагулятора Erbe ACC/ICC или Karl Storz

Стерилизация


Кастомизированные стерилизационные корзины



Артикул	Описание
D200 160 504	ReseCare стерилизационная корзина Персонализированные силиконовые держатели Размер: 480x240x70 мм




Артикул	Описание
D200 160 503	EasyCare стерилизационная корзина Персонализированные силиконовые держатели Размер: 480x240x70 мм




Артикул	Описание
D200 160 505	MaxiCare стерилизационная корзина Персонализированные силиконовые держатели Размер: 480x240x70 мм

Стандартные стерилизационные корзины



Артикул	Описание
D200 160 508	Стерилизационная корзина С силиконовой подложкой и крышкой Размер: 480x240x70 мм



Артикул	Описание
D200 160 507	Стерилизационная корзина для 2 инструментов С силиконовыми держателями Размер: 480x150x50 мм



Артикул	Описание
D200 160 023	Стерилизационная корзина для одного эндоскопа С силиконовыми держателями Размер: 450x70x60 мм

Другие продукты для стерилизации




Артикул	Описание
D300 190 000	Стерилизац. трубка для эндоскопа Рабочая длина: 320 мм



Артикул	Описание
D200 160 003	Стерилизац. трубка для электродов Длина: 297 мм. Ø 24 мм

Принадлежности для видеостанции



Артикул	Описание
D100 200 502	Проводной набор Для соединения iCare - iPad iPad plug: lightning
D100 200 503	Проводной набор Для соединения iCare - iPad iPad plug: USB-C



Артикул	Описание
D900 000 119	iCare USB флэшка Емкость: 32Gb



Артикул	Описание
D900 000 135	iCare Wi-Fi модуль USB plug

Разное



Артикул	Описание
D300 195 000	Многоразов. колпачек Для рабочих каналов операционного тубуса



Артикул	Описание
D300 195 001	Одноразов. колпачек Для рабочих каналов операционного тубуса Стерильн..



Артикул	Описание
D300 190 001	Прокладка для рабочего элемента Для рукоятки резектоскопа

1
2
3
4
5
6
7
8

Blank lined area for notes on page 104.

1
2
3
4
5
6
7
8

Blank lined area for notes on page 105.



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral
13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30
Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com
contact@delmont-imaging.com