

Набор **EasyCare** арт. D400 100 017

СОСТОИТ ИЗ:

HD гистероскоп 2,9 мм, 30°
Автоклавируемый. Длина: 300 мм
арт. D300 100 000



Внешний градуиров. операционный тубус 5,5 мм
Враш. краник. Quick lock. Длина: 216 мм
арт. D300 110 000



Внутр. градуиров. операционный тубус 4,9 мм
Операц. канал 7Fr. Враш. краник. Длина: 230 мм
арт. D300 110 001



Градуиров. диагностический тубус 4 мм
Враш. краник. Длина: 270 мм
арт. D300 110 002



НОВЫЙ

Градуиров. ножницы 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Одна подвижная бранша
арт. D300 120 008



НОВЫЙ

Градуиров. биопсийные щипцы 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 010



НОВЫЙ

Градуиров. щипцы (аллигатор) 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 009



НОВЫЙ

Градуиров. захватывающие щипцы IUD 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 011



Световод
Автолавир. Ø:3,5 мм. Длина: 2,3 м. с коннекторами Storz
арт. D200 150 500



Дополнительные принадлежности:

Биполярный электрод, гибкий, тип кнопка, 5Fr.
арт. D300 140 010



Биполярный электрод, гибкий, тип игла, 5Fr.
арт. D300 140 011



НОВЫЙ


Стерилизационная корзина
Автолавир. 480x240x70 мм. С крышкой и силиконовой подложкой
арт. D200 160 503



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tel : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com



imaging all the women



EasyCare

Комплексное решение
See&Treat для безопасной
гистероскопии
Проф. H. Fernandez




Данные медицинские изделия являются регулируемые продуктами здравоохранения. Они производятся компанией Delmont Imaging. Они предназначены только для профессионального использования. Внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием. Неотрактный документ. Авторское право © 2021, SAS Delmont Imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Все права защищены. Никакая информация или часть этого документа не может быть воспроизведена или изменена в любой форме без предварительного разрешения Delmont Imaging. REF D900 700 002 F RU 2021-08.



Проф. H. Fernandez,
Руководитель отделения OB/GYN
Kremlin Bicêtre Hospital. Франция


«Множество процедур может быть выполнено вне операционной во время диагностической гистероскопии, не требуя госпитализации пациентов и нахождения их под наркозом. Это одно из многочисленных преимуществ концепции See&Treat. Кроме того, это сокращение загрузки операционной и освобождение ее для тяжелых операций. Для See&Treat необходимо иметь комплексное и эффективное оборудование. EasyCare предлагает законченное решение с удобными тубусами, но главное это набор инструментов 7Fr., которые в работе намного эффективнее традиционных 5Fr. Для облегчения манипуляций каждый инструмент градуирован. Точные движения, быстрый результат, довольный пациент...»



Внутренний атравмат. тубус 4,9 мм
Тупой наконечник и еще меньший диаметр, внутренний тубус был разработан для использования без внешнего тубуса. Это идеальный инструмент для манипуляций, не требующих аспирации, таких как контрацепция, извлечение внутриматочного устройства или рассечение синехий типа 1 или 2.




Вращающиеся краники
Всегда в самом удобном положении для комфортабельной работы!





Быстросъемный замок
Больше никаких сложностей с замками.

Маркеры глубины
Маркеры нанесены на все тубусы. Вы можете выполнять гистероскопию в любых условиях.



HD гистероскоп: непревзойденная производительность и долговечность

Новейшее поколение линз, разработанных для получения преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределение света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным и долговечным, но, при этом, легко ремонтируемым в случае поломки.



Эффективность 7Fr.!

Лезвия ножниц 7Fr. на 50% длиннее¹ чем лезвия ножниц 5Fr., объем материала изъятый биопсийными щипцами 7Fr. в 3 раза больше² чем у щипцов 5Fr. ! Инструменты 7Fr. в действительности более жесткие и более точные чем 5Fr. Вы экономите время и повышаете удовлетворенность пациента.

¹: 5,7 мм против 3,8 мм
²: 8,23 мм² против 3,2 мм²