




*imaging all the women*



# MaxiCare

Биполярный  
резектоскоп 9 мм

# MaxiCare принадлежности и опции:

## HD гистероскоп 4 мм, 12°

Автоклавируемый. Длина: 300 мм

арт. D300 100 002



## Внешний тубус 26Fr.

Двойной поток. Quick lock.

арт. D300 130 004



## Внутренний тубус 24Fr.

Вращающийся


арт. D300 130 005



## Пассивный рабочий элемент

Совместим с биполярным режимом

арт. D300 130 006



## Световод






Автоклавируемый, Ø: 3,5 мм, Длина: 2,3 м, с коннекторами Storz

арт. D200 150 500



НОВЫЙ

## Электроды:

Описание	Артикулы	
	Стерил, одноразов (Поставляется в упаковке по 10)	Многоразов
 Режущая петля 30°	D300 140 078	D300 140 004
 Режущая петля прямая	D300 140 081	D300 140 007
 Коагуляционный электрод нож	D300 140 079	D300 140 005
 Коагуляционный электрод шарик	D300 140 080	D300 140 006
 Вспаривающий электрод ролик игольчатый	D300 140 082	D300 140 008

## Дополнительные принадлежности:

### Стерилизационная корзина

Автоклавир. 480x250x47 мм. С крышкой и силиконовой подложкой

арт. D200 160 505



### Трубка для стерилизации

Автоклавируемое и хранение электродов

арт. D200 160 003



### Обтуратор

Quick lock

арт. D300 130 007

### Оптический обтуратор

Quick lock

арт. D300 130 010

### Биполярный кабель Covidien

ForceTriad

арт. D200 190 000

### Биполярный кабель Erbe

VIO300D

арт. D200 190 001