

Société																
Nom du produit	Support droit	Bras pivotant	Par dessus l'épaule	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Photo	Voir en annexe de ce document															
Type	Binoculaire			Binoculaire	Binoculaire		Vidéo	Binoculaire			Binoculaire / vidéo				Vidéo	Vidéo
Adaptateur caméra	✓			✓	✓		/	✗			Caméra externe / DSLR		Caméra intégrée		/	/
Ergonomie																
Ergonomie	Statif de sol droit à roulettes	Bras pivotant à roulettes (Sur fauteuil en option)	Bras pivotant par dessus l'épaule à roulettes	Sur fauteuil (Statif roulant en option)	- Trepied à roulettes - Sur fauteuil avec bras pivotant		- Trépied à roulettes - Sur fauteuil	- Trépied à roulettes (droit, support inclinable, support suspendu) - Sur fauteuil							Portatif	Sur fauteuil (Statif roulant en option)
Poids tête	18,14 kg	3,0 kg		3,65 kg - 5,6 kg	NC	NC	45kg	2,75kg	3,00 kg	3,10 kg	3,90 kg	3,90 kg	3,25 kg	3,60 kg	6,05 kg	NC
Poids support		34 kg		NC				Droit : 26,75 kg - Support inclinable : 30 kg - Support suspendu : 32,90 kg								
Dimensions de la tête	325 x 200 x 275 mm (HxLxP)			NC	NC	NC	110x170x80 mm (HxLxP)	564 x 125 x 205 mm (HxLxP)	605 x 135 x 205 mm (HxLxP)	640 x 135 x 245 mm (HxLxP)	660 x 135 x 210 mm (HxLxP)	675 x 135 x 240 mm (HxLxP)	625 x 135 x 195 mm (HxLxP)	630 x 135 x 245 mm (HxLxP)	243,9 x 81 x 104,1 mm (HxLxP)	NC
Hauteur du support	1016-1193mm	335-1295mm	635-1295mm	NC	890+-350mm / 690mm (sur fauteuil)	1048+-260mm / 592+-260 (sur fauteuil)	850+-260mm	970-1090mm 860-1260 mm 850-1410 mm		860-1260 mm 850-1410 mm					/	1700mm (chariot)

Société																	
Nom du produit	Support droit	Bras pivotant	Par dessus l'épaule	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2	
Système optique																	
Echelons de zoom	3	5		5	3	3 / 5	Plage	1	3						2	Plage	
Zooms	4.25x, 7.08x, 11.33x	2.83x, 4.25x, 7.08x, 11.33x, 17.71x		4.3x, 6x, 8.5x, 12x, 17x	Si 3 : 5x, 8.5x, 13x Si 5 : 3.4x, 5.4x, 8.5x, 13.6x, 21.2x		jusqu'a 120x (optique 10x, numérique 12x)	15x	7.5x, 15x, 30x						optique : 4x numérique :16x	optique en continu 42x fixes :6x, 15x	
Occulaires	12.5x			16x	20x (16x en option)		/	NC								/	/
Objectifs fixes (Focus)	5 (175, 200, 250, 300, 400mm)			4 (200, 250, 300, 400mm)	2 (300 ou 250 en option)	2 (250, 300mm)	/	1 (300mm)							/	/	
Mise au point manuelle précise sur objectif fixe	✓ 11mm			✓ 17mm	✗	✓ 12mm		✓									
Focus variable	✓ manuel [200-350]			NC	✗	✓ motorisé/ manuel [plage de 40mm]	✓ motorisé / autofocus / manuel [250-350]	✗							NC	✓ autofocus [250-300]	

Société																
Nom du produit	Support droit	Bras pivotant	Par dessus l'épaule	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Tube binoculaire	- Droit F=170mm - Incluable (F=135)			- Droit F=160mm - Oblique (45°)	- Droit - Incluable F=125mm	- Droit - Incluable F=125 (F=159 et tube inclinable f=182mm -210° en option)	/	- Droit - Oblique (45°)							Droit	Droit
Lentilles apochromatiques	✓			NC	✓			NC							/	/
Faisceaux convergents	✓			NC	✗			✓							/	NC
Filtre vert	✓			✓ (option) + Filtre H.A.S.I.	✓		✓ Electronique	✓		✗	✓	✗	✓	✗	✓ Digital	✓ Electronique + lumière verte
Lumière																
Lumière	LED			LED	LED	-Halogen -LED	LED	LED							LED	LED
Température de lumière	6500 K			4500-5500 K	NC	NC	5800 K	5700-6000 K							6000 K	5700 K

Société																
Nom du produit	Support droit	Bras pivotant	Par dessus l'épaule	i View 21/31 Colpo	Kaps KP 3000 / 3000 S	Kaps SOM 52 / 42	Vico S HD	1E LED	1D LED	1DW LED	3ML LED	3MLW LED	3 MVC LED USB	3 MVCW LED USB	EVA	VIDAN 2
Lumière																
Intensité lumineuse	100 000 lux			30 000lux - 120 000lux	NC	Halogen: 100W Lumière froide: 150W	NC	45 000-52 000 lx							3W	30 000 lux max
Réglage intensité	✓ 10 niveaux (de 0 à 100%)			✗	✓ 6 niveaux	✓ 2 modes	✗	✓							✗	✓ 2 niveaux
Accessoires																
Adaptateur laser	✓			✓		✓		✗							✗	✗
Moniteur	✓			✓		✗		✓							NC	✓
Echelle de mesure	✗			✓		✓		✗							✗	✗
Logiciel																
Logiciel	✓			✗		✓ pas ergonomique		✓							✓	✓
Compte rendu	✓			/		✓		✓							✗	✗

Support droit




Bras pivotant



Par dessus l'épaule



VIDAN 2



EVA



1E LED light



1E LED



1D LED



1DW LED



Kaps SOM 52



Kaps KP 3000



Vico S HD



i View 21/31Colpo



3ML LED



3MVS LED Y/C NTSC



3 MVC LED USB



3 MVCW LED USB

