

Pour des hystérocopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société		 SOPRO COMEG								
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom	Bettocchi	OES 4000			Opti-Flow	Pas de nom	Gubbini Original
Photo	Voir en annexe de ce document									
Hystéroscope										
Diamètre	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm		3 mm			2,7 mm		2,9 mm
Angulation	30°	30°	12° et 30°	30°	30°			12° et 30°	25°	30°
Type de technologie	Lentilles	Lentilles	Lentilles		Lentilles			Lentilles		Lentilles
Chemise de diagnostique										
Diamètre	4 mm	3,5 mm	4,1 mm		4 mm			3,5 mm		✗
Marquage centimétrique	✓	✗	✗		✗			✗		
Chemise opératoire externe										
Diamètre	5,5 mm	5 mm	5 mm	5,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	5 mm	5,4 mm
Longueur utile	216 mm	220 mm	210 mm	170 mm	187 mm			219 mm	205 mm	194 mm
Marquage centimétrique	✓	✗	✓	✗	✗			✗		✗

Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société		 SOPRO COMEG	 KARL STORZ ENDOSKOPE								
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom	Bettocchi	OES 4000			Opti-Flow	Pas de nom	Gubbini Original	
Chemise externe atraumatique	✓	✓	✗	✓	✗			✗	✓	✗	
Flux	Double	Double	Double		Double			Double		Double	
Chemises interne et externe dissociables	✓	✓	✗	✓	✗			✗	✓	✓	
Chemise opératoire interne											
Diamètre	4,9 mm	NC	✗ mono-bloc	4,3 mm	4,9 mm	NC			✗ mono-bloc	NC	NC
Marquage centimétrique	✓	✗		✗		✗				✗	✗
Chemise interne atraumatique	✓	✗		✗		✗				✗	✗
Diamètre du canal opérateur	7 Fr.	5 Fr.	5 Fr.		7 Fr.	3 Fr.	5 Fr.	7 Fr.	5 Fr.	7 Fr.	5 Fr.
Longueur du canal d'insertion du canal opérateur	Longue	Courte	Courte	Longue		Courte			Longue		Courte












Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société											
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom	Bettocchi	OES 4000			Opti-Flow	Pas de nom	Gubbini Original	
Robinet rotatifs	✓	✓		✗	✗				✗	✗	
Quick-lock entre les deux chemises	✓	✗	✗ mono-bloc	✗	✗			✗ mono-bloc	✗	✓	
Compatible avec d'autres endoscopes du marché (connexion non captive)	✓	✓		✓	✗				✓	✓	
Compatibilité électrodes bipolaires	✓	✓		✓	✗	✓			✓	✓	
Instrumentation											
Nombre d'instruments proposés	4	5	10	3	1	5		4	3	6	
Diamètre	7 Fr.	5 Fr.	5 Fr.	7 Fr.	3 Fr.	5 Fr.	7 Fr.	5 Fr.	7 Fr.	5 Fr.	
Longueur utile	340 mm	400 mm	340 et 400 mm	400 mm	NC			340 mm	355 mm	335 mm	340 mm


Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société								
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom	Bettocchi	OES 4000	Opti-Flow	Pas de nom	Gubbini Original
Marquage centimétrique	✓	✗		✗	NC		✗	✗
Module de rotation	✗	✗		✗	NC	✓		✗
Luer-Lock pour le nettoyage	✓ au choix	✗		✓	NC	✗		✓
Quick-Lock	✗	✗		✗	NC	✓		✗
Poignée des instruments					NC			

Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société		 SOPRO COMEG							
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom	Bettocchi	OES 4000	OptiFlow	Pas de nom	Gubbini Original	
Poignée démon- table					NC				
Instruments	 Ciseaux  Pince à biopsie  Pince à préhensions  Pince à extractions	 Ciseaux  Pince à biopsie  Pincines à préhensions  Pince à extractions	 Ciseaux  Ciseaux  Pincines à biopsie  Pincines à biopsie	 Ciseaux  Pince à biopsie  Pince à préhensions	Photos non communiquées		 Ciseaux  Pincines à biopsie  Pince à préhensions	 Ciseaux crochus  Pince à biopsie  Pince à biopsie et préhensions	 Ciseaux  Pincines à biopsie  Pincines à biopsie
					 Ciseaux Ciseaux crochus Pince à biopsie Pincines à préhensions à mors lisses et à mors pointus				

Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Société						
Nom du produit	EasyCare	Pas de nom	Pas de nom Bettocchi	OES 4000	Opti-Flow Pas de nom	Gubbini Original
Instruments			 Pinces à préhensions  Pince emporte-pièce  Instrument pour fixation des myomes  Palpateur			 Pince à préhensions  Pince à extractions  Instrument pour fixation des myomes

Pour des hystéroscopes de 2,7 à 3 mm uniquement.

Annexe :

