

Comparatif concurrentiel

Systeme de résection bariatrique

Société	 delmont imaging		
Nom du produit	ReseCare XXL	Resectoscope extra long	Long OES Pro Resectoscope
Photo	<i>Voir en annexe de ce document</i>		
Spécialité revendiquée	Gynécologie	Urologie	Urologie
Taille de l'hystéroscope correspondant	2,9 mm	3,5 mm	4 mm
Longueur utile	285 mm	265 mm	262 mm
Diamètre du résecteur	18,5 Fr.	26 Fr.	27 Fr.
Forme externe du résecteur	Ronde	Ronde	Ronde
Élément de travail	Passif ou actif	Passif ou actif	Passif ou actif
Chemises dissociables	✓	✓	✓
Chemises rotatives	✓	✓	✗
Quick-lock entre les deux chemises et l'élément de travail	✓	✓	✓
Résecteur bipolaire	✓	✓	✗


delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411


Société	 delmont imaging		
Nom du produit	ReseCare XXL	Resectoscope extra long	Long OES Pro Resectoscope
Egalement compatible avec l'énergie monopolaire	✓	✗ (deux produits différents)	/
Isolation	Céramique noire	Céramique	Céramique blanche
Nombre d'électrodes proposées	5	3	3
Electrode à anse 30°	R	R	R+UU
Electrode à anse droite	R	✗	R+UU
Electrode couteau	R	R	✗
Electrode rouleau	R	✗	R+UU
Electrode boule	✗	R (monopolaire)	✗
Electrode de vaporisation	R	R (bipolaire)	✗
Autre produit disponible	Set diagnostique (Hystéroscope 30° et chemise diagnostique)	Hystéroscope et chemise diagnostique	✗
Commentaires	Unique sur le marché gynécologique	Barre de retour sur les électrodes bipolaires, les copeaux se coincent dans l'anse. 	/

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat
 Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00
 www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com
 SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

*R : Electrodes réutilisables
 *UU : Electrodes à usage unique

Annexe :



ReseCare XXL



Resectoscope extra long



Long OES Pro Resectoscope

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411