

Fiche technique NeoCare



1304

Le set complet NeoCare comporte :

- 1 hystéroscope opératoire HD
- 1 chemise externe
- 4 poignées plastiques
- 4 inserts 3mm
- 3 électrodes bipolaires 3mm
- 1 câble de lumière
- 1 panier de stérilisation (2 plateaux)

Informations générales	
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Hystéroscope	
Réglementation	
Descriptif	Hystéroscope opératoire HD 8 mm 12°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement
Photo	
Classe	Ila
Référence article	D300 100 051
Code GMDN	36628
Code GTIN/UID	3701217805460
Données techniques	
Résolution	HD

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Diamètre de l'hystéroscope	8 mm
Angulation (DOV)	12°
Champ de vision (FOV)	80°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	190 mm
Diamètre canal opérateur	4,5 mm
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Flux	Simple (Robinet d'irrigation)
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Chemise externe	
Réglementation	
Descriptif	Chemise externe d'hystéroscopie
Utilisation prévue	Hystéroscopie
Photos	
Classe	IIb
Référence article	D300 130 004
Code GMDN	35301
Code GTIN/UID ID	3701217801318
Données techniques	
Diamètre de la chemise externe	26Fr.
Longueur utile	187 mm
Encliquetage rapide	Oui
Flux	Double (robinet d'irrigation et d'aspiration)
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Instruments froids de 3mm	
Réglementation	
Descriptif	Instruments chirurgicaux réutilisables: ciseaux et pinces
Utilisation prévue	Chirurgie endoscopique

Classe	IIb			
Code GMDN	62061			
Poignée				
Nom	Poignée pour insert de 3mm			
Photo				
Référence article	D300 120 504			
Matériau	Plastique			
Crémaillère	Non			
Module de rotation	Oui			
Code GTIN/UID ID	3701217805194			
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails			
Inserts 3mm				
Nom	Micro-ciseaux droits	Ciseaux courbés, type Metzenbaum	Pince à préhension universelle	Pince à préhension et extraction 2x3 dents
Photos				
Référence article	D300 120 509	D300 120 507	D300 120 510	D300 120 515
Code GTIN/UID ID	3701217805149	3701217805163	3701217805132	3701217805088
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisations pour plus de détails			
Données techniques				
Mors mobiles	1	2	2	1
Luer lock de nettoyage	Oui			
Souplesse	Rigides			
Energie recommandée	Instruments froids			
Diamètre	3mm			
Longueur utile	330mm			
Electrodes bipolaires 3mm				
Réglementation				
Descriptif	Electrodes bipolaires 3mm			
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement			
Photos				

Classe	I Ib		
Code GMDN	61873		
Electrodes bipolaires			
Nom	Electrode crochet en L	Electrode droite	Electrode crochet en V
Référence article	D300 120 772	D300 120 773	D300 120 774
Code GTIN/UID ID	3701217805415	3701217805408	3701217805392
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails		
Données techniques			
Energie	Bipolaire. Coagulation seulement		
Longueur utile	360mm		
Diamètre	3mm		
Souplesse	Rigide		
Electrode réutilisable	Oui		
Solution à utiliser	NaCl à 0.9%		
Câble de lumière			
Réglementation			
Descriptif	Câble de lumière		
Utilisation prévue	Endoscopie		
Photo			
Classe	I		
Référence article	D200 150 500		
Code GMDN	35507		
Code GTIN/UID ID	3701217800090		
Données techniques			
Diamètre	3,5 mm		
Longueur	2,3 m		
Couleur	Gris		
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails		
Embouts fournis	Storz		

Panier de stérilisation	
Réglementation	
Descriptif	Panier de stérilisation 2 plateaux
Utilisation prévue	Retraitement
Photo	
Classe	I
Référence article	D200 160 515
Code GMDN	13730
Code GTIN/UID ID	3701217807891
Données techniques	
Dimension d'un plateau (LxHxP)	520x50x250mm
Poids plateau sans couvercle	1,7 kg
Poids couvercle	1,0 kg
Plateaux et couvercles gerbables	Oui
Matériau	Plateau: acier inoxydable Supports: silicone noir
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails