




NOUVEAU

MiniCare

La combinaison parfaite entre
préservation et performance



Dilatation cervicale réduite
Diamètre externe de 6mm



Préservation de l'endomètre
Instruments froids

Instruments rigides 3mm performants
Optique déportée



Polyvalence
Compatibilité avec ReseCare

Grâce à son diamètre et ses instruments froids rigides de 3mm, **MiniCare** est la solution parfaite pour traiter efficacement les femmes ayant un désir de grossesse, même pour des pathologies sévères.