

La qualité dans les moindres détails
Une bonne image passe aussi par un couple «aspiration-irrigation» maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.



Encliquetage rapide
La fin des verrouillages laborieux !



Confort et précision assurés
La poignée en PEEK, ultra-légère, évite la fatigue pendant l'intervention. Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.



Chemise interne rotative
Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !



Références et caractéristiques de ReseCare :

Hystéroscope HD, 2,9mm, 12°
Autoclavable. L:300mm
Réf. D300 100 004



Chemise externe 18,5Fr.
Double flux. Encliquetage rapide
Réf. D300 130 000



Chemise interne 17,5Fr.
Rotative
Réf. D300 130 001



Élément de travail à action passive
Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires
Réf. D300 130 002



Élément de travail à action active
Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires
Réf. D300 130 009



Câble de lumière
Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz
Réf. D200 150 500



Electrodes :

Description	Référence	
	Sterile, à usage unique (Livrées par boîte de 10)	Réutilisable (Livrées par boîte de 4)
Electrode coupante 30°	D300 140 067	D300 140 000
Electrode coupante droite	D300 140 068	D300 140 001
Electrode couteau	D300 140 069	D300 140 002
Electrode rouleau	D300 140 070	D300 140 003
Electrode de vaporisation - rouleau à pointes	D300 140 091	D300 140 090

Accessoires :

Obtrateur
Encliquetage rapide
Réf. D300 130 003



Tube de stérilisation
Autoclavage et stockage des électrodes
Réf. D200 160 003



Panier de stérilisation ReseCare
Autoclavable. 480x240x70mm. Avec support en silicone personnalisés
Réf. D200 160 504



Cordon de résection bipolaire. Erbe
VIO300D & VIO3
Réf. D200 190 001

Cordon de résection bipolaire. Covidien
ForceTriad
Réf. D200 190 000



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com



imaging all the women®



NOUVEAU
ReseCare

Deux modèles de résecteurs 6mm et le respect de toutes les femmes



Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont Imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont Imaging, RCS Marseille B 6317 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont Imaging. REF D300 100 001 (F17, 2021) 12. Imprimé par OHS. Ne pas jeter sur la voie publique.



Un résecteur de 18,5Fr. seulement

Petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente. Avec ReseCare, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.

ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

"Après trois années d'utilisation continue, on ne peut plus se passer de ReseCare ! Il est plus rapide, plus simple et moins traumatique."
Pr. Hervé Fernandez, Chef de service de Gynécologie-Obstétrique à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

10 cm

ReseCare XXL

Le petit dernier de la gamme qui a déjà tout d'un grand !

C'est la longueur qui différencie ReseCare XXL de ReseCare, et qui va vous permettre de traiter vos patientes présentant un utérus de grande taille ou une surcharge pondérale limitant une utilisation rapprochée du col utérin. Unique sur le marché, sa longueur utile de 287mm permet d'aborder aisément toutes les cavités utérines, notamment les régions péri-ostiales ou du fond utérin, là où un résecteur habituel échouerait.


Ce nouveau produit est la solution parfaite qui prend en considération les singularités de toutes les femmes sans compromettre le confort du chirurgien. Il répond à un besoin actuel de tous les centres de soins en équipement spécialisé, et qui à l'avenir, tend à s'accroître.



Un condensé technologique au service de toutes les femmes


Toutes les qualités qui ont fait le succès de ReseCare se retrouvent intégralement dans ReseCare XXL.

Le diamètre réduit de 6mm offre une grande liberté de mouvement et une moindre dilatation du col utérin. L'hystéroscope HD permet de visualiser clairement l'intégralité de la cavité utérine avec une définition et une répartition lumineuse incomparable. Le large choix d'électrodes de résection permet un traitement ciblé et efficace des pathologies utérines.



Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.



Un set diagnostique également disponible en version XXL

Tout comme ReseCare, le set diagnostique XXL permet d'obtenir une meilleure visibilité des larges cavités utérines ou celles difficiles d'accès. Retrouvez la même qualité d'image hautement définie pour un diagnostic aisé.

Aussi bien en diagnostique qu'en opératoire, la longueur et le diamètre de nos nouveaux produits XXL s'adaptent aux besoins de vos patientes.



NOUVEAU

Références et caractéristiques de ReseCare XXL :

Hystéroscope HD, 2,9mm, 12°

Autoclavable. L:395mm

Ref. D300 100 087



Chemise externe 18,5Fr.

Version XXL. Double flux. Encliquetage rapide

Ref. D300 130 088



Chemise interne 17,5Fr.

Version XXL. Rotative

Ref. D300 130 089



Electrodes réutilisables :

Description	Référence
Electrode coupante 30° - XXL	D300 140 086
Electrode coupante droite - XXL	D300 140 087
Electrode couteau - XXL	D300 140 088
Electrode rouleau - XXL	D300 140 089
Electrode de vaporisation - rouleau à pointes- XXL	D300 140 122

Accessoires :

Obturateur

Version XXL. Encliquetage rapide

Ref. D300 130 091



Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Ref. D200 160 034



Panier de stérilisation ReseCare XXL

Autoclavable. 540x240x70mm. Avec supports en silicone personnalisés

Ref. D200 160 519



Set diagnostique :

Hystéroscope HD, 2,9mm, 30°

Autoclavable. L:395mm

Ref. D300 100 088



Chemise diagnostique 4mm

Version XXL. Pour hystéroscope 12° ou 30°

Ref. D300 110 072



Panier de stérilisation pour deux instruments

Version XXL. 480x150x50mm. Avec supports en silicone personnalisés

Ref. D200 160 520

