




*imaging all the women**



Maintenance préventive



Modalités

La maintenance préventive de iFlow est essentielle pour assurer le bon fonctionnement et la fiabilité de la pompe, ainsi que la sécurité des patients.

Elle doit être effectuée par un technicien habilité, au minimum une fois tous les **2 ans**.

Elle comprend :

- Une analyse complète du système ;
- Un remplacement des pièces usagées si nécessaire ;
- Une re-calibration ;
- Les tests de sécurité et de fonctionnalité.

La durée de la maintenance est de **14 à 19 jours**. Afin que vous puissiez aborder la maintenance de vos appareils en toute sérénité, nous vous proposons 2 formules : une **maintenance simple** et une **maintenance premium** incluant le prêt d'une pompe le temps nécessaire à la maintenance.

ATTENTION

En cas de non respect de la fréquence entre chaque maintenance préventive (au minimum une fois tous les deux ans), nous nous dégageons de toutes responsabilités quant aux performances et à la sécurité du produit.

Nous nous dégageons également de toutes responsabilités si des personnes non habilitées ont effectué des réparations, des réglages, des modifications sur l'appareil ou sur les accessoires. L'habilitation ne peut être délivrée que par le fabricant.


Tarif des maintenances

Formule	Coût UHT
Maintenance simple	1 150 €
Maintenance Premium	1 255 €


Les frais de port sont inclus dans ces tarifs.

Procédure

Maintenance Simple



Maintenance Premium



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont Imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont Imaging.
REF D900 700 140 A FR 2021-I-05

* Imagez toutes les Femmes