

imaging all the women



Hystéroscope 2mm disponible!





Le bien-être de la patiente étant toujours notre objectif premier, un set diagnostique vient compléter notre gamme de produits.

Cet hystéroscope de 2mm vous permettra de réaliser sereinement vos hystéroscopies diagnostiques, même en situation difficile. Col sténosé, patiente nullipare, angoissée ou réticente, diminuez le risque de malaise vagal après le geste opératoire.

Son diamètre réduit facilite l'introduction et la manipulation dans la cavité utérine, tout en conservant une qualité d'image haute définition. Le diagnostic est aisé et l'hystéroscope procure un vrai confort à l'utilisation.

Cet outil vient en parfait complément des hystéroscopes 2,9mm. Ensemble, ils couvriront tous les besoins de votre salle dédiée!

Des chemises diagnostiques et opératoires sont également disponibles pour accompagner cet hystéroscope 2mm. Vous trouverez ci-dessous les références et descriptions de ces produits :

Référence	Description
D300 100 090	Hystéroscope HD 2mm, 30° 260mm autoclavable
D300 110 025	Chemise diagnostique 3mm, robinet rotatif
D300 110 043	Chemise opératoire interne 3,7mm, canal opératoire 5Fr.
D300 110 044	Chemise opératoire externe 4,3mm, robinet rotatif
D300 120 012	Ciseaux gradués semi-rigides 5Fr.
D300 120 013	Pince à préhensions Alligator graduée semi-rigide 5Fr.
D300 120 014	Pince à biopsies graduée semi-rigide 5Fr.
D300 120 015	Pince à extractions DIU graduée semi-rigide 5Fr.

imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementé, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont imaging. RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF D900 700 179 A FR.