



*imaging all the women**



Gynko[®]

Pour une nouvelle
approche de l'hystérocopie


delmont
imaging

Avec **Gynko®**, choisissez la simplicité.

Un seul hystéroscope, plusieurs hystéroscopies.

Gynko® est une chemise d'hystéroscopie stérile à usage unique. Elle est complètement hermétique ce qui permet de conserver la stérilité de votre endoscope. Réalisez plusieurs hystéroscopies diagnostiques sans avoir à répéter les processus de stérilisation entre chaque examen. Gynko® est aussi disponible muni d'une housse de caméra.

Une qualité d'image respectée.

Les performances optiques de la lentille rigide positionnée à l'extrémité distale de Gynko® sont comparables à celle de votre endoscope. Conservez une qualité d'image pleinement résolue pour un diagnostic précis !



Un outil idéal pour le See&Treat.

Gynko® et son diamètre réduit de 3mm permet de réaliser les hystéroscopies diagnostiques en toute simplicité. Le canal de travail souple peut être utilisé pour une biopsie de l'endomètre ou encore le retrait de petits polypes. La dilatation du col se fait progressivement à l'insertion de l'instrument pour une vraie application du See&Treat. La chemise opératoire conserve un diamètre total inférieur à 4mm même utilisée avec des instruments de 7Fr. ! Un geste opératoire efficace dans le respect de la patiente !

Références :

Chemise stérile Gynko - optique de 2,9mm 30°

Canal opérateur de 7Fr. - Avec housse de caméra
Livraison par 10
Réf. D300 110 068

Chemise stérile Gynko - optique de 2,9mm 30°

Canal opérateur de 7Fr. - Sans housse de caméra
Livraison par 10
Réf. D300 110 069

Chemise stérile Gynko - optique de 2,9mm 30°

Canal opérateur de 5Fr. - Avec housse de caméra
Livraison par 10
Réf. D300 110 062

Chemise stérile Gynko - optique de 2,9mm 30°

Canal opérateur de 5Fr. - Sans housse de caméra
Livraison par 10
Réf. D300 110 063