




imaging all the women



MaxiCare

Биполярный
резектоскоп 9 мм

MaxiCare артикулы и характеристики:

HD гистероскоп 4 мм, 12°

Автоклавируемый. Длина: 300 мм

Арт. D300 100 012



Внешний тубус 26 Fr.

Двойной поток. Quick lock.

Арт. D300 130 004



Внутренний тубус 24 Fr.

Вращающийся

Арт. D300 130 005



Пассивный рабочий элемент

Совместим с биполярным режимом

Арт. D300 130 006



Световод

Автоклавируемый, Ø: 3,5 мм, Длина: 2,3 м, с коннекторами Storz

Арт. D200 150 500



Электроды:

Описание	Артикул	
	Стерильные, одноразовые (Поставка в коробках по 10 шт.)	Многоразовые
Режущая петля 30°	D300 140 078	D300 140 004
Режущая петля прямая	D300 140 081	D300 140 007
Коагуляционный электрод нож	D300 140 079	D300 140 005
Коагуляционный электрод ролик	D300 140 080	D300 140 006
Вапоризационный электрод ролик игольчатый	D300 140 082	D300 140 008

Принадлежности:

Корзина для стерилизации MaxiCare

Автоклавируемая. 480x240x70 мм. С индивидуальными силиконовыми держателями

Арт. D200 160 505



Трубка для стерилизации

Автоклавирование и хранение электродов

Арт. D200 160 003



Обтуратор

Quick lock

Арт. D300 130 007

Оптический обтуратор

Quick lock

Арт. D300 130 010

Адаптер

Для подключения эвакуатора Ellick

Арт. D300 130 063

Биполярный кабель Erbe

VIO300D

Арт. D200 190 001