



*imaging all the women\**



**NOUVEAU**  
**ICE**  
*by RVF*

La solution ultime pour  
optimiser votre pratique


  
**delmont**  
imaging

Définissez les nouveaux standards de la résection avec



## La solution que vous attendiez tant à portée de main !

Spécialement conçu pour la gynécologie, ICE (Innovative Chips Extractor) promet une action rapide et atraumatique pour l'extraction et la récupération de copeaux de résection. Il redéfinit les standards de la résection hystéroscopique en apportant une réponse efficace à un besoin qui, jusqu'à présent, restait sans solution adaptée.



### L'innovation propulsée par une technologie brevetée

Créé en étroite collaboration avec des experts en gynécologie, ICE a été pensé par et pour des chirurgiens spécialisés. Guidé par le professeur Fernandez, dont les initiales signent ce produit, il répond à des exigences d'ergonomie, de facilité d'utilisation et d'efficacité.

« En seulement deux pressions de la main, la cavité est entièrement vidée des copeaux mais aussi du sang, offrant un gain de temps et une journée opératoire optimisée. »  
Pr. Hervé Fernandez

## Faire de la prise en charge de vos patientes une priorité


L'extraction des copeaux a toujours été une tâche fastidieuse et délicate. Les techniques actuelles présentent toutes des problèmes majeurs : la curette peut entraîner des synéchies<sup>1</sup> tandis que l'utilisation du résecteur lui-même peut causer des lacérations cervicales. Ces méthodes appartiendront bientôt au passé !

Notre chemise interne ICE, connectée à son activateur, est entièrement compatible avec les chemises externes de nos résecteurs ReseCare et MaxiCare. Cela permet de conserver la chemise externe en place à l'intérieur de l'utérus tout au long de la procédure : la résection, la mise en place de ICE et l'extraction des copeaux !

<sup>1</sup> Schenker JG. Intrauterine adhesions: an updated appraisal. Fertil Steril. mai 1982;37(5):593-610



Assemblez ICE à sa chemise interne



Connectez le tout à la chemise externe



Fermez le robinet et déplacez la tubulure d'aspiration à l'arrière de l'activateur

## Références :

**Activateur ICE by RVF**  
Stérile. Usage unique. Livré par 5  
Réf. D110 200 000

**Chemise interne ICE by RVF**  
Pour résecteurs 26Fr.  
Réf. D300 130 107

**Chemise interne ICE by RVF**  
Pour résecteurs 18,5Fr.  
Réf. D300 130 108

